

# BEAUTIFLY

SlimSense

Body

series




Waga analityczna  
Figure Scanner

Instrukcja obsługi  
User manual

[f /beautifly.eu](https://www.facebook.com/beautifly.eu) [@beautifly.eu](https://www.instagram.com/beautifly.eu) [g beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)

[/beautiflyeu](https://www.youtube.com/channel/UC...) [@beautiflyeu](https://www.tiktok.com/@beautiflyeu)


f1



f2



f3



Typ wagi:	Elektroniczna
Rodzaj powierzchni:	Szklono ITO
Maksymalna waga:	180kg
Zasilanie:	baterie 4xAAA
Funkcje:	pamięć pomiaru, analiza ciała: waga, zawartość tkanki tłuszczowej, woda w organizmie, pomiar mięśni, masa kości, BMI, Kcal

#### Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

#### Opis wyświetlacza [strona 2 - f1]

1. Dane wyświetlacza / masa ciała
2. Bluetooth
3. Jednostki
4. Poziom tkanki tłuszczowej (%)
5. Woda w organizmie (%)
6. Mięśnie (%)
7. BMI
8. Poziom tkanki tłuszczowej: niski/standardowy/umiarkowany/nadwaga/otyłość
9. Kcal
10. Mężczyzna/Kobieta/Sportowiec
11. Masa kości
12. Profil użytkownika

#### Sposób użycia

1. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zainstalować baterie. W tym celu otwórz pokrywę z tyłu wagi i włóż baterie zgodnie ze wskazaniem biegunowości (+/-).
2. Umieść wagę na twardej i płaskiej powierzchni, NIE używaj jej na dywanie lub miękkiej powierzchni.
3. Upewnij się, że stopy i powierzchnia wagi są suche, aby uniknąć poślizgnięcia.
4. Stań prosto bosymi stopami, zakrywając równomiernie powierzchnię wagi [strona 2 - f2]
5. Naciśnij przycisk "SET", "▲" lub "▼" na wadze, aby ją włączyć, a waga przejdzie do ustawień parametrów użytkownika. Urządzenie przechwyci parametry osobiste 9 osób (P1-P9).
6. Wybierz swój profil.
7. Waga posiada funkcję pamięci, nie ma potrzeby każdorazowego ustawiania danych użytkownika. Jeśli różnica wagi pomiędzy Tobą a innymi użytkownikami mieści się w granicach +/-3 kg podczas jednego ważenia, waga zidentyfikuje użytkowników i wyświetli odpowiedni numer użytkownika.
7. Stań nieruchomo przez kilka sekund i nie schodź z wagi, aż do momentu pokazania się danych na wyświetlaczu LCD. Urządzenie pokazuje 7 wskaźników: waga, zawartość tkanki tłuszczowej, woda w organizmie, mięśnie, masa kości, BMI, Kcal.
- Uwaga: Waga wyłączy się automatycznie po 20 sekundach, jeśli nie będzie wykonywana żadna inna operacja.

Gdy waga nie jest podłączona do Bluetooth - jego symbol na ekranie LCD będzie migał, a wyświetlacz LCD wyświetli numer użytkownika z zakresu "P1" - "P9". Gdy waga jest podłączona do Bluetooth, jego symbol będzie stałe wyświetlany, a na wyświetlaczu LCD pojawi się numer użytkownika "P0".

#### Ustawianie parametrów osobistych:

1. Naciśnij <SET>, aby włączyć wagę.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przelazyc w obrębie P1-P9 i potwierdź naciskając <SET>
3. Aby ustawić parametry osobiste naciśnij ▲ lub ▼ i wybierz jedną z opcji, a następnie potwierdź naciskając <SET>: mężczyzna - kobieta - sportowiec / wzrost / wiek
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać jednostkę masy (kg/bst.b), Naciśnij <SET>, aby potwierdzić.

#### Niebezpieczeństwa i ostrzeżenia:

1. Nie używaj części zamiennych, które nie są zatwierdzone przez producenta.
2. Nieprofesjonalny serwis nie powinien demontować i wymieniać części urządzenia bez zezwolenia.
3. Jeśli waga działa nieprawidłowo, sprawdź baterie. W razie potrzeby należy je wymienić.
4. Jeśli procent tkanki tłuszczowej jest mniejszy niż 5% lub większy niż 50% waga pokazuje błąd - sprawdź, czy informacje użytkownika są prawidłowe.
5. Waga jest precyzyjnym urządzeniem pomiarowym. Nigdy nie należy skakać ani uderzać w wagę.
6. Przechowuj z dala od wody, ciepła i ekstremalnego zimna.
7. Upewnij się, że urządzenie nie jest wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani umieszczone w pobliżu grzejników i innych źródeł ciepła.
8. Dane podane w wadze służą wyłącznie jako odniesienie. Przed podjęciem jakiegokolwiek diety lub programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem.
9. Waga nie jest zabawką
10. Urządzenie nie jest odpowiednie dla kobiet w ciąży i osób z rozrusznikiem serca

#### Czyszczenie i konserwacja:

Przed czyszczeniem wyłącz produkt. Do czyszczenia zabrudzonej powierzchni należy używać miękkiej chusteczki nasączonej alkoholem lub środkiem do czyszczenia szkła. Nie czyść produktu i akcesoriów żrącymi detergentami, takimi jak benzen, rozcieńczalniki. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany. Unikaj również narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgotnego środowiska, w przeciwnym razie może to spowodować blaknięcie kolorów lub uszkodzenie produktu.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f3]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Type of scale:	Electronic
Surface type:	ITO glass
Maximum weight:	180kg
Power supply:	4xAAA batteries
Features:	measurement memory, body analysis: weight, body fat content, body water, muscle measurement, bone mass, BMI, Kcal

#### Safety

Before using the product, read the instructions and follow the recommendations contained therein during the use of the device.

#### Display Description [page 2 - f1]

1. Display data / body weight
2. Bluetooth
3. Units
4. Body fat percentage (%)
5. Body water (%)
6. Muscles (%)
7. BMI
8. Body fat level: low/standard/moderate/overweight/obesity
9. Kcal
10. Male/Female/Athlete
11. Bone mass
12. User profile

#### How to use

1. Before first use, install batteries. To do this, open the cover on the back of the scale and insert the batteries according to the polarity indication (+/-).
2. Place the scale on a hard and flat surface, DO NOT use it on a carpet or soft surface.
3. Make sure that the feet and the surface of the scale are dry to avoid slipping.
4. Stand straight with bare feet, covering the surface of the scale evenly [page 2 - f2]
5. Press the "SET", "▲" or "▼" button on the scale to turn it on, and the scale will go to the user parameter settings. The device stores personal parameters for 9 people (P1-P9).
6. Select your profile.

Note: the scale has a memory function, there is no need to set user data each time. If the weight difference between you and other users is within +/-3 kg during one weighing, the scale will identify all users and display the corresponding user number.

7. Stand still for a few seconds and do not get off the scale until the data appears on the LCD display. The device shows 7 indicators: weight, body fat content, body water, muscles, bone mass, BMI, Kcal.

Note: The scale will automatically turn off after 20 seconds if no other operation is performed.

When the scale is not connected to Bluetooth - its symbol on the LCD screen will flash, and the LCD display will show the user number from the range "P1" - "P9"; When the scale is connected to Bluetooth, its symbol will be displayed continuously, and the user number "P0" will appear on the LCD display.

#### Setting personal parameters:

1. Press <SET> to turn on the scale.
2. Press ▲ or ▼ to toggle within P1-P9 and confirm by pressing <SET>
3. To set personal parameters press ▲ or ▼ and select one of the options, then confirm by pressing <SET>: male - female - athlete / height / age
4. Press ▲ or ▼ to select the unit of mass (kg/lb/st/lb). Press <SET> to confirm.

#### Hazards and warnings:

1. Do not use replacement parts that are not approved by the manufacturer.
2. Non-professional service should not disassemble and replace parts of the device without permission.
3. If the scale operates incorrectly, check the batteries. If necessary, replace the batteries.
4. If the percentage of body fat is less than 5% or more than 50% the scale shows an error - check if the user information is correct.
5. The scale is a precision measuring device. Never jump or hit the scale.
6. Store away from water, heat, and extreme cold.
7. Make sure the device is not exposed to direct sunlight or placed near heaters and other heat sources.
8. The data provided on the scale is for reference only. Before starting any diet or exercise program, consult a doctor.
9. The scale is not a toy
10. The device is not suitable for pregnant women and people with a pacemaker

#### Cleaning and maintenance:

Before cleaning, turn off the product. To clean the dirty surface, use a soft cloth soaked in alcohol or glass cleaner. Do not clean the product and accessories with corrosive detergents, such as benzene, thinners. Store in a cool, dry place when not in use. Also avoid exposure to direct sunlight or a humid environment, otherwise it may cause color fading or damage to the product.

#### More information about the company and products [page 2 - f3]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Typ Waage:	Elektronisch
Art der Oberfläche:	ITO-Glas
Maximalgewicht:	180 kg
Stromversorgung:	Batterien 4xAAA
Funktionen:	Speicherung der Messung, Körperanalyse: Gewicht, Fettanteil, Körperwasser, Muskelmessung, Knochenmasse, BMI, Kcal

#### Sicherheit

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie die Anleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

#### Displaybeschreibung [Seite 2 - f1]

1. Displaydaten / Körpergewicht
2. Bluetooth
3. Einheiten
4. Körperfettanteil (%)
5. Körperwasser (%)
6. Muskeln (%)
7. BMI
8. Körperfettlevel: niedrig/standard/mäßig/Übergewicht/Fettleibigkeit
9. Kcal
10. Mann/Frau/Athlet
11. Knochenmasse
12. Benutzerprofil

#### Gebrauchsanleitung

1. Vor dem ersten Gebrauch installieren Sie die Batterien. Öffnen Sie dazu die Abdeckung auf der Rückseite der Waage und legen Sie die Batterien entsprechend der Polaritätsangabe (+/-) ein.
2. Stellen Sie die Waage auf eine harte und ebene Fläche. Verwenden Sie sie NICHT auf einem Teppich oder weicher Oberfläche.
3. Stellen Sie sicher, dass die Füße und die Oberfläche der Waage trocken sind, um ein Ausrutschen zu vermeiden.
4. Stehen Sie gerade mit bloßen Füßen und bedecken Sie die Oberfläche der Waage gleichmäßig [Seite 2 - f2]
5. Drücken Sie die Taste "SET", "▲" oder "▼" auf der Waage, um sie einzuschalten, und die Waage wechselt zu den Benutzereinstellungen. Das Gerät speichert persönliche Parameter für 9 Personen (P1-P9).
6. Wählen Sie Ihr Profil.
- Hinweis: Die Waage verfügt über eine Speicherfunktion, es ist nicht erforderlich, die Benutzerdaten jedes Mal einzustellen. Wenn die Gewichtsdiﬀerenz zwischen Ihnen und anderen Benutzern innerhalb eines Wiegevorgangs +/−3 kg beträgt, wird die Waage alle Benutzer identifizieren und die entsprechende Benutzernummer anzeigen.
7. Bleiben Sie ein paar Sekunden still stehen und steigen Sie nicht von der Waage, bis die Daten auf dem LCD-Display erscheinen. Das Gerät zeigt 7 Indikatoren: Gewicht, Fettanteil, Körperwasser, Muskeln, Knochenmasse, BMI, Kcal.
- Hinweis: Die Waage schaltet sich automatisch nach 20 Sekunden ab, wenn keine weitere Operation durchgeführt wird.

Wenn die Waage nicht mit Bluetooth verbunden ist - wird sein Symbol auf dem LCD-Bildschirm blinken, und das LCD-Display zeigt die Benutzernummer aus dem Bereich "P1" - "P9". Wenn die Waage mit Bluetooth verbunden ist, wird sein Symbol kontinuierlich angezeigt, und die Benutzernummer "P0" erscheint auf dem LCD-Display.

#### Einstellen persönlicher Parameter:

1. Drücken Sie <SET>, um die Waage einzuschalten.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um innerhalb von P1-P9 zu wechseln und bestätigen Sie mit <SET>
3. Um persönliche Parameter einzustellen, drücken Sie ▲ oder ▼ und wählen Sie eine der Optionen und bestätigen Sie mit <SET>: Mann - Frau - Athlet / Größe / Alter
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Gewichtseinheit (kg/lb/st.lb) zu wählen, Drücken Sie <SET>, um zu bestätigen.

#### Gefahren und Warnungen:

1. Verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom Hersteller genehmigt sind.
2. Nichtprofessionelle Dienste sollten das Gerät nicht ohne Erlaubnis demontieren und Teile austauschen.
3. Wenn die Waage nicht korrekt funktioniert, überprüfen Sie die Batterien. Bei Bedarf ersetzen Sie die Batterien.
4. Wenn der Körperfettanteil weniger als 5% oder mehr als 50% beträgt, zeigt die Waage einen Fehler an - überprüfen Sie, ob die Benutzerinformationen korrekt sind.
5. Die Waage ist ein präzises Messgerät. Springen Sie niemals darauf oder schlagen Sie darauf.
6. Lagern Sie fern von Wasser, Hitze und extremer Kälte.
7. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder in der Nähe von Heizkörpern und anderen Wärmequellen platziert wird.
8. Die auf der Waage angegebenen Daten dienen nur als Referenz. Vor Beginn einer Diät oder eines Übungsprogramms konsultieren Sie einen Arzt.
9. Die Waage ist kein Spielzeug.
10. Das Gerät ist nicht geeignet für schwangere Frauen und Personen mit einem Herzschrittmacher.

#### Reinigung und Wartung:

Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus. Verwenden Sie zum Reinigen der verschmutzten Oberfläche ein weiches Tuch, das mit Alkohol oder einem Glasreiniger getränkt ist. Reinigen Sie das Produkt und Zubehör nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln wie Benzin oder Verdünnern. Lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist. Vermeiden Sie auch die Exposition gegenüber direktem Sonnenlicht oder einer feuchten Umgebung, da dies zu einer Verfärbung der Farben oder zu einer Beschädigung des Produkts führen kann.

Weitere Informationen über das Unternehmen und die Produkte [Seite 2 - f3]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautify.eu](http://www.youtube.com/beautify.eu)

Type de balance :	Électronique
Type de surface :	Verre ITO
Poids maximal :	180 kg
Alimentation :	Piles 4xAAA
Fonctions :	mémoire de mesure, analyse corporelle : poids, teneur en tissu adipeux, eau dans le corps, mesure musculaire, masse osseuse, IMC, Kcal

#### Sécurité

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire le manuel d'instructions et suivre les recommandations lors de l'utilisation de l'appareil.

#### Description de l'affichage [page 2 - f1]

1. Données affichées / poids corporel
2. Bluetooth
3. Unités
4. Teneur en tissu adipeux (%)
5. Eau dans le corps (%)
6. Muscles (%)
7. IMC
8. Niveau de tissu adipeux : bas/standard/modéré/surpoids/obésité
9. Kcal
10. Homme/Femme/Athlète
11. Masse osseuse
12. Profil d'utilisateur

#### Mode d'emploi

1. Avant la première utilisation, installez les piles. Pour ce faire, ouvrez le couvercle à l'arrière de la balance et insérez les piles en respectant la polarité (+/-).

2. Placez la balance sur une surface dure et plane. Ne l'utilisez pas sur un tapis ou une surface molle.

3. Assurez-vous que vos pieds et la surface de la balance sont secs pour éviter de glisser.

4. Tenez-vous droit, pieds nus, en couvrant uniformément la surface de la balance [page 2 - f2]

5. Appuyez sur le bouton "SET", "▲" ou "▼" pour allumer la balance, qui passera aux réglages des paramètres de l'utilisateur. L'appareil stocke les paramètres personnels de 9 personnes (P1-P9).

6. Sélectionnez votre profil.

Remarque : la balance dispose d'une fonction mémoire, il n'est pas nécessaire de régler les données de l'utilisateur à chaque fois. Si la différence de poids entre vous et les autres utilisateurs est dans une plage de +/-3 kg lors d'une pesée, la balance identifiera tous les utilisateurs et affichera le numéro correspondant.

7. Restez immobile quelques secondes et ne descendez pas de la balance jusqu'à ce que les données s'affichent sur l'écran LCD. L'appareil affiche 7 indicateurs : poids, teneur en tissu adipeux, eau dans le corps, muscles, masse osseuse, IMC, Kcal.

Remarque : La balance s'éteindra automatiquement après 20 secondes si aucune autre opération n'est effectuée.

Lorsque la balance n'est pas connectée au Bluetooth - son symbole sur l'écran LCD s'éteindra, et l'affichage LCD montrera le numéro d'utilisateur de la plage "P1" - "P9"; Lorsque la balance est connectée au Bluetooth, son symbole sera affiché en continu, et le numéro d'utilisateur "P0" apparaîtra sur l'affichage LCD.

#### Réglage des paramètres personnels :

1. Appuyez sur <SET> pour allumer la balance.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour naviguer entre P1-P9 et confirmez en appuyant sur <SET>

3. Pour régler les paramètres personnels, appuyez sur ▲ ou ▼ et choisissez l'une des options, puis confirmez en appuyant sur <SET> : homme - femme - athlète / taille / âge

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir l'unité de poids (kg/lb/st/lb). Appuyez sur <SET> pour confirmer.

#### Dangers et avertissements :

1. N'utilisez pas de pièces de rechange qui ne sont pas approuvées par le fabricant.

2. Un service non professionnel ne doit pas démonter ni remplacer les pièces de l'appareil sans autorisation.

3. Si la balance fonctionne mal, vérifiez les piles. Si nécessaire, remplacez les piles.

4. Si le pourcentage de tissu adipeux est inférieur à 5 % ou supérieur à 50 %, la balance affiche une erreur - vérifiez si les informations de l'utilisateur sont correctes.

5. La balance est un appareil de mesure de précision. Ne sautez jamais dessus ni ne frappez pas la balance.

6. Stockez loin de l'eau, de la chaleur et du froid extrême.

7. Assurez-vous que l'appareil n'est pas exposé directement au soleil ou placé près des radiateurs et autres sources de chaleur.

8. Les données fournies par la balance sont uniquement à titre de référence. Avant de commencer tout régime ou programme d'exercice, consultez un médecin.

9. La balance n'est pas un jouet.

10. L'appareil n'est pas adapté pour les femmes enceintes et les personnes portant un pacemaker.

#### Nettoyage et entretien :

Avant de nettoyer, éteignez le produit. Pour nettoyer la surface sale, utilisez un chiffon doux imbibé d'alcool ou de nettoyant pour vitres. Ne nettoyez pas le produit et les accessoires avec des détergents corrosifs, tels que le benzène, les diluants. Stockez dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Évitez également l'exposition directe au soleil ou à un environnement humide, sinon cela pourrait entraîner une décoloration des couleurs ou endommager le produit.

#### Plus d'informations sur la société et les produits [page 2 - f3]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Tipo de báscula:	Electrónica
Tipo de superficie:	Vidrio ITO
Peso máximo:	180 kg
Alimentación:	Baterías 4xAAA
Funciones:	memoria de medición, análisis corporal: peso, contenido de tejido graso, agua corporal, medición muscular, masa ósea, IMC, Kcal

#### Seguridad

Antes de usar el producto, lea el manual de instrucciones y siga las recomendaciones contenidas durante el uso del dispositivo.

#### Descripción de la pantalla [página 2 - f1]

1. Datos de la pantalla / peso corporal
2. Bluetooth
3. Unidades
4. Porcentaje de tejido graso (%)
5. Agua corporal (%)
6. Músculos (%)
7. IMC
8. Nivel de tejido graso: bajo/estándar/moderado/sobrepeso/obesidad
9. Kcal
10. Hombre/Mujer/Deportista
11. Masa ósea
12. Perfil de usuario

#### Modo de uso

1. Antes del primer uso, instale las baterías. Para ello, abra la tapa en la parte trasera de la báscula e inserte las baterías respetando la polaridad (+/-).
2. Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana. NO la use sobre una alfombra o superficie blanda.
3. Asegúrese de que los pies y la superficie de la báscula estén secos para evitar resbalones.
4. Párese recto con los pies descalzos, cubriendo uniformemente la superficie de la báscula [página 2 - f2]
5. Presione el botón "SET", "▲" o "▼" en la báscula para encenderla, y la báscula pasará a los ajustes de parámetros del usuario. El dispositivo almacena parámetros personales para 9 personas (P1-P9).
6. Seleccione su perfil.

Nota: la báscula tiene una función de memoria, no es necesario configurar los datos del usuario cada vez. Si la diferencia de peso entre usted y otros usuarios está dentro de +/-3 kg durante una pesada, la báscula identificará a todos los usuarios y mostrará el número de usuario correspondiente.

7. Permanezca inmóvil durante unos segundos y no se baje de la báscula hasta que los datos aparezcan en la pantalla LCD. El dispositivo muestra 7 indicadores: peso, contenido de tejido graso, agua corporal, músculos, masa ósea, IMC, Kcal.

Nota: La báscula se apagará automáticamente después de 20 segundos si no se realiza ninguna otra operación.

Cuando la báscula no está conectada al Bluetooth - su símbolo en la pantalla LCD parpadeará, y la pantalla LCD mostrará el número de usuario en el rango "P1" - "P9"; Cuando la báscula está conectada al Bluetooth, su símbolo se mostrará continuamente, y el número de usuario "P0" aparecerá en la pantalla LCD.

#### Configuración de parámetros personales:

1. Presione <SET> para encender la báscula.
2. Presione ▲ o ▼ para navegar entre P1-P9 y confirme presionando <SET>
3. Para establecer parámetros personales presione ▲ o ▼ y seleccione una de las opciones, luego confirme presionando <SET>: hombre - mujer - deportista / altura / edad
4. Presione ▲ o ▼ para seleccionar la unidad de masa (kg/lb/st.lb). Presione <SET> para confirmar.

#### Peligros y advertencias:

1. No use repuestos que no estén aprobados por el fabricante.
2. El servicio no profesional no debe desmontar y reemplazar partes del dispositivo sin permiso.
3. Si la báscula funciona incorrectamente, verifique las baterías. Si es necesario, reemplace las baterías.
4. Si el porcentaje de tejido graso es menor al 5% o mayor al 50%, la báscula mostrará un error - verifique si la información del usuario es correcta.
5. La báscula es un dispositivo de medición de precisión. Nunca salte ni golpee la báscula.
6. Almacene lejos del agua, el calor y el frío extremo.
7. Asegúrese de que el dispositivo no esté expuesto directamente a la luz solar o colocado cerca de radiadores y otras fuentes de calor.
8. Los datos proporcionados en la báscula son solo para referencia. Antes de comenzar cualquier dieta o programa de ejercicio, consulte a un médico.
9. La báscula no es un juguete.
10. El dispositivo no es adecuado para mujeres embarazadas y personas con marcapasos.

#### Limpieza y mantenimiento:

Antes de limpiar, apague el producto. Para limpiar la superficie sucia, utilice un paño suave humedecido con alcohol o limpiador de vidrios. No limpie el producto y los accesorios con detergentes corrosivos, como benceno o diluyentes. Almacene en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso. También evite la exposición directa al sol o a ambientes húmedos, ya que esto podría causar la decoloración de los colores o dañar el producto.

#### Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f3]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Tipo de balança:	Elétrica
Tipo de superfície:	Vidro ITO
Peso máximo:	180 kg
Alimentação:	Pilhas 4xAAA
Funções:	memória de medição, análise corporal: peso, percentagem de tecido adiposo, água corporal, medição de músculo, massa óssea, IMC, Kcal

#### Segurança

Antes de usar o produto, leia o manual de instruções e siga as recomendações contidas durante a utilização do dispositivo.

#### Descrição do display [página 2 - f1]

- Dados do display / peso corporal
- Bluetooth
- Unidades
- Percentagem de tecido adiposo (%)
- Água corporal (%)
- Músculos (%)
- IMC
- Nível de tecido adiposo: baixo/standard/moderado/excesso de peso/obesidade
- Kcal
- Homem/Mulher/Atleta
- Massa óssea
- Perfil do usuário

#### Modo de uso

- Antes do primeiro uso, instale as pilhas. Para isso, abra a tampa na parte traseira da balança e insira as pilhas respeitando a indicação de polaridade (+/-).
- Coloque a balança numa superfície dura e plana, NÃO a use em carpete ou superfície macia.
- Certifique-se de que os pés e a superfície da balança estão secos para evitar deslizamentos.
- Fique em pé com os pés descalços, cobrindo uniformemente a superfície da balança [página 2 - f2]
- Pressione o botão "SET", "▲" ou "▼" na balança para ligá-la, e a balança irá para as configurações de parâmetros do usuário. O dispositivo armazena parâmetros pessoais para 9 pessoas (P1-P9).
- Selecione o seu perfil.

Nota: a balança tem uma função de memória, não é necessário configurar os dados do usuário cada vez. Se a diferença de peso entre si e outros usuários for de +/-3 kg durante uma pesagem, a balança identificará todos os usuários e exibirá o número correspondente do usuário.

7. Permaneça imóvel por alguns segundos e não desça da balança até que os dados apareçam no display LCD. O dispositivo mostra 7 indicadores: peso, percentagem de tecido adiposo, água corporal, músculos, massa óssea, IMC, Kcal.

Nota: A balança desligará automaticamente após 20 segundos se nenhuma outra operação for realizada.

Quando a balança não está conectada ao Bluetooth - o seu símbolo no ecrã LCD piscará, e o display LCD mostrará o número do usuário na faixa "P1" - "P9"; Quando a balança está conectada ao Bluetooth, o seu símbolo será exibido continuamente, e o número do usuário "PO" aparecerá no display LCD.

#### Configuração de parâmetros pessoais:

- Pressione <SET> para ligar a balança.
- Pressione ▲ ou ▼ para navegar entre P1-P9 e confirme pressionando <SET>
- Para definir parâmetros pessoais pressione ▲ ou ▼ e selecione uma das opções, em seguida, confirme pressionando <SET>; homem - mulher - atleta / altura / idade
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a unidade de massa (kg/lb/st.lb). Pressione <SET> para confirmar.

#### Perigos e advertências:

- Não use peças de substituição que não sejam aprovadas pelo fabricante.
- Serviço não profissional não deve desmontar e substituir peças do dispositivo sem permissão.
- Se a balança funcionar incorretamente, verifique as pilhas. Se necessário, substitua as pilhas.
- Se a percentagem de tecido adiposo for inferior a 5% ou superior a 50%, a balança mostrará um erro - verifique se as informações do usuário estão corretas.
- A balança é um dispositivo de medição de precisão. Nunca salte nem bata na balança.
- Guarde longe de água, calor e frio extremo.
- Certifique-se de que o dispositivo não está exposto diretamente à luz solar ou colocado perto de aquecedores e outras fontes de calor.
- Os dados fornecidos pela balança são apenas para referência. Antes de iniciar qualquer dieta ou programa de exercícios, consulte um médico.
- A balança não é um brinquedo.
- O dispositivo não é adequado para mulheres grávidas e pessoas com pacemaker.

#### Limpeza e manutenção:

Antes de limpar, desligue o produto. Para limpar a superfície suja, use um pano macio embebido em álcool ou limpador de vidro. Não limpe o produto e os acessórios com detergentes corrosivos, como benzeno, diluentes. Guarde em local fresco e seco quando não estiver em uso. Também evite exposição direta ao sol ou ambientes úmidos, pois isso pode causar descoloração das cores ou danificar o produto.

#### Mais informações sobre a empresa e os produtos [página 2 - f3]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)



Tipo di bilancia:	Elettronica
Tipo di superficie:	Vetro ITO
Peso massimo:	180 kg
Alimentazione:	Batterie 4xAAA
Funzioni:	memoria delle misurazioni, analisi corporea: peso, contenuto di tessuto adiposo, acqua corporea, misurazione dei muscoli, massa ossea, BMI, Kcal

#### Sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il manuale di istruzioni e seguire le raccomandazioni contenute durante l'uso del dispositivo.

#### Descrizione del display [pagina 2 - f1]

1. Dati visualizzati / peso corporeo
2. Bluetooth
3. Unità
4. Percentuale di tessuto adiposo (%)
5. Acqua corporea (%)
6. Muscoli (%)
7. BMI
8. Livello di tessuto adiposo: basso/standard/moderato/sovrappeso/obesità
9. Kcal
10. Maschio/Femmina/Aieta
11. Massa ossea
12. Profilo utente

#### Modalità d'uso

1. Prima del primo utilizzo, installare le batterie. Per fare ciò, aprire il coperchio sul retro della bilancia e inserire le batterie rispettando la polarità (+/-).
2. Posizionare la bilancia su una superficie dura e piana. NON utilizzarla su tappeto o superficie morbida.
3. Assicurarsi che i piedi e la superficie della bilancia siano asciutti per evitare scivolamenti.
4. Stare in piedi dritti con i piedi nudi, coprendo uniformemente la superficie della bilancia [pagina 2 - f2]
5. Premere il pulsante "SET", "▲" o "▼" sulla bilancia per accenderla e la bilancia passerà alle impostazioni dei parametri dell'utente. Il dispositivo memorizza i parametri personali di 9 persone (P1-P9).
6. Selezionare il proprio profilo.

Nota: la bilancia ha una funzione di memoria, non è necessario impostare i dati dell'utente ogni volta. Se la differenza di peso tra te e gli altri utenti è entro +/-3 kg durante una pesata, la bilancia identificherà tutti gli utenti e visualizzerà il numero di utente corrispondente.

7. Rimanere fermi per alcuni secondi e non scendere dalla bilancia fino a quando i dati non vengono visualizzati sul display LCD. Il dispositivo mostra 7 indicatori: peso, contenuto di tessuto adiposo, acqua corporea, muscoli, massa ossea, BMI, Kcal.

Nota: La bilancia si spegnerà automaticamente dopo 20 secondi se non viene eseguita alcuna altra operazione.

Quando la bilancia non è connessa al Bluetooth - il suo simbolo sullo schermo LCD lampeggerà e il display LCD mostrerà il numero dell'utente nell'intervallo "P1" - "P9". Quando la bilancia è connessa al Bluetooth, il suo simbolo sarà visualizzato in modo continuo e il numero dell'utente "P0" apparirà sul display LCD.

#### Impostazione dei parametri personali:

1. Premere <SET> per accendere la bilancia.
2. Premere ▲ o ▼ per passare tra P1-P9 e confermare premendo <SET>
3. Per impostare i parametri personali premere ▲ o ▼ e selezionare una delle opzioni, poi confermare premendo <SET>: maschio - femmina - atleta / altezza / età
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'unità di misura del peso (kg/lb/st.lb). Premere <SET> per confermare.

#### Pericoli e avvertenze:

1. Non utilizzare parti di ricambio non approvate dal produttore.
2. Il servizio non professionale non dovrebbe smontare e sostituire parti del dispositivo senza autorizzazione.
3. Se la bilancia funziona in modo non corretto, controllare le batterie. Se necessario, sostituire le batterie.
4. Se la percentuale di tessuto adiposo è inferiore al 5% o superiore al 50%, la bilancia mostrerà un errore - controllare se le informazioni dell'utente sono corrette.
5. La bilancia è un dispositivo di misurazione di precisione. Non saltare mai o colpire la bilancia.
6. Conservare lontano da acqua, calore e freddo estremo.
7. Assicurarsi che il dispositivo non sia esposto direttamente alla luce solare o posizionato vicino a termosifoni e altre fonti di calore.
8. I dati forniti dalla bilancia sono solo a scopo di riferimento. Prima di iniziare una dieta o un programma di esercizio fisico, consultare un medico.
9. La bilancia non è un giocattolo.
10. Il dispositivo non è adatto per donne in gravidanza e persone con pacemaker.

#### Pulizia e manutenzione:

Prima di pulire, spegnere il prodotto. Per pulire la superficie sporca, utilizzare un panno morbido imbevuto di alcool o detergente per vetri. Non pulire il prodotto e gli accessori con detersivi corrosivi, come benzina o diluenti. Conservare in un luogo fresco e asciutto quando non in uso. Evitare anche l'esposizione diretta al sole o ad ambienti umidi, altrimenti potrebbe causare lo sbiadimento dei colori o danneggiare il prodotto.

Per maggiori informazioni sulla società e sui prodotti [pagina 2 - f3]

- [www.beautifyeu.com](http://www.beautifyeu.com)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Typ váhy:	Elektronická
Typ povrchu:	Sklo ITO
Maximální váha:	180 kg
Napájení:	Baterie 4xAAA
Funkce:	paměť měření, analýza těla: váha, obsah tukové tkáně, voda v těle, měření svalů, kostní hmoty, BMI, Kcal

#### Bezpečnost

Před použitím výrobku si přečtěte návod k obsluze a dodržujte doporučení uvedená v průběhu používání zařízení.

Popis displeje [strana 2 - f1]

1. Údaje displeje / tělesná hmotnost

2. Bluetooth

3. Jednotky

4. Procentuální obsah tukové tkáně (%)

5. Voda v těle (%)

6. Svaly (%)

7. BMI

8. Úroveň tukové tkáně: nízká/standardní/mírná/nadváha/obezita

9. Kcal

10. Muž/Žena/Sportovec

11. Kostní hmota

12. Uživatelský profil

#### Návod k použití

1. Před prvním použitím vložte baterie. K tomu otevřete kryt na zadní straně váhy a vložte baterie podle indikace polarit (+/-).

2. Umístěte váhu na tvrdý a rovný povrch. NEpoužívejte ji na koberci nebo měkkém povrchu.

3. Ujistěte se, že nohy a povrch váhy jsou suché, abyste předešli uklouznutí.

4. Stůjte rovně bosými nohama, rovnoměrně pokrývající plochu váhy [strana 2 - f2]

5. Stiskněte tlačítko "SET", "▲" nebo "▼" na váze, aby se zapnula a váha přejde do nastavení uživatelských parametrů. Zařízení ukládá osobní parametry pro 9 osob (P1-P9).

6. Vyberte svůj profil.

Poznámka: váha má paměťovou funkci, není nutné při každém vážení nastavovat uživatelská data. Pokud se vaše váha liší o +/-3 kg od váhy ostatních uživatelů během jednoho vážení, váha identifikuje všechny uživatele a zobrazí příslušné uživatelské číslo.

7. Stůjte několik sekund klidně a neopouštějte váhu, dokud se na LCD displeji nezobrazí údaje. Zařízení zobrazuje 7 ukazatelů: váha, obsah tukové tkáně, voda v těle, svaly, kostní hmota, BMI, Kcal.

Poznámka: Váha se automaticky vypne po 20 sekundách, pokud nebude prováděna žádná další operace.

Když není váha připojena k Bluetooth - jeho symbol na LCD displeji bude blikat a LCD displej ukáže číslo uživatele v rozmezí "P1" - "P9"; Když je váha připojena k Bluetooth, jeho symbol bude zobrazen trvale a na LCD displeji se objeví číslo uživatele "P0".

#### Nastavení osobních parametrů:

1. Stiskněte <SET> pro zapnutí váhy.

2. Stiskněte ▲ nebo ▼ pro navigaci mezi P1-P9 a potvrďte stisknutím <SET>

3. Pro nastavení osobních parametrů stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte jednu z možností, poté potvrďte stisknutím <SET>: muž - žena - sportovec / výška / věk

4. Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr jednotky hmotnosti (kg/lb/st.lb). Stiskněte <SET> pro potvrzení.

#### Nebezpečí a varování:

1. Nepoužívejte náhradní díly, které nebyly schváleny výrobcem.

2. Neprofesionální servis by neměl zařízení rozebírat a měnit díly bez povolení.

3. Pokud váha nefunguje správně, zkontrolujte baterie. V případě potřeby je vyměňte.

4. Pokud je procento tukové tkáně menší než 5 % nebo větší než 50 %, váha zobrazí chybu - zkontrolujte, zda jsou údaje o uživateli správné.

5. Váha je přesné měřicí zařízení. Nikdy na ni neskákejte ani neudeřte.

6. Skladujte mimo dosah vody, tepla a extrémního chladu.

7. Ujistěte se, že zařízení není vystaveno přímému slunečnímu svitu nebo umístěno blízko topných těles a jiných zdrojů tepla.

8. Údaje poskytované váhou jsou pouze pro referenci. Před zahájením jakékoli diety nebo cvičebního programu se poraďte s lékařem.

9. Váha není hračka.

10. Zařízení není vhodné pro těhotné ženy a osoby s kardiostimulátorem.

#### Čištění a údržba:

Před čištěním vypněte produkt. K čištění špinavého povrchu použijte měkký hadřík namočený v alkoholu nebo čistící skel. Nepoužívejte k čištění produktu a příslušenství agresivní čistící prostředky, jako je benzín, ředidla. Uchovávejte na chladném a suchém místě, když není používán. Vyhněte se také přímému slunečnímu svitu nebo vlhkému prostředí, jinak by to mohlo způsobit vyblednutí barev nebo poškození produktu.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f3]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Typ váhy:	Elektronická
Typ povrchu:	Sklo ITO
Maximálna váha:	180 kg
Napájanie:	Batérie 4xAAA
Funkcie:	pamäť merania, analýza tela: váha, obsah tukového tkaniva, voda v tele, meranie svalov, kostná hmotnosť, BMI, Kcal

#### Bezpečnosť

Pred použitím výrobku si prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte odporúčania uvedené počas používania zariadenia.

#### Popis displeja [strana 2 - f1]

1. Údaje displeja / telesná hmotnosť
2. Bluetooth
3. Jednotky
4. Percentuálny obsah tukového tkaniva (%)
5. Voda v tele (%)
6. Svaly (%)
7. BMI
8. Úroveň tukového tkaniva: nízka/standardná/mierna/nadváha/obezita
9. Kcal
10. Muž/Žena/Sportovec
11. Kostná hmotnosť
12. Profil používateľa

#### Spôsob použitia

1. Pred prvým použitím vložte batérie. Na to otvorte kryt na zadnej strane váhy a vložte batérie podľa označenia polarít (+/-).
2. Umiestnite váhu na tvrdý a rovný povrch. NEpoužívajte ju na koberci alebo mäkkej ploche.
3. Uistite sa, že nohy a povrch váhy sú suché, aby ste predišli slykmu.
4. Stojte rovno bosými nohami, rovnomerne pokrývajúc povrch váhy [strana 2 - f2]
5. Stlačte tlačidlo "SET", "▲" alebo "▼" na váhe, aby ste ju zapli. a váha prejde do nastavení parametrov používateľa. Zariadenie ukladá osobné parametre pre 9 osôb (P1-P9).
6. Vyberte svoj profil.

Poznámka: váha má pamäťovú funkciu, nie je potrebné nastavovať údaje používateľa pri každom zážení. Ak sa váha medzi vami a ostatnými používateľmi líši o +/-3 kg počas jedného zážení, váha identifikuje všetkých používateľov a zobrazí príslušné číslo používateľa.  
7. Stojte niekoľko sekúnd nepohnuté a nezostupujte z váhy, kým sa na LCD displeji nezobrazia údaje. Zariadenie zobrazuje 7 ukazovateľov: váha, obsah tukového tkaniva, voda v tele, svaly, kostná hmotnosť, BMI, Kcal.  
Poznámka: Váha sa automaticky vypne po 20 sekundách, ak sa nevykoná žiadna ďalšia operácia.

Keď nie je váha pripojená k Bluetooth - jeho symbol na LCD displeji bude blikajúci a LCD displej ukáže číslo používateľa v rozsahu "P1" - "P9"; Keď je váha pripojená k Bluetooth, jeho symbol bude zobrazený nepretržite, a na LCD displeji sa objaví číslo používateľa "P0".

#### Nastavenie osobných parametrov:

1. Stlačte <SET> na zapnutie váhy.
2. Stlačte ▲ alebo ▼ pre navigáciu medzi P1-P9 a potvrdte stlačením <SET>
3. Na nastavenie osobných parametrov stlačte ▲ alebo ▼ a vyberte jednu z možností, potom potvrdte stlačením <SET>: muž - žena - športovec / výška / vek
4. Stlačte ▲ alebo ▼ na výber jednotky hmotnosti (kg/lb/st.lb). Stlačte <SET> na potvrdenie.

#### Nevhodnosti a varovania:

1. Nepoužívajte náhradné diely, ktoré nie sú schválené výrobcom.
2. Neodborný servis by nemal rozoberať a meniť diely zariadenia bez povolenia.
3. Ak váha nefunguje správne, skontrolujte batérie. V prípade potreby ich vymeňte.
4. Ak je percentuálny obsah tukového tkaniva menší ako 5 % alebo väčší ako 50 %, váha zobrazí chybu - skontrolujte, či sú údaje o používateľovi správne.
5. Váha je presný merací prístroj. Nikdy na nej nesáčajte ani ju neudeľujte.
6. Skladujte mimo dosah vody, tepla a extrémneho chladu.
7. Uistite sa, že zariadenie nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo umiestnené blízko vykurovacích telies a iných zdrojov tepla.
8. Údaje poskytované váhou sú len pre referenčné účely. Pred začatím akejkoľvek diéty alebo cvičebného programu sa poraďte s lekárom.
9. Váha nie je hračka.
10. Zariadenie nie je vhodné pre tehotné ženy a osoby so srdcovým kardiostimulátorom.

#### Čistenie a údržba:

Pred čistením vypnite produkt. Na čistenie špinavého povrchu použite mäkkú handričku namočenú v alkohole alebo čistíči skiel. Nečistite produkt a priloženým agresívnymi čistiacimi prostriedkami, ako je benzín, riedidlo. Skladujte na chladnom a suchom mieste, keď nie je v používaní. Tiež sa vyhýbajte priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkejšiemu prostrediu, inak to môže spôsobiť vyblednutie farieb alebo poškodenie produktu.

#### Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f3]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)

Typ tehtnice:  
 Vrsta površine:  
 Maksimalna teža:  
 Napajanje:  
 Funkcije:

Elektronska  
 ITO steklo  
 180 kg  
 Baterije 4xAAA  
 spomin meritev, analiza telesa: teža, vsebnost maščobnega tkiva, voda v telesu, merjenje mišic, kostna masa, BMI, Kcal

#### Varnost

Pred uporabo izdelka preberite navodila in upoštevajte priporočila, navedena med uporabo naprave.

Opis zaslona [stran 2 - f1]  
 1. Podatki na zaslonu / telesna teža  
 2. Bluetooth  
 3. Enot  
 4. Procent maščobnega tkiva (%)  
 5. Voda v telesu (%)  
 6. Mišice (%)  
 7. BMI  
 8. Nivo maščobnega tkiva: nizko/standardno/umerno/prehrabeno/debelost  
 9. Kcal  
 10. Moški/Ženska/Športnik  
 11. Kostna masa  
 12. Uporabniški profil

#### Navodila za uporabo

1. Pred prvo uporabo vstavite baterije. Odprite pokrov na hrbtni strani tehtnice in vstavite baterije v skladu z označbo polaritete (+/-).
2. Tehtnico postavite na trdo in ravno površino, NE uporabljajte je na preprogi ali mehki podlagi.
3. Poskrbite, da so noge in površina tehtnice suhi, da preprečite zdrs.
4. Stojte naravnost z bosimi nogami, enakomerno prekritje površino tehtnice [stran 2 - f2]
5. Pritisnite gumb "SET", "▲" ali "▼" na tehtnici, da jo vklopite, in tehtnica bo prešla v nastavitve uporabniških parametrov. Naprava hrani osebne parametre za 9 oseb (P1-P9).
6. Izberite svoj profil.

Opomba: tehtnica ima spominsko funkcijo, ni potrebno vsakič nastaviti uporabniških podatkov. Če se vaša teža razlikuje za +/-3 kg od teže drugih uporabnikov med enkratnim tehtanjem, bo tehtnica identificirala vse uporabnike in prikazala ustrezno številko uporabnika.  
 7. Stojte mimo nekaj sekund in ne stopite z tehtnice, dokler se podatki ne prikazujejo na LCD zaslonu. Naprava prikazuje 7 indikatorjev: teža, vsebnost maščobnega tkiva, voda v telesu, mišice, kostna masa, BMI, Kcal.  
 Opomba: Tehtnica se bo samodejno izklopila po 20 sekundah, če ne bo opravljena nobena druga operacija.

Ko tehtnica ni povezana z Bluetoothom - njegov simbol na LCD zaslonu bo utripal in LCD zaslon bo prikazal številko uporabnika v območju "P1" - "P9". Ko je tehtnica povezana z Bluetoothom, bo njegov simbol stalno prikazan in na LCD zaslonu se bo pojavila številka uporabnika "P0".

#### Nastavitve osebnih parametrov:

1. Pritisnite <SET> za vklop tehtnice.
2. Pritisnite ▲ ali ▼ za navigacijo med P1-P9 in potrdite s pritiskom <SET>
3. Za nastavitve osebnih parametrov pritisnite ▲ ali ▼ in izberite eno od možnosti, nato potrdite s pritiskom <SET>: moški - ženska - športnik / višina / starost
4. Pritisnite ▲ ali ▼ za izbiro enote teže (kg/lb/st.lb). Pritisnite <SET> za potrditev.

#### Nevarnosti in opozorila:

1. Ne uporabljajte rezervnih delov, ki niso odobreni s strani proizvajalca.
2. Neprofesionalna storitev ne sme razstavljati in zamenjati delov naprave brez dovoljenja.
3. Če tehtnica ne deluje pravilno, preverite baterije. Po potrebi jih zamenjajte.
4. Če je odstotek maščobnega tkiva manjši od 5% ali večji od 50%, bo tehtnica prikazala napako - preverite, ali so uporabniške informacije pravilne.
5. Tehtnica je natančna merilna naprava. Nikoli ne skakaite na njo ali udarite po njej.
6. Hraniti ločeno od vode, vročine in ekstremnega mraza.
7. Prepričajte se, da naprava ni izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali postavljena blizu grelnih naprav in drugih virov toplote.
8. Podatki, ki jih zagotavlja tehtnica, so samo za referenco. Pred začetkom kateregakoli prehranjevalnega ali vadbenega programa se posvetujte z zdravnikom.
9. Tehtnica ni igrača.
10. Naprava ni primerna za nosečnice in osebe s srčnim spodbujevalnikom.

#### Čiščenje in vzdrževanje:

Pred čiščenjem izklopite izdelek. Za čiščenje umazane površine uporabite mehko krpo, namočeno v alkoholu ali čistilo za steklo. Ne čistite izdelka in dodatkov z agresivnimi čistili, kot so benzen, redčila. Hranite na hladnem in suhem mestu, ko ni v uporabi. Prav tako se izogibajte neposredni sončni svetlobi ali vlažnemu okolju, saj to lahko povzroči bledenje barv ali poškodbe izdelka.

#### Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f3]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)  
 - [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

Kaalutüüp:	Elektroniline
Pind:	ITO klaas
Maksimaalne kaal:	180 kg
Toide:	4xAAA patareid
Funktsioonid:	mõõtmise mälu, kehaanalüüs: kaal, rasvkoe protsent, kehavedelik, lihasmõõtmine, luude mass, KMI, Kcal

#### Ohutus

Enne toote kasutamist lugege kasutusjuhendit ja järgige seadme kasutamisel selles toodud soovitusi.

#### Ekraani kirjeldus [lehekülg 2 - f1]

1. Ekraanil kuvatavad andmed / kehakaal
2. Bluetooth
3. Ühikud
4. Rasvkoe protsent (%)
5. Kehavedelik (%)
6. Lihasd (%)
7. KMI
8. Rasvkoe tase: madal/standardne/mõõdukas/ülekaaluline/obees
9. Kcal
10. Mees/Naine/Sportlane
11. Luude mass
12. Kasutaja profiil

#### Kasutusjuhend

1. Enne esmakordset kasutamist paigaldage patareid. Selleks avage kaalu tagaküljel olev kaas ja sisestage patareid vastavalt polaarusele (+/-).
2. Asetage kaal kõvale ja tasasele pinnale. ÄRGE kasutage seda vaibal või pehmel pinnal.
3. Veenduge, et jalad ja kaalu pind oleksid kuivad, et vältida libisemist.
4. Seiske paljajalu sirgelt, kattes ühtlaselt kaalu pinda [lehekülg 2 - f2]
5. Vajutage kaalut olevat "SET", "▲" või "▼" nuppu, et see sisse lülitada, ja kaal läheb kasutaja parameetrite seadistamisele. Seade salvestab isiklikud parameetrid 9 inimese jaoks (P1-P9).
6. Valige oma profiil.

Märkus: kaalu on mälufunktsioon, iga kord pole vaja kasutaja andmeid seadistada. Kui Teie ja teiste kasutajate kaalu erinevus on ühe kaalumise ajal +/-3 kg, tuvastab kaal kõik kasutajad ja kuvab vastava kasutaja numbrit.  
7. Seiske mõned sekundid liikumatult ja ärge astuge kaalut maha enne, kui LCD ekraanile ilmuvad andmed. Seade kuvab 7 näitajat: kaal, rasvkoe protsent, kehavedelik, lihasd, luude mass, KMI, Kcal.  
Märkus: Kaal lülitub automaatselt välja 20 sekundi pärast, kui muid toiminguid ei teostata.

Kui kaal ei ole Bluetoothiga ühendatud - selle sümbol LCD ekraanil vilgub ja LCD ekraan kuvab kasutaja numbrit vahemikus "P1" - "P9"; Kui kaal on Bluetoothiga ühendatud, kuvatakse selle sümbol pidevalt ja LCD ekraanil ilmub kasutaja number "P0".

#### Isiklike parameetrite seadistamine:

1. Vajutage kaalu sisselülitamiseks <SET>.
2. Vajutage ▲ või ▼, et liikuda P1-P9 vahel ja kinnitage vajutades <SET>
3. Isiklike parameetrite seadistamiseks vajutage ▲ või ▼ ja valige üks valikutest, seejärel kinnitage vajutades <SET>: mees - naine - sportlane / pikkus / vanus
4. Vajutage ▲ või ▼, et valida massiühik (kg/lb/st.lb). Kinnitage vajutades <SET>.

#### Ohutikud ja hoiatused:

1. Ärge kasutage tootja poolt mitte kinnitatud varuosi.
2. Mittespetsialiseeritud teenus ei tohi ilma loata seadet lahti võtta ja osi vahetada.
3. Kui kaal ei tööta korrektselt, kontrollige patareid. Vajadusel vahetage patareid.
4. Kui rasvkoe protsent on alla 5% või üle 50%, kuvab kaal vea - kontrollige, kas kasutaja info on õige.
5. Kaal on täppismõõtesead. Ärge kunagi hüpake selle peale ega lööge seda.
6. Hoida eemal veest, kuumusest ja äärmuslikust külmast.
7. Veenduge, et seade ei oleks otse päikesevalguse käes ega asetseks radiaatorite ja teiste soojusallikate läheduses.
8. Kaalu poolt antud andmed on ainult viitamiseks. Enne dieedi või treeningprogrammi alustamist pidage nõu arstiga.
9. Kaal ei ole mänguasi.
10. Seade ei sobi rasedatele ega südamestimulaatoriga inimestele.

#### Puhastamine ja hooldus:

Enne puhastamist lülitage toode välja. Määratud pinna puhastamiseks kasutage alkoholiiga niisutatud pehmet lappi või klaasipuhastusvahendit. Ärge puhastage toodet ja tarvikuid soovitatavate puhastusvahenditega, nagu bensiin, lahustid. Hoidke seda jahedas ja kuivas kohas, kui seda ei kasutata. Vältige ka otse päikesevalguse või niiske keskkonna kokkupuudet, kuna see võib põhjustada värvide tuhmunist või toote kahjustamist.

#### Lisateave ettevõtte ja toodete kohta [lehekülg 2 - f3]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

Svarstyklų tipas:	Elektroninės
Paviršiaus tipas:	ITO stiklas
Maksimalus svoris:	180 kg
Maitinimas:	4xAAA baterijos
Funkcijos:	matavimų atmintis, kūno analizė: svoris, riebalų audinio procentas, kūno vanduo, raumenų matavimas, kaulų masė, KMI, Kcal

#### Saugumas

Prieš naudodamiesi produktu, perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykitės joje nurodytų rekomendacijų naudojant įrenginį.

#### Ekraną aprašymas [2 puslapis - f1]

1. Ekraną duomenys / kūno svoris
2. "Bluetooth"
3. Vienetas
4. Riebalų audinio procentas (%)
5. Kūno vanduo (%)
6. Raumenys (%)
7. KMI
8. Riebalų audinio lygis: žemas/standartinis/vidutinis/antsvoris/obezitas
9. Kcal
10. Vyras/Moteris/Sporto entuziastas
11. Kaulų masė
12. Vartotojo profilis

#### Naudojimo instrukcija

1. Prieš pirmą naudojimą įdėkite baterijas. Tam atidarykite dangtelį ant svarstyklų galo ir įdėkite baterijas atsižvelgdami į poliškumą (+/-).
2. Svarstyklės pastatykite ant kieto ir lygaus paviršiaus. Nenaudokite jų ant kilmio ar minkšto paviršiaus.
3. Įsitinkite, kad kojos ir svarstyklų paviršius yra sausi, kad išvengtumėte slydimo.
4. Stovėkite tiesiai basomis kojomis, tolygiai padengdami svarstyklų paviršių [2 puslapis - f2]
5. Paspauskite "SET", ▲ ar ▼ mygtuką ant svarstyklų, kad įjungtumėte, ir svarstyklės pereis į vartotojo parametrų nustatymus. Įrenginys saugo asmeninius parametrus 9 asmenims (P1-P9).
6. Pasirinkite savo profilį.

Pastaba: Svarstyklės turi atminties funkciją, nereikia kiekvieną kartą nustatyti vartotojo duomenų. Jei įsijų ir kitų vartotojų svorio skirtumas yra +/-3 kg per vieną svarstymą, svarstyklės identifikuos visus vartotojus ir rodys atitinkamą vartotojo numerį.

7. Stovėkite nejuda kelias sekundes ir neatsikelkite nuo svarstyklų, kol LCD ekrane nebus rodomi duomenys. Įrenginys rodo 7 rodiklius: svoris, riebalų audinio procentas, kūno vanduo, raumenys, kaulų masė, KMI, Kcal.

Pastaba: Svarstyklės išsijungs automatiškai po 20 sekundžių, jei nebus atliekama jokia kita operacija.

Kai svarstyklės neprisijungė prie "Bluetooth" - jos simbolis LCD ekrane mirksės, o LCD ekrane bus rodomas vartotojo numeris nuo "P1" iki "P9"; Kai svarstyklės prisijungė prie "Bluetooth", jos simbolis bus nuolat rodomas, o LCD ekrane bus rodomas vartotojo numeris "P0".

#### Asmeninių parametrų nustatymas:

1. Paspauskite <SET>, kad įjungtumėte svarstyklės.
2. Paspauskite ▲ arba ▼, kad pereitumėte tarp P1-P9 ir patvirtinkite paspausdami <SET>
3. Nustatyti asmeninius parametrus paspauskite ▲ arba ▼ ir pasirinkite vieną iš galimybių, tada patvirtinkite paspausdami <SET>: vyras - moteris - sporto entuziastas / ūgis / amžius
4. Paspauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte svorio vienetą (kg/lb/st.lb). Patvirtinkite paspausdami <SET>.

#### Paavojai ir įspėjimai:

1. Nenaudokite gamintojo nepatvirtintų atsarginių dalių.
2. Ne profesionali tarnyba neturėtų išardyti ir pakeisti įrenginio dalių be leidimo.
3. Jei svarstyklės neveikia tinkamai, patikrinkite baterijas. Reikalingais atvejais pakeiskite baterijas.
4. Jei riebalų audinio procentas yra mažesnis nei 5% ar didesnis nei 50%, svarstyklų rodyti klaidą - patikrinkite, ar vartotojo informacija teisinga.
5. Svarstyklės yra tikslus matavimo įrenginys. Niekada nesokite ant jos ar nesukelkite jų.
6. Laikyti atokiau nuo vandens, karščio ir didelio šalčio.
7. Įsitinkite, kad įrenginys nėra veikiamas tiesioginės saulės šviesos arba nėra pastatytas šalia šildymo įrenginių ir kitų šilumos šaltinių.
8. Svarstyklės pateikti duomenys yra tik nuoroda. Prieš pradėdami bet kokią dietą ar mankštos programą, pasitarkite su gydytoju.
9. Svarstyklės nėra žaislas.
10. Įrenginys netinka neščioms moterims ir žmonėms su širdies stimuliatoriumi.

#### Valymas ir priežiūra:

Prieš valydami išjunkite produktą. Norėdami išvalyti nešvarų paviršių, naudokite alkoholiu sudrėkintą minkštą skudurą arba stiklo valiklį. Nenaudokite produkto ir prietaisų valymui agresyvių valiklių, pvz., benzino, skiediklių. Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, kai nenaudojate. Taip pat vengti tiesioginio saulės šviesos ar drėgnoje aplinkoje poveikio, nes tai gali sukelti spalvų išblukimą ar produkto sugadinimą.

#### Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [2 puslapis - f3]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautiflyeu](http://www.youtube.com/beautiflyeu)

Typ svaru:	Elektroniskās
Virsma tips:	ITO stikls
Maksimālais svars:	180 kg
Barošana:	4xAAA baterijas
Funkcijas:	mērījumu atmiņa, ķermeņa analīze: svars, tauku audu procentuālais daudzums, ķermeņa ūdens, muskuļu mērījums, kaulu masa, KMI, Kcal

#### Drošība

Pirms produkta lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet tajā sniegtās ieteikumus, lietojot ierīci.

#### Displeja apraksts [2. lapa - f1]

1. Displeja dati / ķermeņa svars
2. Bluetooth
3. Mērvienības
4. Tauku audu procentuālais daudzums (%)
5. Ķermeņa ūdens (%)
6. Muskuli (%)
7. KMI
8. Tauku audu līmenis: zems/standarta/vidējs/pārmērīgs/obežotāte
9. Kcal
10. Vīrietis/Sieviete/Sportists
11. Kaulu masa
12. Lietotāja profils

#### Lietošanas instrukcija

1. Pirms pirmās lietošanas ievietojiet baterijas. Tam atveriet vāciņu svaru aizmugurē un ievietojiet baterijas, ņemot vērā polaritāti (+/-).
  2. Novietojiet svarus uz cietais un līdzena virsmas. NElietojiet tos uz pakļāja vai mīksta virsmas.
  3. Pārīcinieties, ka kājas un svāru virsma ir sausas, lai novērstu sīdēšanu.
  4. Stāviet taisni ar basām kājām, vienmērīgi sedzot svaru virsmu [2. lapa - f2]
  5. Nospiediet "SET", "▲" vai "▼" pogu uz svāriem, lai tos ieslēgtu, un svāri pāries uz lietotāja parametru iestatījumiem, Ierīce saglabā personiskos parametrus 9 personām (P1-P9).
  6. Izvēlieties savu profilu.
- Piezīme: Svāriem ir atmiņas funkcija, katru reizi nav jāiestata lietotāja dati. Ja starp jūs un citu lietotāju svaru starpība vienā svarišanā ir +/-3 kg, svāri identificēs visus lietotājus un parādīs atbilstošu lietotāja numuru.
7. Stāviet nekustīgi dažas sekundes un nekāpiet nost no svāriem, līdz uz LCD displeja parādās dati. Ierīce parāda 7 rādītājus: svars, tauku audu procentuālais daudzums, ķermeņa ūdens, muskuļi, kaulu masa, KMI, Kcal.
- Piezīme: Svāri automātiski izslēgsies pēc 20 sekundēm, ja netiks veikta nekāda cita darbība.

Ja svāri nav savienoti ar Bluetooth - tā simbols LCD ekrānā mirgos, un LCD displejs parādīs lietotāja numuru diapazonā no "P1" līdz "P9"; Ja svāri ir savienoti ar Bluetooth, tā simbols būs pastāvīgi redzams, un LCD displejā parādīsies lietotāja numurs "P0".

#### Personisko parametru iestatīšana:

1. Nospiediet <SET>, lai ieslēgtu svarus.
2. Nospiediet ▲ vai ▼, lai pārvietotos starp P1-P9 un apstipriniet, nospiežot <SET>
3. Lai iestatītu personiskos parametrus, nospiediet ▲ vai ▼ un izvēlieties kādu no opcijām, pēc tam apstipriniet, nospiežot <SET>: vīrietis - sieviete - sportists / augums / vecums
4. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos svāra vienību (kg/lb/st.lb). Apstipriniet, nospiežot <SET>.

#### Bīstamība un brīdinājumi:

1. NElietojiet ražotāja neapstiprinātas rezerves daļas.
2. Ne profesionāls serviss nedrīkst demontēt un nomainīt ierīces daļas bez atļaujas.
3. Ja svāri nedarbojas pareizi, pārbaudiet baterijas. Nepieciešamības gadījumā nomainiet baterijas.
4. Ja tauku audu procentuālais daudzums ir mazāks par 5% vai lielāks par 50%, svāri parādīs kļūdu - pārbaudiet, vai lietotāja informācija ir pareiza.
5. Svāri ir precīzs mērīšanas ierīce. Nekad nelieciet uz tiem vai nesietiet pa tiem.
6. Uzglabāt prom no ūdens, karstuma un iela aukstuma.
7. Pārīcinieties, ka ierīce nav pakļauta tiešai saules gaismai vai novietota netālu no apkures iekārtām un citiem siltuma avotiem.
8. Svāru sniegtie dati ir tikai atsaucei. Pirms uzsākt jebkuru diētu vai vingrošanas programmu, konsultējieties ar ārstu.
9. Svāri nav rotaļlieta.
10. Ierīce nav piemērota grūtniecēm un cilvēkiem ar sirds stimulatoru.

#### Tīrīšana un apkope:

Pirms tīrīšanas izslēdziet produktu. Lai notīrītu netīro virsmu, izmantojiet ar spirtu samitrinātu mīkstu lupatīņu vai stikla tīrīšanas līdzekli. Neizmantojiet produktu un piederumus tīrīšanai ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem, piemēram, benzīnu, šķīdinātājiem. Uzglabāiet to vēsā un sausā vietā, kad to nelietojat. Izvairieties arī no tiešas saules gaismas vai mitra vides iedarbības, jo tas var izraisīt krāsu izbalēšanu vai produkta bojājumus.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [2. lapa - f3]

- www.beautifly.eu  
- www.youtube.com/beautiflyeu

**Típusa a mérlegnek:**

Felület típusa:

Maximális súly:

Aramlítás:

Funkciók:

Elektronikus

ITO üveg

180 kg

4xAAA elemek

mérési memória, testösszetétel elemzés: súly, zsírszövet százalékos aránya, testvíz, izommérés, csonttömeg, BMI, Kcal

**Biztonság**

A termék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és kövesse a készülék használata során az abban foglalt ajánlásokat.

**A kijelző leírása [2. oldal - f1]**

1. Kijelzőn megjelenő adatok / testtömeg
2. Bluetooth
3. Egységek
4. Zsírszövet százalékos aránya (%)
5. Testvíz (%)
6. Izom (%)
7. BMI
8. Zsírszövet szintje: alacsony/standard/mérsékelt/súlyos/elhízás
9. Kcal
10. Férfi/Nő/Sportoló
11. Csonttömeg
12. Felhasználói profil

**Használati utasítás**

1. Első használat előtt helyezze be az elemeket, Ehhez nyissa ki a mérleg hátulján lévő fedél, és helyezze be az elemeket a polaritás (+/-) jelzés szerint.
2. Helyezze a mérleget kemény, sík felületre, NE használja szőnyegen vagy puha felületen.
3. Győződjön meg róla, hogy a lábak és a mérleg felülete száraz, hogy elkerülje a csuszást.
4. Aljon egyenesen, mezítáb, egyenletesen lefedve a mérleg felületét [2. oldal - f2]
5. Nyomja meg a "SET", "▲" vagy "▼" gombot a mérlegen a bekapcsoláshoz, és a mérleg a felhasználói paraméterek beállítására lép, A készülék 9 személyes paramétereit tárolja (P1-P9).
6. Válassza ki a profilt.
7. Megjegyzés: A mérlegnek memória funkciója van, nem szükséges minden alkalommal beállítani a felhasználói adatokat. Ha a mérés során az Ön és a többi felhasználó súlykülönbsége +/-3 kg, a mérleg azonosítja az összes felhasználót és megjeleníti a megfelelő felhasználói számot.
7. Aljon mozdulatlanul néhány másodpercig, és ne szálljon le a mérlegről, amíg az adatok meg nem jelennek a LCD kijelzőn. A készülék 7 mutatót jelenít meg: súly, zsírszövet százalékos aránya, testvíz, izom, csonttömeg, BMI, Kcal.
8. Megjegyzés: A mérleg automatikusan kikapcsol 20 másodperc után, ha nem történik más művelet.

Amikor a mérleg nem csatlakozik Bluetooth-hoz - annak szimbóluma a LCD kijelzőn világ, és a LCD kijelző a "P1" - "P9" tartományban lévő felhasználói számot jeleníti meg; Amikor a mérleg csatlakozik a Bluetooth-hoz, annak szimbóluma folyamatosan látható, és a LCD kijelzőn a "P0" felhasználói szám jelenik meg.

**Személyes paraméterek beállítása:**

1. Nyomja meg a <SET> gombot a mérleg bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a P1-P9 közötti navigáláshoz, majd erősítse meg a <SET> gomb megnyomásával.
3. A személyes paraméterek beállításához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, és válasszon az opciók közül, majd erősítse meg a <SET> gomb megnyomásával: férfi - nő - sportoló / magasság / életkor
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a súlyegység (kg/lb/st.lb) kiválasztásához. Erősítse meg a <SET> gomb megnyomásával.

**Veszélyek és figyelmeztetések:**

1. Ne használjon a gyártó által nem jóváhagyott alkatrészeket.
2. A nem szakmai szolgáltatás nem szabad szétszerelni és cserélni az eszköz alkatrészeit engedély nélkül.
3. Ha a mérleg nem működik megfelelően, ellenőrizze az elemeket. Szükség esetén cserélje ki az elemeket.
4. Ha a zsírszövet százalékos aránya kevesebb mint 5% vagy több mint 50%, a mérleg hibát jelez - ellenőrizze, hogy a felhasználói információk helyesek-e.
5. A mérleg egy pontos mérőeszköz. Soha ne ugorjon rá vagy üsse meg.
6. Vízről, hőről és extrém hidegtől távol tartsandó.
7. Győződjön meg arról, hogy a készülék nincs közvetlen napsütésnek kitéve, vagy hőforrások, például radiátorok közelében helyezkedik el.
8. A mérleg által szolgáltatott adatok csak tájékoztató jellegűek. Bármilyen diéta vagy edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával.
9. A mérleg nem játék.
10. A készülék nem alkalmas terhes nők és szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek számára.

**Tisztítás és karbantartás:**

Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket. A szennyezett felület tisztításához használjon alkohollal átitatott puha rongyot vagy üvegtisztítót. Ne tisztítsa a terméket és a tartozékokat maró tisztítószerekkel, mint például a benzinnel, higlítóval. Tárolja hűvös és száraz helyen, amikor nem használja. Kerülje a közvetlen napfényt vagy nedves környezet hatását is, mivel ez színelhalványodást vagy a termék károsodását okozhatja.

További információk a cég és termékek [2. oldal - f3]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu



Tipul cântarului:	Electronic
Tipul suprafeței:	Sticlă ITO
Greutate maximă:	180 kg
Alimentare:	Baterii 4xAAA
Funcții:	memorie măsurători, analiză corporală: greutate, procentajul de țesut adipos, apă în corp, măsurare musculară, masă osoasă, IMC, Kcal

#### Siguranță

Înainte de a utiliza produsul, citiți manualul de instrucțiuni și respectați recomandările conținute în timpul utilizării dispozitivului.

#### Descrierea afișajului [pagina 2 - f1]

1. Date afișate / greutate corporală
2. Bluetooth
3. Unități
4. Procentajul de țesut adipos (%)
5. Apă în corp (%)
6. Mușchi (%)
7. IMC
8. Nivelul de țesut adipos: scăzut/standard/moderat/supraponderal/obezitate
9. Kcal
10. Bărbat/Femeie/Sportiv
11. Masă osoasă
12. Profil utilizator

#### Instrucțiuni de utilizare

1. Înainte de prima utilizare, introduceți bateriile. Pentru aceasta, deschideți capacul din spatele cântarului și introduceți bateriile respectând polaritatea (+/-).
2. Plasați cântarul pe o suprafață dură și plană. NU îl utilizați pe covor sau suprafață moale.
3. Asigurați-vă că picioarele și suprafața cântarului sunt uscate pentru a evita alunecarea.
4. Stați drept cu picioarele goale, acoperind uniform suprafața cântarului [pagina 2 - f2]
5. Apăsând butonul "SET", "▲" sau "▼" de pe cântar pentru a-1 porni, iar cântarul va trece la setările parametrilor utilizatorului. Dispozitivul stochează parametrii personali pentru 9 persoane (P1-P9).
6. Selectați profilul dvs.

Notă: Cântarul are funcție de memorie, nu este necesar să setați datele utilizatorului de fiecare dată. Dacă diferența de greutate dintre dvs. și alți utilizatori este în +/-3 kg la o cântărire, cântarul va identifica toți utilizatorii și va afișa numărul corespunzător de utilizator.

7. Stați nemişcat câteva secunde și nu coborâți de pe cântar până când datele nu apar pe afișajul LCD. Dispozitivul afișează 7 indicatori: greutate, procentajul de țesut adipos, apă în corp, mușchi, masă osoasă, IMC, Kcal.

Notă: Cântarul se va opri automat după 20 de secunde dacă nu se efectuează nicio altă operațiune.

Când cântarul nu este conectat la Bluetooth - simbolul său de pe ecranul LCD va clipi, iar afișajul LCD va arăta numărul de utilizator din intervalul "P1" - "P9"; Când cântarul este conectat la Bluetooth, simbolul său va fi afișat continuu, iar pe afișajul LCD va apărea numărul de utilizator "P0".

#### Setarea parametrilor personali:

1. Apăsând <SET> pentru a porni cântarul.
2. Apăsând ▲ sau ▼ pentru a naviga între P1-P9 și confirmați apăsând <SET>
3. Pentru a seta parametrii personali, apăsați ▲ sau ▼ și selectați una dintre opțiuni, apoi confirmați apăsând <SET>: bărbat - femeie - sportiv / înălțime / vârstă
4. Apăsând ▲ sau ▼ pentru a selecta unitatea de măsură a greutății (kg/lb/st.lb). Confirmați apăsând <SET>.

#### Pericole și avertismente:

1. Nu utilizați piese de schimb care nu sunt aprobate de producător.
2. Serviciul neprofesional nu ar trebui să demonteze și să înlocuiască piesele dispozitivului fără permisiune.
3. Dacă cântarul funcționează incorect, verificați bateriile. Dacă este necesar, înlocuiți bateriile.
4. Dacă procentajul de țesut adipos este mai mic de 5% sau mai mare de 50%, cântarul va afișa o eroare - verificați dacă informațiile utilizatorului sunt corecte.
5. Cântarul este un dispozitiv de măsurare precis. Nu săriți niciodată pe el sau nu loviți cântarul.
6. A se pastra departe de apa, căldura și frig extrem.
7. Asigurați-vă că dispozitivul nu este expus direct la soare sau plasat aproape de surse de căldură.
8. Datele furnizate de cântar sunt doar pentru referință. Înainte de a începe orice dietă sau program de exerciții fizice, consultați un medic.
9. Cântarul nu este o jucărie.
10. Dispozitivul nu este potrivit pentru femeile însărcinate și persoanele cu stimulator cardiac.

#### Curățare și întreținere:

Înainte de curățare, opriți produsul. Pentru a curăța suprafața murdară, folosiți o cârpă moale umezită cu alcool sau soluție de curățat geamuri. Nu curățați produsul și accesoriile cu detergenți corozivi, cum ar fi benzină, solvenți. Depozitați într-un loc răcoros și uscat când nu este utilizat. De asemenea, evitați expunerea directă la soare sau în medii umede, deoarece acestea poate provoca decolorarea culorilor sau deteriorarea produsului.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f3]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu)

Тип весов:	Электронные
Тип поверхности:	Стекло ПТО
Максимальный вес:	180 кг
Питание:	Батарейки 4xAAA
Функции:	Память измерений, анализ тела: вес, процент содержания жира, вода в организме, измерение мышц, костная масса, ИМТ, Ккал

#### Безопасность

Перед использованием изделия ознакомьтесь с настоящей инструкцией и соблюдайте рекомендации, содержащиеся в ней, при использовании устройства.

#### Описание дисплея [страница 2 - f1]

1. Данные дисплея / масса тела
2. Bluetooth
3. Единицы измерения
4. Процент жира в теле (%)
5. Вода в организме (%)
6. Мышцы (%)
7. ИМТ
8. Уровень жира в теле: низкий/стандартный/средний/избыточный вес/ожирение
9. Ккал
10. Мужчина/Женщина/Спортсмен
11. Костная масса
12. Профиль пользователя

#### Инструкции по использованию

1. Перед первым использованием устройства установите батарейки. Для этого откройте крышку сзади весов и установите батарейки, соблюдая полярность (+/-).
2. Разместите весы на твердой и плоской поверхности. НЕ используйте их на ковре или мягкой поверхности.
3. Убедитесь, что ноги и другие пользователи составляют +/-3 кг при одном взвешивании, весы идентифицируют всех пользователей и отображают соответствующий номер пользователя.
4. Встаньте прямо босыми ногами, равномерно покрывая поверхность весов [страница 2 - f2]
5. Нажмите кнопку "SET", "▲" или "▼" на весах, чтобы включить их, и весы перейдут к настройкам параметров пользователя. Устройство сохраняет персональные параметры для 9 пользователей (P1-P9).
6. Выберите свой профиль.
- Примечание: весы имеют функцию памяти, и нет необходимости устанавливать данные пользователя каждый раз. Если разница в весе между вами и другими пользователями составляет +/-3 кг при одном взвешивании, весы идентифицируют всех пользователей и отображают соответствующий номер пользователя.
7. Стойте неподвижно несколько секунд и не прыгайте с весов до появления данных на ЖК-дисплее. Устройство отображает 7 показателей: масса тела, процент содержания жира, вода в организме, мышцы, костная масса, ИМТ, Ккал.
- Примечание: Весы автоматически выключатся через 20 секунд, если не будет выполнена никакая другая операция.

Когда весы не подключены к Bluetooth - его символ на ЖК-дисплее будет мигать, и на ЖК-дисплее отобразится номер пользователя от "P1" до "P9"; Когда весы подключены к Bluetooth, его символ будет постоянно отображаться, и на ЖК-дисплее появится номер пользователя "P0".

#### Настройка персональных параметров:

1. Нажмите <SET>, чтобы включить весы.
2. Нажмите ▲ или ▼, чтобы переключиться между P1-P9, и подтвердите, нажав <SET>.
3. Для установки персональных параметров нажмите ▲ или ▼ и выберите одну из опций, затем подтвердите, нажав <SET>: мужчина - женщина - спортсмен / рост / возраст
4. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать единицу измерения массы (кг/фунт/фунт: унция). Нажмите <SET>, чтобы подтвердить.

#### Опасности и предупреждения:

1. Не используйте запасные части, которые не одобрены производителем.
2. Непрофессиональный сервис не должен разбирать и заменять части устройства без разрешения.
3. Если весы работают некорректно, проверьте батареи. При необходимости замените батареи.
4. Если процент содержания жира в теле меньше 5% или больше 50%, весы отобразят ошибку - убедитесь, что данные пользователя верны.
5. Весы - точное измерительное устройство. Никогда не прыгайте и не бейте по весам.
6. Храните вдали от воды, тепла и сильного холода.
7. Убедитесь, что устройство не находится прямо на солнечном свете или рядом с обогревателями и другими источниками тепла.
8. Данные, предоставленные весами, служат только для справки. Перед началом диеты или программы упражнений проконсультируйтесь с врачом.
9. Весы не являются игрушкой.
10. Устройство не подходит для беременных женщин и лиц с кардиостимуляторами.

#### Чистка и уход:

Перед чисткой выключите продукт. Для очистки загрязненной поверхности используйте мягкую тряпку, смоченную спиртом или стеклоочистителем. Не чистите продукт и аксессуары агрессивными моющими средствами, такими как бензин, растворители. Храните в прохладном сухом месте, когда не используете. Также избегайте прямого воздействия солнечного света или влажной среды, так как это может вызвать выцветание цветов или повреждение продукта.

#### Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f3]

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczonego na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after 13.08.2005.



[PL] Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt SlimSense jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym: [www.beautifyfy.eu/deklaracje](http://www.beautifyfy.eu/deklaracje)

[EN] The manufacturer declares under its sole responsibility that the SlimSense product is in compliance with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, Directive 2014/53 of the European Parliament and of the Council /EU of 16 April 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC, and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full content of the declaration of conformity is available at: [www.beautifyfy.eu/deklaracje](http://www.beautifyfy.eu/deklaracje)

**Importer:** Beautify Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska  
**Model:** SlimSense