

BEAUTIFLY

Aura Glam

P R O


series




Maska kolagenowa LED
LED Collagen Mask

Instrukcja obsługi
User manual


f1



f2



f3



f4



Rozmiar urządzenia:	659x232x38mm
Waga netto:	284g
Sposób ładowania:	ładowanie USB-C
Czas ładowania:	około 4 godzin
Bateria:	bateria litowo-polimerowa 3000 mAh
Napięcie:	5 V

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Zawartość zestawu [strona 2- f1]:

Maska kolagenowa LED (1.) Torba na akcesoria (2.) Maska chłodząca (3.) Torba do przechowywania (4.) Maska na oczy chroniąca przed światłem (5.) Pilot (6.) Instrukcja obsługi (7.) Kabel do ładowania USB-C (8.)

Konfiguracja i pierwsze użycie [strona 2- f2]:

1. Zainstaluj okulary chroniące przed światłem w otwory w masce kolagenowej.
2. Połącz kablem USB maskę z pilotem.
3. Instrukcje dotyczące użycia maski chłodzącej: po rozpakowaniu wyjmij maseczkę chłodzącą i włóż ją do torby na akcesoria. Przechowuj w lodówce przez co najmniej 10 minut przed użyciem. Kiedy potrzebujesz skorzystać z funkcji chłodzącej, wyjmij ją z lodówki. Aby zamontować maseczkę chłodzącą, dopasuj magnetyczne części maski chłodzącej z tymi umieszczonymi na kolagenowej.

Pilot sterowania [strona 2- f3]:

- Połączenie z główną jednostką (1.) Tryb redukcji zmarszczek (2.) Tryb ujędmiania (3.) Tryb odmładzania (4.) Tryb wspomagania łagodzenia niedoskonałości skóry (5.) Przycisk zmiany intensywności. Pilot posiada trzy tryby: niski (wskaźnik świeci słabym światłem), średni (wskaźnik miga szybko), wysoki (wskaźnik świeci stale). (6.) Przycisk włączania/wyłączania i przełączania trybów (7.) Wskaźnik baterii (8.) Gniazdo ładowania USB-C (9.)

Test wrażliwości na światło:

Przed pierwszym użyciem urządzenia sprawdź, czy nie jesteś uczulony na światło: przyłóż je do przedramienia na 8 minut. Jeśli skóra zaczerwieni się lub zacznie swędzieć, przestań używać i skonsultuj się z dermatologiem. Zawsze czyść twarz przed użyciem, by uniknąć reakcji na kosmetyki, a po zastosowaniu nie martw się, jeśli skóra lekko się zaczerwieni – to normalne i minie po 1-2 godzinach. W przypadku pieczenia, od razu przerwij używanie urządzenia.

Sposób użycia:

1. Oczyszcz twarz i osusz ją.
2. Zapnij i wyreguluj opaskę maski kolagenowej LED na głowę.
3. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
4. Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać pożądaną tryb, a następnie naciśnij przycisk poziomu, aby dostosować poziom energii.
5. Kiedy używasz funkcji chłodzenia, wyjmij maseczkę chłodzącą z lodówki i przyłóż ją magnetycznie do maski. Po założeniu na twarz, aktywuj tryb ujędmiania na pilocie.
6. Po upływie czterech minut urządzenie wyłączy się automatycznie. Zdejmij maseczkę i oczyść ją (oczyszcz tylko maskę, nie części elektroniczne).

Metoda ładowania:

Produkt nie powinien być używany podczas ładowania. (Uwaga: urządzenie nie będzie działać i przyciski nie będą odpowiadać podczas ładowania). Przed pierwszym użyciem zaleca się w pełni naładować urządzenie. Podłącz kabel USB-C do pilota, a następnie podłącz wtyczkę USB do adaptera. Gdy zasilanie jest włączone, rozpocznie się ładowanie. Kiedy wskaźnik baterii na pilocie zacznie migać, urządzenie jest w trakcie ładowania. Gdy wszystkie cztery wskaźniki baterii przestaną migać, ładowanie jest zakończone.

Konserwacja i pielęgnacja urządzenia:

Przechowuj ten produkt w suchym miejscu o pokojowej temperaturze i unikaj ekspozycji na kurz, bezpośrednie światło słoneczne lub wilgotne warunki. Przed i po użyciu czyść maskę (tylko maskę, bez części elektronicznych). Uwaga: sterownik i przewody nie powinny mieć kontaktu z wodą. Po użyciu upewnij się, że odłączyłeś pilot od maski i od źródła zasilania.

Produkt zawiera baterię litowo-polimerową. W przypadku utylizacji urządzenia, proszę oddać je do lokalnego punktu przeznaczonego do recyklingu baterii. Zaleca się oddzielenie go od pozostałych odpadów domowych dla ochrony środowiska.

Środki ostrożności:

Prosimy trzymać produkt z dala od małych dzieci, aby uniknąć traktowania go jako zabawki. Obsługuj produkt ostrożnie podczas używania. To urządzenie jest zaprojektowane jako domowy produkt elektroniczny i nie nadaje się do diagnozy i leczenia. Nie powinny go używać kobiety w ciąży, przygotowujące się do ciąży lub karmiące piersią, osoby wrażliwe na światło lub przyjmujące leki fotosensybilizujące, z genetycznie uwarunkowanymi chorobami skóry lub schorzeniami takimi jak toczeń, fotowrażliwa egzema, lub albinizm. Nie używaj podczas ładowania. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia na własną rękę. Wszelkie nieprawidłowości powinny być ocenione przez serwis. Nie upuszczaj ani nie uderzaj urządzeniem, aby uniknąć jego nieprawidłowego działania. Uwaga: pilot i przewody nie powinny mieć kontaktu z wodą. Po zakończeniu każdego zabiegu należy wytrzeć produkt wilgotną szmatką. Nie myj urządzenia pod wodą ani nie zanurzaj go. Nie używaj środków żrących do czyszczenia urządzenia. Przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f4]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Device Size:	659x232x38mm
Net weight:	284g
Charging way:	USB-C charging
Charging time:	about 4 hours
Battery:	3000 mAh lithium polymer battery
Tension:	5 May

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Set contents [page 2- f1]:

Collagen LED mask (1.) Accessory bag (2.) Cooling mask (3.) Storage bag (4.) Light protection eye mask (5.) Remote control (6.) User manual (7.) Cable for USB-C charging (8.)

Configuration and first use [page 2- f2]:

1. Install the light protection glasses into the holes of the collagen mask.
2. Connect the mask with the remote control using a USB cable.
3. Instructions for using the cooling mask: After unpacking, take out the cooling mask and put it into the accessory bag. Store in the refrigerator for at least 10 minutes before using. When you need to use the cooling function, take it out of the refrigerator. To assemble the cooling mask, align the magnetic parts of the cooling mask with those placed on the collagen mask.

Remote control [page 2- f3]:

Connection to main unit (1.) Wrinkle reduction mode (2.) Firming mode (3.) Rejuvenation mode (4.) Support mode to alleviate skin imperfections (5.) Intensity change button. The remote control has three modes: low (the indicator lights up dimly), medium (the indicator flashes quickly), high (the indicator lights up constantly). (6.) On/off and mode switch button (7.) Battery indicator (8.) USB-C charging port (9.)

Light sensitivity test:

Before using the device for the first time, check whether you are allergic to light: place it on your forearm for 8 minutes. If skin becomes red or itchy, stop use and consult a dermatologist. Always clean your face before use to avoid reactions to cosmetics, and after use, don't worry if your skin becomes slightly red - this is normal and will go away after 1-2 hours. If baking, stop using the appliance immediately.

How to use:

1. Cleanse your face and dry it.
2. Fasten and adjust the headband of the LED collagen mask.
3. Press the power button to turn on the device.
4. Press the mode button to select the desired mode, then press the level button to adjust the energy level.
5. When using the cooling function, remove the cooling mask from the refrigerator and magnetically place it on the mask. After putting it on your face, activate the firming mode on the remote control.
6. After four minutes, the device will turn off automatically. Remove the mask and clean it (only clean the mask, not the electronic parts).

Charging method:

The product should not be used while charging. (Note: The device will not work and buttons will not respond while charging.) It is recommended to fully charge the device before first use. Connect the USB-C cable to the remote control, then plug the USB plug into the adapter. When the power is turned on, charging will start. When the battery indicator on the remote control starts flashing, the device is charging. When all four battery indicators stop flashing, charging is complete.

Maintenance and care of the device:

Store this product in a dry place at room temperature and avoid exposure to dust, direct sunlight or humid conditions.

Clean the mask before and after use (mask only, no electronic parts). Note: the controller and cables should not come into contact with water. After use, make sure to disconnect the remote control from the mask and from the power source.

The product contains a lithium polymer battery. When disposing of your device, please take it to your local battery recycling facility. It is recommended to separate it from other household waste to protect the environment.

Precautions:

Please keep the product away from small children to avoid treating it as a toy. Handle the product carefully when using. This device is designed as a home electronic product and is not suitable for diagnosis or treatment. It should not be used by pregnant women, preparing for pregnancy or breastfeeding, people sensitive to light or taking photosensitizing drugs, with genetically determined skin diseases or conditions such as lupus, photosensitive eczema, or albinism. Note: the controller and cables should not come into contact with water. Do not use while charging. Do not use the device if it is damaged. Do not repair, disassemble or modify the device yourself. Any irregularities should be assessed by the service. Do not drop or hit the device to avoid malfunction. After each treatment, wipe the product with a damp cloth. Do not wash the device under water or submerge it. Do not use corrosive agents to clean the device. Store it in a cool, dry place.

More information about the company and products [page 2 - f4]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Gerätegröße:	659x232x38mm
Nettogewicht:	284g
Ladeart:	USB-C-Aufladung
Ladezeit:	ca. 4 Stunden
Batterie:	3000 mAh Lithium-Polymer-Akku
Spannung:	5. Mai

Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Inhalte festlegen [Seite 2- f1]:

Kollagen-LED-Maske (1.) Zubehörtasche (2.) Kühlmassage (3.) Aufbewahrungstasche (4.) Lichtschutz-Augenmaske (5.) Fernbedienung (6.) Benutzerhandbuch (7.) Kabel für USB-C Aufladen (8.)

Konfiguration und Erstgebrauch [Seite 2-f2]:

1. Installieren Sie die Lichtschutzbrille in den Löchern der Kollagenmaske.
2. Verbinden Sie die Maske über ein USB-Kabel mit der Fernbedienung.
3. Hinweise zur Verwendung der Kühlmassage: Nehmen Sie die Kühlmassage nach dem Auspacken heraus und legen Sie sie in die Zubehörtasche. Vor der Verwendung mindestens 10 Minuten im Kühlschrank lagern. Wenn Sie die Kühlfunktion nutzen müssen, nehmen Sie es aus dem Kühlschrank. Um die Kühlmassage zusammenzubauen, richten Sie die magnetischen Teile der Kühlmassage an denen auf der Kollagenmaske aus.

Fernbedienung [Seite 2- f3]:

Anschluss an das Hauptgerät (1.) Faltenreduzierungsmodus (2.) Straffungsmodus (3.) Verjüngungsmodus (4.) Unterstützungsmodus zur Verbesserung von Hautunreinheiten (5.) Intensitätsänderungstaste. Die Fernbedienung verfügt über drei Modi: niedrig (die Anzeige leuchtet schwach), mittel (die Anzeige blinkt schnell), hoch (die Anzeige leuchtet konstant). (6.) Ein-/Aus- und Moduswechsellaste (7.) Batterieanzeige (8.) USB-C-Ladeanschluss (9.)

Lichtempfindlichkeitstest:

Überprüfen Sie vor der ersten Verwendung des Geräts, ob Sie eine Lichtallergie haben: Legen Sie es für 8 Minuten auf Ihren Unterarm. Wenn die Haut rot wird oder juckt, brechen Sie die Anwendung ab und konsultieren Sie einen Dermatologen. Reinigen Sie Ihr Gesicht vor der Anwendung immer, um Reaktionen auf Kosmetika zu vermeiden. Machen Sie sich nach der Anwendung keine Sorgen, wenn Ihre Haut leicht rot wird – das ist normal und verschwindet nach 1–2 Stunden. Wenn Sie backen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

Wie benutzt man:

1. Reinigen Sie Ihr Gesicht und trocknen Sie es ab.
2. Befestigen Sie das Kopfband der LED-Kollagenmaske und passen Sie es an.
3. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.
4. Drücken Sie die Modustaste, um den gewünschten Modus auszuwählen, und drücken Sie dann die Level-Taste, um die Energiestufe anzupassen.
5. Wenn Sie die Kühlfunktion nutzen, nehmen Sie die Kühlmassage aus dem

Kühlschrank und platzieren Sie sie magnetisch auf der Maske. Nachdem Sie es auf Ihr Gesicht aufgetragen haben, aktivieren Sie den Straffungsmodus auf der Fernbedienung.

6. Nach vier Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. Nehmen Sie die Maske ab und reinigen Sie sie (reinigen Sie nur die Maske, nicht die elektronischen Teile).

Lademethode:

Das Produkt sollte während des Ladevorgangs nicht verwendet werden. (Hinweis: Während des Ladevorgangs funktioniert das Gerät nicht und die Tasten reagieren nicht.) Es wird empfohlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit der Fernbedienung und stecken Sie dann den USB-Stecker in den Adapter. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, beginnt der Ladevorgang. Wenn die Batterieanzeige auf der Fernbedienung zu blinken beginnt, wird das Gerät aufgeladen. Wenn alle vier Akkuanzeigen aufhören zu blinken, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Wartung und Pflege des Gerätes:

Lagerung Lagern Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur und vermeiden Sie Staub, direkte Sonneneinstrahlung oder feuchte Bedingungen. Reinigung Reinigen Sie die Maske vor und nach dem Gebrauch (nur Maske, keine elektronischen Teile). Hinweis: Der Controller und die Kabel dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Stellen Sie nach dem Gebrauch sicher, dass die Fernbedienung von der Maske und von der Stromquelle getrennt wird. Entsorgung Das Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Wenn Sie Ihr Gerät entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zu Ihrer örtlichen Batterierecyclingeinrichtung. Um die Umwelt zu schützen, wird empfohlen, es vom anderen Hausmüll zu trennen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Bitte halten Sie das Produkt von kleinen Kindern fern, um es nicht als Spielzeug zu behandeln. Gehen Sie bei der Verwendung vorsichtig mit dem Produkt um. Dieses Gerät ist als Heimelektronikprodukt konzipiert und eignet sich nicht für Diagnose oder Behandlung. Es sollte nicht von schwangeren Frauen, Frauen, die sich auf eine Schwangerschaft vorbereiten oder stillen, sowie von Personen, die empfindlich auf Licht reagieren oder fotosensibilisierende Medikamente einnehmen, sowie von Personen mit genetisch bedingten Hautkrankheiten oder Erkrankungen wie Lupus, lichtempfindlichem Ekzem oder Albinismus verwendet werden. Hinweis: Der Controller und die Kabel dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Nicht während des Ladevorgangs verwenden. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst. Eventuelle Unregelmäßigkeiten sollten vom Dienst beurteilt werden. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schlagen Sie es nicht, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Wischen Sie das Produkt nach jeder Behandlung mit einem feuchten Tuch ab. Waschen Sie das Gerät nicht unter Wasser und tauchen Sie es nicht ein. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine ätzenden Mittel. Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten [Seite 2 - f4]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Taille de l'appareil :	659x232x38mm
Poids net:	284g
Mode de chargement :	Chargement USB-C
Temps de charge:	environ 4 heures
Batterie:	Batterie lithium polymère 3000 mAh
Tension:	5 mai

Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Définir le contenu [page 2- f1] :

Masque LED au collagène (1.) Sac d'accessoires (2.) Masque rafraîchissant (3.) Sac de rangement (4.) Masque oculaire de protection contre la lumière (5.)

Télécommande (6.) Manuel d'utilisation (7.) Câble pour USB-C chargement (8.)

Configuration et première utilisation [page 2- f2] :

1. Installez les lunettes de protection contre la lumière dans les trous du masque au collagène.

2. Connectez le masque à la télécommande à l'aide d'un câble USB.

3. Instructions d'utilisation du masque rafraîchissant : Après le déballage, sortez le masque rafraîchissant et placez-le dans le sac d'accessoires. Conserver au réfrigérateur au moins 10 minutes avant utilisation. Lorsque vous devez utiliser la fonction de refroidissement, sortez-le du réfrigérateur. Pour assembler le masque rafraîchissant, alignez les parties magnétiques du masque rafraîchissant avec celles placées sur le masque au collagène.

Télécommande [page 2- f3] :

Connexion à l'unité principale (1.) Mode de réduction des rides (2.) Mode raffermissement (3.) Mode rajeunissement (4.) Mode support pour améliorer les imperfections cutanées (5.) Bouton de changement d'intensité. La télécommande dispose de trois modes : faible (le voyant s'allume faiblement), moyen (le voyant clignote rapidement), élevé (le voyant s'allume en permanence). (6.) Bouton marche/arrêt et changement de mode (7.) Indicateur de batterie (8.) Port de chargement USB-C (9.)

Test de sensibilité à la lumière :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vérifiez si vous êtes allergique à la lumière : placez-le sur votre avant-bras pendant 8 minutes. Si la peau devient rouge ou démange, arrêtez l'utilisation et consultez un dermatologue. Nettoyez toujours votre visage avant utilisation pour éviter les réactions aux produits cosmétiques, et après utilisation, ne vous inquiétez pas si votre peau devient légèrement rouge - c'est normal et disparaîtra après 1 à 2 heures. Si vous faites de la pâtisserie, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Comment utiliser:

1. Nettoyez votre visage et séchez-le.

2. Fixez et ajustez le bandeau du masque LED au collagène.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.

4. Appuyez sur le bouton mode pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur le bouton niveau pour régler le niveau d'énergie.

5. Lorsque vous utilisez la fonction de refroidissement, retirez le masque de refroidissement du réfrigérateur et placez-le magnétiquement sur le masque. Après l'avoir mis sur votre visage, activez le mode raffermissant sur la télécommande.
6. Après quatre minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement. Retirez le masque et nettoyez-le (nettoyez uniquement le masque, pas les pièces électroniques).

Méthode de chargement :

Le produit ne doit pas être utilisé pendant le chargement. (Remarque : l'appareil ne fonctionnera pas et les boutons ne répondront pas pendant le chargement.) Il est recommandé de charger complètement l'appareil avant la première utilisation. Connectez le câble USB-C à la télécommande, puis branchez la prise USB sur l'adaptateur. Lorsque l'appareil est allumé, la charge commence. Lorsque l'indicateur de batterie de la télécommande commence à clignoter, l'appareil est en cours de chargement. Lorsque les quatre indicateurs de batterie arrêtent de clignoter, la charge est terminée.

Entretien et entretien de l'appareil :

Stockage Conservez ce produit dans un endroit sec à température ambiante et évitez l'exposition à la poussière, à la lumière directe du soleil ou à des conditions humides.

Nettoyage Nettoyer le masque avant et après utilisation (masque uniquement, pas de pièces électroniques). Remarque : le contrôleur et les câbles ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. Après utilisation, assurez-vous de débrancher la télécommande du masque et de la source d'alimentation.

Élimination Le produit contient une batterie au lithium polymère. Lorsque vous jetez votre appareil, veuillez le rapporter à votre centre local de recyclage des batteries. Il est recommandé de le séparer des autres déchets ménagers pour protéger l'environnement.

Précautions:

Veuillez garder le produit hors de portée des jeunes enfants pour éviter de le traiter comme un jouet. Manipulez le produit avec précaution lors de son utilisation. Cet appareil est conçu comme un produit électronique domestique et ne convient pas au diagnostic ou au traitement. Il ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes, se préparant à une grossesse ou à l'allaitement, les personnes sensibles à la lumière ou prenant des médicaments photosensibilisants, atteintes de maladies ou d'affections cutanées génétiquement déterminées telles que le lupus, l'eczéma photosensible ou l'albinisme. Remarque : le contrôleur et les câbles ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. Ne pas utiliser pendant le chargement. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Ne réparez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil vous-même. Toute irrégularité doit être évaluée par le service. Ne laissez pas tomber et ne frappez pas l'appareil pour éviter tout dysfonctionnement. Après chaque traitement, essuyez le produit avec un chiffon humide. Ne lavez pas l'appareil sous l'eau et ne le submergez pas. N'utilisez pas d'agents corrosifs pour nettoyer l'appareil. Conservez-le dans un endroit frais et sec.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f4]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Tamaño del dispositivo:	659x232x38mm
Peso neto:	284g
Forma de carga:	Carga USB-C
Tiempo de carga:	alrededor de 4 horas
Batería:	Batería de polímero de litio de 3000 mAh
Tensión:	5 de mayo

Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Establecer contenidos [página 2- f1]:

Máscara LED de colágeno (1.) Bolsa de accesorios (2.) Máscara refrescante (3.) Bolsa de almacenamiento (4.) Máscara protectora de luz para los ojos (5.) Control remoto (6.) Manual de usuario (7.) Cable para USB-C cargando (8.)

Configuración y primer uso. [página 2- f2]:

1. Instale las gafas protectoras de luz en los orificios de la máscara de colágeno.
2. Conecte la mascarilla con el mando a distancia mediante un cable USB.
3. Instrucciones para usar la mascarilla refrescante: Después de desembalar, saque la mascarilla refrescante y colóquela en la bolsa de accesorios. Conservar en el frigorífico durante al menos 10 minutos antes de usar. Cuando necesite utilizar la función de enfriamiento, sáquelo del refrigerador. Para montar la mascarilla refrescante, alinee las partes magnéticas de la mascarilla refrescante con las colocadas en la mascarilla de colágeno.

Control remoto [página 2- f3]:

Conexión a la unidad principal (1.) Modo de reducción de arrugas (2.) Modo reafirmante (3.) Modo de rejuvenecimiento (4.) Modo soporte para mejorar las imperfecciones de la piel (5.) Botón de cambio de intensidad. El control remoto tiene tres modos: bajo (el indicador se ilumina tenuemente), medio (el indicador parpadea rápidamente), alto (el indicador se ilumina constantemente). (6.) Botón de encendido/apagado y cambio de modo (7.) Indicador de batería (8.) Puerto de carga USB-C (9.)

Prueba de sensibilidad a la luz:

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, compruebe si es alérgico a la luz: colóquelo en el antebrazo durante 8 minutos. Si la piel se enrojece o le pica, deje de usarlo y consulte a un dermatólogo. Lávese siempre la cara antes de usarlo para evitar reacciones a los cosméticos y, después de usarlo, no se preocupe si su piel se enrojece ligeramente; esto es normal y desaparecerá después de 1 a 2 horas. Si homea, deje de usar el aparato inmediatamente.

Cómo utilizar:

1. Limpia tu cara y sécala.
2. Fije y ajuste la diadema de la máscara de colágeno LED.
3. Presione el botón de encendido para encender el dispositivo.
4. Presione el botón de modo para seleccionar el modo deseado, luego presione el botón de nivel para ajustar el nivel de energía.
5. Cuando utilice la función de enfriamiento, retire la mascarilla refrescante del refrigerador y colóquela magnéticamente sobre la mascarilla. Después de ponértelo en la cara, activa el modo reafirmante en el mando a distancia.

6.Después de cuatro minutos, el dispositivo se apagará automáticamente. Retire la mascarilla y límpiela (limpie solo la mascarilla, no las partes electrónicas).

Método de carga:

El producto no debe utilizarse mientras se carga. (Nota: el dispositivo no funcionará y los botones no responderán durante la carga). Se recomienda cargar completamente el dispositivo antes del primer uso. Conecte el cable USB-C al control remoto, luego conecte el enchufe USB al adaptador. Cuando se enciende la alimentación, comenzará la carga. Cuando el indicador de batería en el control remoto comienza a parpadear, el dispositivo se está cargando. Cuando los cuatro indicadores de batería dejen de parpadear, la carga estará completa.

Mantenimiento y cuidado del dispositivo:

Almacenamiento Guarde este producto en un lugar seco a temperatura ambiente y evite la exposición al polvo, la luz solar directa o condiciones de humedad.

Limpieza Limpie la mascarilla antes y después de su uso (solo mascarilla, sin piezas electrónicas). Nota: el controlador y los cables no deben entrar en contacto con el agua. Después de su uso, asegúrese de desconectar el control remoto de la mascarilla y de la fuente de alimentación.

Eliminación El producto contiene una batería de polímero de litio. Cuando deseche su dispositivo, llévelo a su instalación local de reciclaje de baterías. Se recomienda separarlo del resto de residuos domésticos para proteger el medio ambiente.

Precauciones:

Mantenga el producto alejado de los niños pequeños para evitar que lo traten como un juguete. Manipule el producto con cuidado cuando lo utilice. Este dispositivo está diseñado como un producto electrónico doméstico y no es adecuado para diagnóstico o tratamiento. No debe ser utilizado por mujeres embarazadas, en preparación para el embarazo o en período de lactancia, personas sensibles a la luz o que tomen medicamentos fotosensibilizantes, con enfermedades o afecciones de la piel determinadas genéticamente como lupus, eczema fotosensible o albinismo. Nota: el controlador y los cables no deben entrar en contacto con el agua. No lo use mientras se carga. No utilice el dispositivo si está dañado. No repare, desmonte ni modifique el dispositivo usted mismo. Cualquier irregularidad deberá ser evaluada por el servicio. No deje caer ni golpee el dispositivo para evitar un mal funcionamiento. Después de cada tratamiento, limpie el producto con un paño húmedo. No lave el dispositivo bajo el agua ni lo sumerja. No utilice agentes corrosivos para limpiar el dispositivo. Guárdelo en un lugar fresco y seco.

Más información sobre la empresa y productos [página 2 - f4]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Tamanho do dispositivo:	659x232x38mm
Peso líquido:	284g
Maneira de carregamento:	Carregamento USB-C
O tempo de carga:	cerca de 4 horas
Bateria:	Bateria de polímero de lítio de 3000 mAh
Tensão:	5 de maio

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Definir conteúdo [página 2-f1]:

Máscara LED de colágeno (1.) Bolsa de acessórios (2.) Máscara de resfriamento (3.) Bolsa de armazenamento (4.) Máscara ocular de proteção contra luz (5.) Controle remoto (6.) Manual do usuário (7.) Cabo para USB-C carregando (8.)

Configuração e primeiro uso [página 2- f2]:

1. Instale os óculos de proteção contra luz nos orifícios da máscara de colágeno.
2. Conecte a máscara ao controle remoto usando um cabo USB.
3. Instruções para usar a máscara de resfriamento: Após desembalar, retire a máscara de resfriamento e coloque-a na bolsa de acessórios. Guarde na geladeira por pelo menos 10 minutos antes de usar. Quando precisar usar a função de resfriamento, retire-o da geladeira. Para montar a máscara de resfriamento, alinhe as partes magnéticas da máscara de resfriamento com aquelas colocadas na máscara de colágeno.

Controle remoto [página 2- f3]:

Conexão à unidade principal (1.) Modo de redução de rugas (2.) Modo de firmeza (3.) Modo de rejuvenescimento (4.) Modo de suporte para melhorar as imperfeições da pele. (5.) Botão de mudança de intensidade. O controle remoto possui três modos: baixo (o indicador acende fracamente), médio (o indicador pisca rapidamente), alto (o indicador acende constantemente). (6.) Botão liga/desliga e interruptor de modo (7.) Indicador de bateria (8.) Porta de carregamento USB-C (9.)

Teste de sensibilidade à luz:

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, verifique se você é alérgico à luz: coloque-o no antebraço por 8 minutos. Se a pele ficar vermelha ou com coceira, interrompa o uso e consulte um dermatologista. Sempre limpe o rosto antes de usar para evitar reações aos cosméticos e, após o uso, não se preocupe se sua pele ficar levemente vermelha - isso é normal e desaparecerá após 1-2 horas. Se estiver assando, pare de usar o aparelho imediatamente.

Como usar:

1. Limpe o rosto e seque-o.
2. Aperte e ajuste a faixa da máscara de colágeno LED.
3. Pressione o botão liga / desliga para ligar o dispositivo.
4. Pressione o botão de modo para selecionar o modo desejado e, em seguida, pressione o botão de nível para ajustar o nível de energia.
5. Ao usar a função de resfriamento, remova a máscara de resfriamento da geladeira e coloque-a magneticamente sobre a máscara. Após colocá-lo no rosto, ative o modo

reafirmante no controle remoto.

6. Após quatro minutos, o dispositivo será desligado automaticamente. Retire a máscara e limpe-a (limpe apenas a máscara, não as peças eletrônicas).

Método de carregamento:

O produto não deve ser usado durante o carregamento. (Observação: o dispositivo não funcionará e os botões não responderão durante o carregamento.)

Recomenda-se carregar totalmente o dispositivo antes do primeiro uso. Conecte o cabo USB-C ao controle remoto e, em seguida, conecte o plugue USB ao adaptador. Quando a energia for ligada, o carregamento será iniciado. Quando o indicador de bateria no controle remoto começar a piscar, o dispositivo estará carregando. Quando todos os quatro indicadores da bateria pararem de piscar, o carregamento estará concluído.

Manutenção e cuidados com o dispositivo:

Armazenamento Armazene este produto em local seco, em temperatura ambiente e evite exposição à poeira, luz solar direta ou condições úmidas.

Limpeza Limpe a máscara antes e depois do uso (somente máscara, sem peças eletrônicas). Observação: o controlador e os cabos não devem entrar em contato com água. Após o uso, certifique-se de desconectar o controle remoto da máscara e da fonte de alimentação.

Descarte O produto contém uma bateria de polímero de lítio. Ao descartar seu dispositivo, leve-o ao centro local de reciclagem de baterias. Recomenda-se separá-lo de outros resíduos domésticos para proteger o meio ambiente.

Precauções:

Mantenha o produto longe do alcance de crianças pequenas para evitar tratá-lo como um brinquedo. Manuseie o produto com cuidado durante o uso. Este dispositivo foi projetado como um produto eletrônico doméstico e não é adequado para diagnóstico ou tratamento. Não deve ser utilizado por mulheres grávidas, em preparação para a gravidez ou amamentação, pessoas sensíveis à luz ou em uso de medicamentos fotossensibilizantes, com doenças ou condições de pele geneticamente determinadas, como lúpus, eczema fotossensível ou albinismo. Observação: o controlador e os cabos não devem entrar em contato com água. Não use durante o carregamento. Não use o dispositivo se estiver danificado. Não repare, desmonte ou modifique o dispositivo por conta própria. Eventuais irregularidades deverão ser avaliadas pelo serviço. Não deixe cair nem bata no dispositivo para evitar mau funcionamento. Após cada tratamento, limpe o produto com um pano úmido. Não lave o dispositivo debaixo de água nem o mergulhe. Não use agentes corrosivos para limpar o dispositivo. Guarde-o em local fresco e seco.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f4]

-www.beautifly.eu

-www.youtube.com/beautiflyeu

Dimensioni del dispositivo:	659x232x38mm
Peso netto:	284 g
Modo di ricarica:	Ricarica USB-C
Tempo di carica:	circa 4 ore
Batteria:	Batteria ai polimeri di litio da 3000 mAh
Tensione:	5 maggio

Sicurezza:

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Impostare i contenuti [pagina 2- f1]:

Maschera LED al collagene (1.) Borsa per accessori (2.) Maschera rinfrescante (3.) Borsa per la conservazione (4.) Maschera per gli occhi con protezione dalla luce (5.) Telecomando (6.) Manuale dell'utente (7.) Cavo per USB-C ricarica (8.)

Configurazione e primo utilizzo [pagina 2- f2]:

1. Installare gli occhiali di protezione dalla luce nei fori della maschera al collagene.
2. Collega la maschera al telecomando tramite un cavo USB.
3. Istruzioni per l'uso della maschera rinfrescante: Dopo aver disimballato, estrarre la maschera rinfrescante e inserirla nella borsa degli accessori. Conservare in frigorifero per almeno 10 minuti prima dell'uso. Quando è necessario utilizzare la funzione di raffreddamento, toglierlo dal frigorifero. Per assemblare la maschera rinfrescante, allineare le parti magnetiche della maschera rinfrescante con quelle posizionate sulla maschera al collagene.

Controllo remoto [pagina 2- f3]:

Collegamento all'unità principale (1.) Modalità di riduzione delle rughe (2.) Modalità rassodante (3.) Modalità di ringiovanimento (4.) Modalità di supporto per migliorare le imperfezioni della pelle. (5.) Pulsante di modifica dell'intensità. Il telecomando ha tre modalità: bassa (l'indicatore si illumina debolmente), media (l'indicatore lampeggia rapidamente), alta (l'indicatore si illumina costantemente). (6.) Pulsante di accensione/spegnimento e cambio modalità (7.) Indicatore della batteria (8.) Porta di ricarica USB-C (9.)

Test di sensibilità alla luce:

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, controlla se sei allergico alla luce: posizionalo sull'avambraccio per 8 minuti. Se la pelle diventa rossa o pruriginosa, interrompere l'uso e consultare un dermatologo. Pulisci sempre il viso prima dell'uso per evitare reazioni ai cosmetici e, dopo l'uso, non preoccuparti se la pelle diventa leggermente rossa: questo è normale e scomparirà dopo 1-2 ore. Se si cuoce, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio.

Come usare:

1. Detergi il viso e asciugalo.
2. Allacciare e regolare la fascia della maschera al collagene LED.
3. Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
4. Premere il pulsante della modalità per selezionare la modalità desiderata, quindi premere il pulsante del livello per regolare il livello di energia.
5. Quando si utilizza la funzione di raffreddamento, rimuovere la maschera di raffreddamento dal frigorifero e posizzionarla magneticamente sulla maschera. Dopo

averlo applicato sul viso, attiva la modalità rassodante sul telecomando.
6. Dopo quattro minuti, il dispositivo si spegnerà automaticamente. Rimuovere la maschera e pulirla (pulire solo la maschera, non le parti elettroniche).

Metodo di ricarica:

Il prodotto non deve essere utilizzato durante la ricarica. (Nota: il dispositivo non funzionerà e i pulsanti non risponderanno durante la ricarica.) Si consiglia di caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo. Collega il cavo USB-C al telecomando, quindi collega la spina USB all'adattatore. Quando l'alimentazione è accesa, inizierà la ricarica. Quando l'indicatore della batteria sul telecomando inizia a lampeggiare, il dispositivo si sta caricando. Quando tutti e quattro gli indicatori della batteria smettono di lampeggiare, la ricarica è completa.

Manutenzione e cura del dispositivo:

Conservazione Conservare questo prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente ed evitare l'esposizione alla polvere, alla luce solare diretta o a condizioni umide.

Pulizia Pulire la maschera prima e dopo l'uso (solo maschera, nessuna parte elettronica). Nota: il controller e i cavi non devono entrare in contatto con l'acqua. Dopo l'uso assicurarsi di scollegare il telecomando dalla maschera e dalla fonte di alimentazione.

Smaltimento Il prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio. Quando smaltisci il tuo dispositivo, portalo al centro di riciclaggio delle batterie locale. Si consiglia di separarlo dagli altri rifiuti domestici per proteggere l'ambiente.

Precauzioni:

Si prega di tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini piccoli per evitare di trattarlo come un giocattolo. Maneggiare con cura il prodotto durante l'utilizzo. Questo dispositivo è concepito come prodotto elettronico domestico e non è adatto alla diagnosi o al trattamento. Non deve essere utilizzato da donne incinte, che si preparano alla gravidanza o all'allattamento, da persone sensibili alla luce o che assumono farmaci fotosensibilizzanti, con malattie o condizioni della pelle geneticamente determinate come lupus, eczema fotosensibile o albinismo. Nota: il controller e i cavi non devono entrare in contatto con l'acqua. Non utilizzare durante la ricarica. Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato. Non riparare, smontare o modificare il dispositivo da soli. Eventuali irregolarità dovranno essere valutate dal servizio. Non far cadere o colpire il dispositivo per evitare malfunzionamenti. Dopo ogni trattamento, pulire il prodotto con un panno umido. Non lavare il dispositivo sott'acqua né immergerlo. Non utilizzare agenti corrosivi per pulire il dispositivo. Conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f4]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Velikost zařízení:	659 x 232 x 38 mm
Čistá hmotnost:	284 g
Způsob nabíjení:	USB-C nabíjení
Doba nabíjení:	asi 4 hodiny
Baterie:	3000 mAh lithium-polymerová baterie
Napětí:	5. května

Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

Obsah sady [strana 2- f1]:

Kolagenová LED maska (1.) Taška na příslušenství (2.) Chladicí maska (3.) Úložná taška (4.) Ochranná maska na oči (5.) Dálkové ovládání (6.) Uživatelská příručka (7.) Kabel pro USB-C nabíjení (8.)

Konfigurace a první použití [strana 2- f2]:

1. Nainstalujte ochranné brýle do otvorů kolagenové masky.
2. Propojte masku s dálkovým ovládáním pomocí USB kabelu.
3. Návod k použití chladicí masky: Po vybalení vyjměte chladicí masku a vložte ji do tašky s příslušenstvím. Před použitím uchovávejte v lednici alespoň 10 minut. Když potřebujete použít funkci chlazení, vyjměte je z chladničky. Pro sestavení chladicí masky srovnajte magnetické části chladicí masky s těmi, které jsou umístěny na kolagenové masce.

Dálkové ovládání [strana 2- f3]:

Připojení k hlavní jednotce (1.) Režim redukce vrásek (2.) Režim zpevnění (3.) Režim omlazení (4.) Režim podpory pro zlepšení nedokonalostí pleti. (5.) Tlačítko změny intenzity. Dálkové ovládání má tři režimy: nízký (kontrolka svítí slabě), střední (kontrolka rychle bliká), vysoká (kontrolka svítí trvale). (6.) Tlačítko zapnutí/vypnutí a přepínač režimu (7.) Indikátor baterie (8.) Nabíjecí port USB-C (9.)

Test citlivosti na světlo:

Před prvním použitím zařízení zkontrolujte, zda nejste alergičtí na světlo: položte jej na 8 minut na předloktí. Pokud kůže zčervená nebo svědí, přestaňte používat a poraďte se s dermatologem. Před použitím si vždy očistěte obličej, abyste se vyhnuli reakcím na kosmetiku, a po použití se nebojte, pokud vaše pokožka lehce zčervená – to je normální a po 1-2 hodinách odezní. Pokud pečete, okamžitě přestaňte spotřebič používat.

Jak používat:

1. Očistěte si obličej a osušte ho.
2. Upevněte a upravte čelenku LED kolagenové masky.
3. Stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení.
4. Stisknutím tlačítka režimu vyberte požadovaný režim a poté stisknutím tlačítka úrovně nastavte úroveň energie.
5. Při použití funkce chlazení vyjměte chladicí masku z chladničky a magneticky ji přiložte na masku. Po nasazení na obličej aktivujte na dálkovém ovládacím režimu zpevnění.
6. Po čtyřech minutách se zařízení automaticky vypne. Odstraňte masku a vyčistěte ji

(čistěte pouze masku, ne elektronické součásti).

Způsob nabíjení:

Výrobek by neměl být používán během nabíjení. (Poznámka: Zařízení nebude fungovat a tlačítka nebudou během nabíjení reagovat.) Před prvním použitím se doporučuje zařízení plně nabít. Připojte kabel USB-C k dálkovému ovladači a poté zapojte zástrčku USB do adaptéru. Po zapnutí napájení se spustí nabíjení. Když indikátor baterie na dálkovém ovladači začne blikat, zařízení se nabíjí. Když všechny čtyři indikátory baterie přestanou blikat, nabíjení je dokončeno.

Údržba a péče o zařízení:

Skladování Tento produkt skladujte na suchém místě při pokojové teplotě a nevystavujte jej prachu, přímému slunečnímu záření nebo vlhkému prostředí.
Čištění Vyčistěte masku před a po použití (pouze maska, žádné elektronické součásti). Poznámka: ovladač a kabely by neměly přijít do kontaktu s vodou. Po použití se ujistěte, že jste odpojili dálkové ovládání od masky a od zdroje napájení.
Likvidace Výrobek obsahuje lithium-polymerovou baterii. Při likvidaci zařízení jej odevzdejte do místního zařízení na recyklaci baterií. Z důvodu ochrany životního prostředí se doporučuje oddělovat jej od ostatního domovního odpadu.

Opatření:

Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí, abyste s ním nezacházeli jako s hračkou. Při používání zacházejte s výrobkem opatrně. Toto zařízení je navrženo jako domácí elektronický výrobek a není vhodné pro diagnostiku ani léčbu. Neměly by jej užívat těhotné ženy, připravující se na těhotenství nebo kojení, lidé citliví na světlo nebo užívající fotosenzibilizující léky, s geneticky podmíněnými kožními chorobami nebo stavy, jako je lupus, fotosenzitivní ekzém nebo albinismus. Poznámka: ovladač a kabely by neměly přijít do kontaktu s vodou. Při nabíjení nepoužívejte. Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej. Zařízení sami neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte. Jakékoli nesrovnalosti by měly být posouzeny službou. Nenechte zařízení spadnout nebo na něj nenarážet, aby nedošlo k jeho poruše. Po každém ošetření otřete přípravek vlhkým hadříkem. Zařízení nemyjte pod vodou ani jej nepoňujte. K čištění zařízení nepoužívejte korozivní prostředky. Skladujte jej na chladném a suchém místě.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f4]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Veľkosť zariadenia:	659 x 232 x 38 mm
Cista hmotnosť:	284 g
Spôsob nabíjania:	Nabíjanie cez USB-C
Doba nabíjania:	asi 4 hodiny
Batéria:	3000 mAh lítium-polymérová batéria
Napätie:	5. mája

Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Obsah nastavenia [strana 2- f1]:

Kolagénová LED maska (1.) Taška na príslušenstvo (2.) Chladiaca maska (3.) Skladovacia taška (4.) Masky na oči chrániaca pred svetlom (5.) Diaľkové ovládanie (6.) Návod na použitie (7.) Kábel pre USB-C nabíjanie (8.)

Konfigurácia a prvé použitie [strana 2- f2]:

1. Nainštalujte okuliare na ochranu pred svetlom do otvorov kolagénovej masky.
2. Prepojte masku s diaľkovým ovládačom pomocou USB kábla.
3. Návod na použitie chladiacej masky: Po vybalení vyberte chladiacu masku a vložte ju do vrečka na príslušenstvo. Pred použitím uchovávajte v chladničke aspoň 10 minút. Keď potrebujete použiť funkciu chladenia, vyberte ho z chladničky. Na zostavenie chladiacej masky zarovnajete magnetické časti chladiacej masky s tými, ktoré sú umiestnené na kolagénovej maske.

Diaľkové ovládanie [strana 2- f3]:

- Pripojenie k hlavnej jednotke (1.) Režim redukcie vrások (2.) Režim spevnenia (3.) Režim omladzovania (4.) Podporný režim na zlepšenie nedokonalosti pleti. (5.) Tlačidlo zmeny intenzity. Diaľkové ovládanie má tri režimy: nízky (kontrolka svieti slabšie), stredný (kontrolka rýchlo bliká), vysoký (kontrolka svieti nepretržite). (6.) Tlačidlo zapnutia/vypnutia a prepínača režimu (7.) Indikátor batérie (8.) Nabíjací port USB-C (9.)

Test citlivosti na svetlo:

Pred prvým použitím prístroja skontrolujte, či nie ste alergický na svetlo: položte ho na 8 minút na predlaktie. Ak koža sčervenie alebo svrbí, prestaňte ju používať a poraďte sa s dermatológom. Pred použitím si vždy očistite tvár, aby ste sa vyhli reakciám na kozmetiku, a po použití sa nebojte, ak vaša pokožka mieme sčervenie – je to normálne a po 1-2 hodinách zmizne. Ak pečiete, okamžite prestaňte prístroj používať.

Ako použiť:

1. Očistite si tvár a osušte ju.
2. Upevnite a upravte členku LED kolagénovej masky.
3. Stlačením tlačidla napájania zapnite zariadenie.
4. Stlačením tlačidla režimu vyberte požadovaný režim a potom stlačením tlačidla úroveň nastavte úroveň energie.
5. Pri použití funkcie chladenia vyberte chladiacu masku z chladničky a magneticky ju priložte na masku. Po nasadení na tvár aktivujte režim spevnenia na diaľkovom ovládači.
6. Po štyroch minútach sa zariadenie automaticky vypne. Odstráňte masku a vyčistite ju (čistíte iba masku, nie elektronické časti).

Spôsob nabíjania:

Výrobok by sa nemal používať počas nabíjania. (Poznámka: Zariadenie nebude fungovať a tlačidlá nebudú počas nabíjania reagovať.) Pred prvým použitím sa odporúča zariadenie úplne nabiť. Pripojte kábel USB-C k diaľkovému ovládaču a potom zapojte zástrčku USB do adaptéra. Po zapnutí napájania sa spustí nabíjanie. Keď indikátor batérie na diaľkovom ovládači začne blikať, zariadenie sa nabíja. Keď všetky štyri indikátory batérie prestanú blikať, nabíjanie je dokončené.

Údržba a starostlivosť o zariadenie:

Skladovanie Tento výrobok skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote a nevystavujte ho prachu, priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkému prostrediu. **Čistenie** Pred a po použití masku očistite (iba maska, žiadne elektronické časti). **Poznámka:** ovládač a káble by nemali prísť do kontaktu s vodou. Po použití nezabudnite odpojiť diaľkový ovládač od masky a od zdroja napájania. **Likvidácia** Výrobok obsahuje lítium-polymérovú batériu. Pri likvidácii zariadenia ho odovzdajte do miestneho zariadenia na recykláciu batérií. Z dôvodu ochrany životného prostredia sa odporúča separovať ho od ostatného domáceho odpadu.

Prevenčia:

Výrobok uchovávajte mimo dosahu malých detí, aby ste s ním nezaobchádzali ako s hračkou. Pri používaní zaobchádzajte s výrobkom opatrne. Toto zariadenie je navrhnuté ako domáci elektronický výrobok a nie je vhodné na diagnostiku ani liečbu. Nemali by ho užívať tehotné ženy, pripravujúce sa na tehotenstvo alebo dojčenie, ľudia citliví na svetlo alebo užíajúci fotosenzibilizačné lieky, s geneticky podmienenými kožnými ochoreniami alebo stavmi ako lupus, fotosenzitívny ekzém alebo albinizmus. **Poznámka:** ovládač a káble by nemali prísť do kontaktu s vodou. Počas nabíjania nepoužívajte. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené. Zariadenie sami neopravujte, nerozoberajte ani nepravujte. Akékoľvek nezrovnalosti by mala posúdiť služba. Zariadenie nehádzte ani neudierajte, aby ste predišli poruche. Po každom ošetroaní utrite prípravok vlhkou handričkou. Zariadenie neumývajte pod vodou ani ho neponárajte. Na čistenie zariadenia nepoužívajte korozívne prostriedky. Skladujte ho na chladnom a suchom mieste.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f4]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Velikost naprave:	659 x 232 x 38 mm
Neto teža:	284 g
Način polnjenja:	USB-C polnjenje
Čas polnjenja:	približno 4 ure
Baterija:	3000 mAh litij-polimerna baterija
Napetost:	5. maj

Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Vsebina kompleta [stran 2- f1]:

Kolagenska LED maska (1.) Torba za dodatke (2.) Hladilna maska (3.) Torba za shranjevanje (4.) Maska za oči za zaščito pred svetlobo (5.) Daljinski upravljalnik (6.) Uporabniški priročnik (7.) Kabel za USB-C polnjenje (8.)

Konfiguracija in prva uporaba [stran 2- f2]:

1. Očala za zaščito pred svetlobo namestite v luknje kolagenske maske.
2. Povežite masko z daljinskim upravljalnikom s kablom USB.
3. Navodila za uporabo hladilne maske: Ko razpakirate, vzemite hladilno masko ven in jo pospravite v vrečko za pribor. Pred uporabo hranite v hladilniku vsaj 10 minut. Ko morate uporabiti funkcijo hlajenja, ga vzemite iz hladilnika. Za sestavljanje hladilne maske poravnajte magnetne dele hladilne maske s tistimi, ki so nameščeni na kolagenski maski.

Daljinski upravljalnik [stran 2- f3]:

- Povezava z glavno enoto (1.) Način za zmanjšanje gub (2.) Način za učvrstitev (3.) Način za pomlajevanje (4.) Način podpore za izboljšanje nepopolnosti kože. (5.) Gumb za spremembo intenzivnosti. Daljinski upravljalnik ima tri načine: nizek (indikator sveti slabo), srednji (indikator hitro utripa), visok (indikator sveti neprekinjeno). (6.) Gumb za vklop/izklop in preklop načina (7.) Indikator baterije (8.) Vrata za polnjenje USB-C (9.)

Test občutljivosti na svetlobo:

Pred prvo uporabo preverite, ali ste alergični na svetlobo: postavite ga na podlaket za 8 minut. Če koža postane rdeča ali srbeča, prenehajte z uporabo in se posvetujte z dermatologom. Pred uporabo vedno očistite obraz, da preprečite reakcije na kozmetiko, po uporabi pa naj vas ne skrbi, če bo vaša koža rahlo pordela – to je normalno in bo izginilo po 1-2 urah. Če pečete, aparat takoj prenehajte uporabljati.

Kako uporabiti:

1. Očistite obraz in ga posušite.
2. Priprite in prilagodite naglavni trak LED kolagenske maske.
3. Pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo.
4. Pritisnite gumb za izbiro načina, da izberete zeleni način, nato pa pritisnite gumb za nivo, da prilagodite raven energije.
5. Ko uporabljate funkcijo hlajenja, odstranite hladilno masko iz hladilnika in jo magnetno namestite na masko. Ko ga nanese na obraz, na daljinskem upravljalniku aktivirajte način za učvrstitev.
6. Po štirih minutah se naprava samodejno izklopi. Odstranite masko in jo očistite

(očistite samo masko, ne elektronskih delov).

Način polnjenja:

Izdelka ne smete uporabljati med polnjenjem. (Opomba: naprava med polnjenjem ne bo delovala in gumbi se ne bodo odzivali.) Priporočljivo je, da napravo pred prvo uporabo povsem napolnite. Priključite kabel USB-C na daljinski upravljalnik, nato pa priključite vtič USB v adapter. Ko je napajanje vklopljeno, se bo začelo polnjenje. Ko indikator baterije na daljinskem upravljalniku začne utripati, se naprava polni. Ko vsi štirje indikatorji baterije prenehajo utripati, je polnjenje končano.

Vzdrževanje in nega naprave:

Shranjevanje Ta izdelek hranite na suhem mestu pri sobni temperaturi in se izogibajte izpostavljanju prahu, neposredni sončni svetlobi ali vlagi.

Čiščenje Očistite masko pred in po uporabi (samo maska, brez elektronskih delov).

Opomba: krmilnik in kabli ne smejo priti v stik z vodo. Po uporabi obvezno odklopite daljinski upravljalnik z maske in iz vira napajanja.

Odstranjevanje Izdelek vsebuje litij-polimerno baterijo. Ko svojo napravo zavržete, jo odnesite v lokalni obrat za recikliranje baterij. Zaradi zaščite okolja ga je priporočljivo ločevati od ostalih gospodinjskih odpadkov.

Previdnostni ukrepi:

Prosimo, da izdelek hranite izven dosega majhnih otrok, da ga ne bi imeli za igračo.

Pri uporabi z izdelkom ravnajte previdno. Ta naprava je zasnovana kot domači elektronski izdelek in ni primerna za diagnozo ali zdravljenje. Ne smejo ga uporabljati nosečnice, osebe, ki se pripravljajo na nosečnost ali dojenje, ljudje, ki so občutljivi na svetlobo ali jemljejo fotosenzibilna zdravila, z genetsko pogojenimi kožnimi boleznimi ali stanji, kot so lupus, fotosenzitivni ekcem ali albinizem. Opomba: krmilnik in kabli ne smejo priti v stik z vodo. Ne uporabljajte med polnjenjem. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana. Naprave ne popravljajte, razstavljajte ali spreminjajte sami.

Morebitne nepravilnosti naj oceni servis. Naprave ne pazite ali udarjajte, da preprečite okvaro. Po vsakem tretmaju izdelek obrišite z vlažno krpo. Naprave ne umivajte pod vodo in je ne potaplajte. Za čiščenje naprave ne uporabljajte jedkih sredstev. Shranjujte ga na hladnem in suhem mestu.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f4]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Seadme suurus:	659x232x38mm
Neto kaal:	284 g
Laadimisviis:	USB-C laadimine
Laadimisaeg:	umbes 4 tundi
Aku:	3000 mAh liitiumpolümeer aku
Pinge:	5. mai

Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Määra sisu [lehekülj 2- f1]:

Kollageeni LED-mask (1.) Tarvikute kott (2.) Jahutusmask (3.) Hoiukott (4.) Valguskaitse silma mask (5.) Kaugjuhtimispult (6.) Kasutusjuhend (7.) USB-C kaabel laadimine (8.)

Seadistamine ja esmakordne kasutamine [lk 2- f2]:

1. Paigaldage valguse kaitseprillid kollageenmaski aukudesse.
2. Ühendage mask USB-kaabli abil kaugjuhtimispuldiga.
3. Juhised jahutusmaski kasutamiseks: Pärast lahtipakkimist võtke jahutusmask välja ja asetage tarvikute kotti. Enne kasutamist hoida külmkapis vähemalt 10 minutit. Kui peate kasutama jahutusfunktsiooni, võtke see külmkapist välja. Jahutusmaski kokkupanemiseks joondage jahutusmaski magnetilised osad kollageenmaskile asetatud osadega.

Kaugjuhtimispult [lk 2- f3]:

- Ühendus põhiseadmega (1.) Kortsude vähendamise režiim (2.) Pinguldav režiim (3.) Noorendamise režiim (4.) Toetusrežiim naha puuduste parandamiseks. (5.) Intensiivsuse muutmise nupp. Kaugjuhtimispuldil on kolm režiimi: madal (indikaator põleb nõrgalt), keskmine (indikaator vilgub kiiresti), kõrge (indikaator põleb pidevalt). (6.) Sisse/välja ja režiimilüliti nupp (7.) Aku indikaator (8.) USB-C laadimisport (9.)

Valgustundlikkuse test:

Enne seadme esmakordset kasutamist kontrollige, kas olete valguse suhtes allergiline: asetage see 8 minutiks käsivarrele. Kui nahk muutub punaseks või sügeleb, lõpetage kasutamine ja konsulteerige dermatoloogiga. Puhastage oma nägu alati enne kasutamist, et vältida reaktsioone kosmeetikatoodetele, ja pärast kasutamist ärge muretsege, kui nahk muutub kergelt punaseks – see on normaalne ja möödub 1-2 tunni pärast. Kui küpsetate, lõpetage kohe seadme kasutamine.

Kuidas kasutada:

1. Puhastage oma nägu ja kuivatage see.
2. Kinnitage ja reguleerige LED-kollageenmaski peavõru.
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.
4. Vajutage soovitud režiimi valimiseks režiiminuppu, seejärel vajutage energiataseme reguleerimiseks taseme nuppu.
5. Jahutusfunktsiooni kasutamisel eemalda jahutusmask külmikust ja aseta magnetiliselt maskile. Pärast näole kandmist aktiveerige kaugjuhtimispuldil pinguldav režiim.
6. Nelja minuti pärast lülitub seade automaatselt välja. Eemaldage mask ja puhastage

see (puhastage ainult maski, mitte elektroonilisi osi).

Laadimisviis:

Toodet ei tohi laadimise ajal kasutada. (Märkus: seade ei tööta ja nupud ei reageeri laadimise ajal.) Enne esmakordset kasutamist on soovitatav seade täielikult laadida. Ühendage USB-C-kaabel kaugjuhtimispuldiga ja seejärel ühendage USB-pistik adapteriga. Kui toide on sisse lülitatud, algab laadimine. Kui kaugjuhtimispuldil hakkab aku indikaator vilkuma, siis seade laeb. Kui kõik neli aku indikaatorit lõpetavad vilkumise, on laadimine lõppenud.

Seadme hooldus ja hooldus:

Säilitamine Hoidke seda toodet kuivas kohas toatemperatuuril ja vältige kokkupuudet tolmuga, otsese päikesevalguse või niiskete tingimustega.

Puhastamine Puhastage mask enne ja pärast kasutamist (ainult mask, ilma elektrooniliste osadeta). Märkus: kontrollid ja kaablid ei tohiks veega kokku puutuda.

Pärast kasutamist eemaldage kaugjuhtimispulti kindlasti maskist ja toiteallikast. Kõrvaldamine Toode sisaldab liitiumpolümeerakut. Seadme utiliseerimisel viige see kohaliku akude übertöötlemispunkti. Keskkonna kaitsmiseks on soovitatav see eraldada muudest olmejäätmetest.

Ettevaatusabinõud:

Hoidke toode väikelastest eemal, et vältida selle käsitlemist mänguasjana. Käsitsege toodet kasutamisel ettevaatlikult. See seade on mõeldud koduelektronikaks ja ei sobi diagnoosimiseks ega raviks. Seda ei tohi kasutada rasedad, raseduseks valmistuvad või rinnaga toitvad naised, valgustundlikud või fotosensibiliseerivaid ravimeid kasutavad inimesed, kellel on geneetiliselt määratud nahahaigused või seisundid, nagu luupus, valgustundlik ekseem või albinism. Märkus: kontrollid ja kaablid ei tohiks veega kokku puutuda. Ärge kasutage laadimise ajal. Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud. Ärge parandage, võtke lahti ega muutke seadet ise. Talitus peaks hindama kõiki eeskirjade eiramisi. Ärge kukutage seadet maha ega lööge seda rikke vältimiseks. Pärast iga töötlemist pühkige toodet niiske lapiga. Ärge peske seadet vee all ega kastke seda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks soovitatavaid aineid. Hoidke seda jahedas ja kuivas kohas.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f4]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Įrenginio dydis:	659x232x38 mm
Grynas svoris:	284 g
Įkrovimo būdas:	USB-C įkrovimas
Įkrovimo laikas:	apie 4 valandas
Baterija:	3000 mAh ličio polimero baterija
Įtampa:	gegužės 5 d

Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Nustatyti turinį [puslapis 2- f1]:

Kolageno LED kaukė (1.) Priedų maišelis (2.) Aušinimo kaukė (3.) Sandėliavimo krepšys (4.) Apsauginė akių kaukė (5.) Nuotolinio valdymo pultelis (6.) Vartotojo vadovas (7.) USB-C laidas įkrovimas (8.)

Konfigūracija ir pirmasis naudojimas [puslapis 2- f2]:

1. Į kolageno kaukės angas įstatykite šviesos apsauginius akinius.
2. Prijunkite kaukę prie nuotolinio valdymo pulto naudodami USB laidą.
3. Aušinimo kaukės naudojimo instrukcijos: Išpakavus vėsinančią kaukę išimkite ir įdėkite į priedų maišelį. Prieš naudojimą laikykite šaldytuve mažiausiai 10 minučių. Kai reikia naudoti vėsinimo funkciją, išimkite ją iš šaldytuvo. Norėdami surinkti vėsinančią kaukę, sulygiuokite magnetines aušinimo kaukės dalis su tomis, kurios yra ant kolageno kaukės.

Nuotolinio valdymo pultas [puslapis 2- f3]:

- Prijungimas prie pagrindinio įrenginio (1.) Raukšlių mažinimo režimas (2.) Stangrinimo režimas (3.) Atjauninimo režimas (4.) Palaikymo režimas odos trūkimams pagerinti. (5.) Intensyvaus keitimo mygtukas. Nuotolinio valdymo pultas turi tris režimus: žemas (indikatorius šviečia silpnai), vidutinis (indikatorius mirksi greitai), aukštas (indikatorius šviečia nuolat). (6.) Įjungimo / išjungimo ir režimo perjungimo mygtukas (7.) Akumuliatoriaus indikatorius (8.) USB-C įkrovimo prievadas (9.)

Šviesos jautrumo testas:

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, patikrinkite, ar nesate alergiškas šviesai: padėkite jį ant dilbio 8 minutėms. Jei oda parausta arba niežti, nutraukite naudojimą ir kreipkitės į dermatologą. Prieš naudojimą visada nuvalykite veidą, kad išvengtumėte reakcijos į kosmetiką, o po naudojimo nesijaudinkite, jei oda šiek tiek paraudo – tai normalu ir praeis po 1-2 valandų. Jei kepatė, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą.

Kaip naudoti:

1. Nuvalykite veidą ir nusausinkite.
2. Pritvirtinkite ir sureguliuokite LED kolageno kaukės galvos juostą.
3. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį.
4. Paspauskite režimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą režimą, tada paspauskite lygio mygtuką, kad sureguliuotumėte energijos lygį.
5. Naudodami vėsinimo funkciją, išimkite vėsinančią kaukę iš šaldytuvo ir magnetiniu būdu uždėkite ant kaukės. Užsidėję jį ant veido, nuotolinio valdymo pulte įjunkite stangrinimo režimą.
6. Po keturių minučių prietaisas išsijungs automatiškai. Nuimkite kaukę ir nuvalykite (valykite tik kaukę, o ne elektronines dalis).

Įkrovimo būdas:

Įkrovimo metu gaminio naudoti negalima. (Pastaba: Įrenginys neveiks, o mygtukai nereaguos įkraunant.) Prieš naudojant pirmą kartą, rekomenduojama visiškai įkrauti įrenginį. Prijunkite USB-C laidą prie nuotolinio valdymo pulto, tada prijunkite USB kištuką prie adapterio. Įjungus maitinimą, prasidės įkrovimas. Kai nuotolinio valdymo pultelyje pradeda mirksėti baterijos indikatorius, įrenginys kraunamas. Kai visi keturi akumuliatoriaus indikatoriai nustoja mirksėti, įkrovimas baigtas.

Prietaiso priežiūra ir priežiūra:

Laikymas Laikykite šį gaminį sausoje vietoje kambario temperatūroje ir venkite dulkių, tiesioginių saulės spindulių ar drėgnų sąlygų.

Valymas Nuvalykite kaukę prieš ir po naudojimo (tik kaukę, be elektroninių dalių).

Pastaba: valdiklis ir laidai neturi liestis su vandeniu. Po naudojimo būtinai atjunkite nuotolinio valdymo pultą nuo kaukės ir maitinimo šaltinio.

Išmetimas Gaminys yra ličio polimero baterija. Išmesdami įrenginį, nuneškite jį į vietinę baterijų perdirbimo įmonę. Siekiant tausoti aplinką, rekomenduojama jį atskirti nuo kitų buitinių atliekų.

Atsargumo priemonės:

Saugokite gaminį nuo mažų vaikų, kad nelaikytumėte jo žaislu. Naudodami gaminį elkites atsargiai. Šis prietaisas sukurtas kaip namų elektronikos gaminys ir netinka diagnozei ar gydymui. Jo negalima vartoti nėščioms moterims, besiruošiančioms pastoti ar žindančioms, žmonėms, jautriems šviesai ar vartojantiems fotosensibilizuojančius vaistus, turinčioms genetiškai nulemtų odos ligų ar būklių, tokių kaip vilkligė, šviesai jautri egzema ar albinizmas. Pastaba: valdiklis ir laidai neturi liestis su vandeniu. Nenaudokite įkrovimo metu. Nenaudokite įrenginio, jei jis pažeistas. Netaisykite, ardykite ir nekeiskite įrenginio patys. Bet kokius pažeidimus turėtų įvertinti tarnyba. Nenumeskite ir nematykite prietaiso, kad išvengtumėte gedimo. Po kiekvienos procedūros nuvalykite gaminį drėgna šluoste. Neplaukite prietaiso po vandeniu ir panardinkite. Prietaisui valyti nenaudokite korozinių medžiagų. Laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [puslapis 2 - f4]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Ierīces izmērs:	659x232x38mm
Neto svars:	284 g
Uzlādes veids:	USB-C uzlāde
Uzlādes laiks:	apmēram 4 stundas
Akumulators:	3000 mAh litija polimēru akumulators
Spridze:	5. maijs

Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Iestatījuma saturs [lappuse 2- f1]:

Kolagēna LED maska (1.) Piederumu maisiņš (2.) Dzesēšanas maska (3.) Glabāšanas soma (4.) Gaismas aizsargājoša acu maska (5.) Tālvadības pults (6.) Lietotāja rokasgrāmata (7.) USB-C kabelis uzlāde (8.)

Konfigurācija un pirmā lietošana [lappuse 2- f2]:

1. Uzstādiet gaismas aizsargbrilles kolagēna maskas caurumos.
2. Savienojiet masku ar tālvadības pulti, izmantojot USB kabeli.
3. Norādījumi dzesēšanas maskas lietošanai: Pēc izpakošanas izņemiet dzesēšanas masku un ievietojiet to piederumu maisiņā. Pirms lietošanas uzglabāt ledusskapī vismaz 10 minūtes. Kad nepieciešams izmantot dzesēšanas funkciju, izņemiet to no ledusskapja. Lai saliktu dzesēšanas masku, izīdziniet dzesēšanas maskas magnētiskās daļas ar tām, kas novietotas uz kolagēna maskas.

Tālvadības pults [lappuse 2- f3]:

Savienojums ar galveno bloku (1.) Grumbu samazināšanas režīms (2.) Nostiprinošais režīms (3.) Atjaunošanas režīms (4.) Atbalsta režīms, lai uzlabotu ādas nepilnības. (5.) Intensitātes mainas poga. Tālvadības pults ir trīs režīmi: zems (indikators iedegas vāji), vidējs (indikators mirgo ātri), augsts (indikators deg pastāvīgi). (6.) Ieslēgšanas/izslēgšanas un režīma slēdža poga (7.) Akumulatora indikators (8.) USB-C uzlādes ports (9.)

Gaismas jutības tests:

Pirms ierīces pirmās lietošanas pārbaudiet, vai jums nav alerģijas pret gaismu: novietojiet to uz apakšdelma uz 8 minūtēm. Ja āda kļūst sarkana vai niezoša, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar dermatologu. Pirms lietošanas vienmēr notīriet seju, lai izvairītos no reakcijas uz kosmētiku, un pēc lietošanas neuztraucieties, ja āda kļūst nedaudz apsārtusi – tas ir normāli un pāries pēc 1-2 stundām. Ja cepat, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Kā izmantot:

1. Notīriet seju un nosusiniet to.
2. Piestipriniet un noregulējiet LED kolagēna maskas galvas saiti.
3. Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
4. Nospiediet režīma pogu, lai izvēlētos vajadzīgo režīmu, pēc tam nospiediet līmeņa pogu, lai pielāgotu enerģijas līmeni.
5. Izmantojot dzesēšanas funkciju, izņemiet dzesēšanas masku no ledusskapja un magnētiski novietojiet to uz maskas. Pēc tā uzlikšanas uz sejas aktivizējiet nostiprinošo režīmu uz tālvadības pults.
6. Pēc četrām minūtēm ierīce automātiski izslēgsies. Noņemiet masku un notīriet to

(tiriet tikai masku, nevis elektroniskās daļas).

Uzlādes metode:

Izstrādājumu nedrīkst lietot uzlādes laikā. (Piezīme: ierīce nedarbosies, un pogas nereaģēs uzlādes laikā.) Pirms pirmās lietošanas ieteicams pilnībā uzlādēt ierīci. Pievienojiet USB-C kabeli tālrunim, pēc tam pievienojiet USB spraudni adapterim. Kad strāva ir ieslēgta, sāksies uzlāde. Kad tālrunim akumulatora indikators sāk mirgot, ierīce tiek uzlādēta. Kad visi četri akumulatora indikatori pārstāj mirgot, uzlāde ir pabeigta.

Ierīces apkope un kopšana:

Uzglabāšana Uzglabājiet šo produktu sausā vietā istabas temperatūrā un izvairieties no putekļu, tiešas saules gaismas vai mitra iedarbības.

Tīrīšana Notīriet masku pirms un pēc lietošanas (tikai maska, bez elektroniskām daļām). Piezīme: kontrolieris un kabeli nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni. Pēc lietošanas noteikti atvienojiet tālrunim akumulatora pultī no maskas avota. Atbrīvošanās Produkts satur litija polimēru akumulatoru. Atbrīvojoties no ierīces, lūdzu, nogādājat to vietējā akumulatoru pārstrādes uzņēmumā. Lai aizsargātu vidi, ieteicams to atdalīt no citiem sadzīves atkritumiem.

Piesardzības pasākumi:

Lūdzu, glabājiet produktu prom no maziem bērniem, lai izvairītos no tā, ka tas tiek uzskatīts par rotaļlietu. Lietojot produktu, rīkojieties uzmanīgi. Šī ierīce ir paredzēta kā mājas elektronika un nav piemērota diagnostikai vai ārstēšanai. To nedrīkst lietot grūtnieces, kas gatavojas grūtniecībai vai baro bērnu ar krūti, cilvēki, kas ir jutīgi pret gaismu vai lieto fotosensibilizējošus medikamentus, ar ģenētiski noteiktām ādas slimībām vai tādiem stāvokļiem kā sarkanā vilkēde, gaismjūtīga ekzēma vai albinisms. Piezīme: kontrolieris un kabeli nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni. Nelietot uzlādes laikā. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Nelabojiet, neizjauciet un nepārveidojiet ierīci pats. Jebkuri pārkāpumi ir jānovērtē dienestam. Lai izvairītos no nepareizas darbības, nometiet to vai nesasiet to. Pēc katras apstrādes noslaukiet produktu ar mitru drānu. Nemazgājiet ierīci zem ūdens un neiegremdējiet to. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet kodīgus līdzekļus. Uzglabājiet to vēsā, sausā vietā.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f4]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Készülék mérete:	659x232x38 mm
Nettó tömeg:	284g
Töltési mód:	USB-C töltés
Töltési idő:	körülbelül 4 óra
Akkumulátor:	3000 mAh lítium polimer akkumulátor
Feszültség:	május 5

Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

A készlet tartalma [2-f1 oldal]:

Kollagén LED maszk (1.) Tartozéktáska (2.) Hűtőmaszk (3.) Tárolótáska (4.) Fényvédő szemmaszk (5.) Távirányító (6.) Felhasználói kézikönyv (7.) USB-C kábel töltés (8.)

Konfiguráció és első használat [2-f2 oldal]:

1. Helyezze be a fényvédő szemüveget a kollagénmaszk lyukaiba.
2. Csatlakoztassa a maszkot a távirányítóhoz USB-kábellel.
3. Útmutató a hűtőmaszk használatához: Kicsomagolás után vegye ki a hűtőmaszkot és tegye a tartozéktasakba. Használat előtt legalább 10 percig hűtőszekrényben tároljuk. Ha a hűtési funkciót szeretné használni, vegye ki a hűtőszekrényből. A hűtőmaszk összeszereléséhez igazítsa a hűtőmaszk mágneses részeit a kollagénmaszkra helyezett részekhez.

Távirányító [2-f3 oldal]:

Csatlakozás a főegységhez (1.) Ránctalanító mód (2.) Feszítő mód (3.) Fialító mód (4.) Támogatási mód a bőrhibák javítására.(5.) Intenzitás váltó gomb. A távirányítónak három üzemmódja van: alacsony (a jelzőfény halványan világít), közepes (a jelző gyorsan villog), magas (a jelzőfény folyamatosan világít). (6.) Be/ki és üzemmód kapcsoló gomb (7.) Akkumulátor visszajelző (8.) USB-C töltőport (9.)

Fényérzékenységi teszt:

A készülék első használata előtt ellenőrizze, hogy nem allergiás-e a fényre: helyezze az alkarjára 8 percre. Ha a bőr kipirosodik vagy viszket, hagyja abba a használatát, és forduljon bőrgyógyászhoz. Használat előtt mindig tisztítsa meg arcát, hogy elkerülje a kozmetikumokra adott reakciókat, és használat után ne aggódjon, ha a bőre enyhén kipirosodik – ez normális, és 1-2 óra múlva elmúlik. Ha sűt, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Hogyan kell használni:

1. Tisztítsa meg az arcát és szárítsa meg.
2. Rögzítse és állítsa be a LED kollagén maszk fejpántját.
3. Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.
4. Nyomja meg a mód gombot a kívánt mód kiválasztásához, majd nyomja meg a szint gombot az energiaszint beállításához.
5. A hűtés funkció használatakor vegye ki a hűtőmaszkot a hűtőből, és helyezze rá mágnesesen a maszkra. Miután feltette az arcra, aktiválja a feszítő módot a távirányítón.
6. Négy perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol. Távolítsa el a maszkot és

tisztítsa meg (csak a maszkot tisztítsa, az elektronikus részeket ne).

Töltési mód:

A terméket töltés közben nem szabad használni. (Megjegyzés: A készülék nem működik, és a gombok sem reagálnak töltés közben.) Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltsön fel a készüléket. Csatlakoztassa az USB-C kábelt a távirányítóhoz, majd csatlakoztassa az USB-dugót az adapterhez. A tápfeszültség bekapcsolásakor a töltés elindul. Amikor a távirányítón lévő akkumulátor jelzőfény villogni kezd, a készülék töltődik. Amikor mind a négy akkumulátorjelző abbahagyja a villogást, a töltés befejeződött.

A készülék karbantartása és gondozása:

Tárolás Tárolja ezt a terméket száraz helyen, szobahőmérsékleten, és kerülje a por, közvetlen napfény vagy párás környezet hatását.

Tisztítás Tisztítsa meg a maszkot használat előtt és után (csak maszk, elektronikus alkatrészek nélkül). Megjegyzés: a vezérlő és a kábelek nem érintkezhetnek vízzel. Használat után ne felejtse el leválasztani a távirányítót a maszkról és az áramforrásról.

Hulladékkezelés A termék lítium-polimer akkumulátort tartalmaz. Amikor kidobja a készüléket, vigye el a helyi akkumulátor-újrahasznosító üzembe. A környezet védelme érdekében ajánlott elkülöníteni a többi háztartási hulladéktól.

Óvintézkedések:

Kérjük, tartsa távol a terméket kisgyermekektől, nehogy játékként kezelje. Használat közben óvatosan kezelje a terméket. Ezt az eszközt otthoni elektronikai terméknek tervezték, és nem alkalmas diagnózisra vagy kezelésre. Nem használhatják terhes nők, várandósságra vagy szoptatásra készülő nők, fényérzékenyek vagy fényérzékenyítő szereket szedők, genetikailag meghatározott bőrbetegségben vagy olyan állapotokban, mint a lupus, fényérzékeny ekcéma vagy albinizmus.

Megjegyzés: a vezérlő és a kábelek nem érintkezhetnek vízzel. Ne használja töltés közben. Ne használja a készüléket, ha az sérült. Ne javítsa, szerelje szét vagy módosítsa saját maga a készüléket. Az esetleges szabálytalanságokat a szolgáltatlak értékelnie kell. A meghibásodás elkerülése érdekében ne ejtse le vagy üsse meg a készüléket. Minden kezelés után törölje le a terméket nedves ruhával. Ne mossa víz alatt a készüléket, és ne merítse víz alá. Ne használjon maró hatású szereket a készülék tisztításához. Tárolja hűvös, száraz helyen.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f4]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Dimensiune dispozitiv:	659x232x38mm
Greutate netă:	284 g
Mod de încărcare:	Încărcare USB-C
Timp de încărcare:	aproximativ 4 ore
Baterie:	Baterie litiu polimer de 3000 mAh
Tensiune:	5 mai

Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Setați conținutul [pagina 2-f1]:

Mască cu LED-uri de colagen (1.) Geantă pentru accesorii (2.) Mască de răcire (3.) Geantă de depozitare (4.) Mască pentru ochi cu protecție împotriva luminii (5.) Telecomandă (6.) Manual de utilizare (7.) Cablu pentru USB-C încărcare (8.)

Configurare și prima utilizare [pagina 2-f2]:

1. Instalați ochelarii de protecție împotriva luminii în orificiile măștii de colagen.
2. Conectați masca la telecomandă folosind un cablu USB.
3. Instrucțiuni de utilizare a măștii de răcire: După despachetare, scoateți masca de răcire și puneți-o în punga de accesorii. Păstrați la frigider cel puțin 10 minute înainte de utilizare. Când trebuie să utilizați funcția de răcire, scoateți-o din frigider. Pentru a asambla masca de răcire, aliniați partile magnetice ale măștii de răcire cu cele plasate pe masca de colagen.

Telecomanda [pagina 2-f3]:

Conexiune la unitatea principală (1.) Modul de reducere a ridurilor (2.) Modul de fermitate (3.) Modul de întinerire (4.) Modul suport pentru a îmbunătăți imperfecțiunile pielii. (5.) Buton de modificare a intensității. Telecomanda are trei moduri: scăzut (indicatorul se aprinde slab), mediu (indicatorul clipește rapid), ridicat (indicatorul se aprinde constant). (6.) Buton pornit/oprit și comutator de mod (7.) Indicator baterie (8.) Port de încărcare USB-C (9.)

Test de sensibilitate la lumină:

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, verificați dacă sunteți alergic la lumină: puneți-l pe antebraț timp de 8 minute. Dacă pielea devine roșie sau mâncărime, opriți utilizarea și consultați un dermatolog. Curățați-vă întotdeauna fața înainte de utilizare pentru a evita reacțiile la produsele cosmetice, iar după utilizare, nu vă faceți griji dacă pielea devine ușor roșie - acest lucru este normal și va dispărea după 1-2 ore. Dacă coaceți, opriți imediat utilizarea aparatului.

Cum se utilizează:

1. Curățați-vă fața și uscați-o.
2. Fixați și reglați banda pentru cap a măștii cu colagen LED.
3. Apăsăți butonul de pornire pentru a porni dispozitivul.
4. Apăsăți butonul de mod pentru a selecta modul dorit, apoi apăsați butonul de nivel pentru a regla nivelul de energie.
5. Când utilizați funcția de răcire, scoateți masca de răcire din frigider și așezați-o magnetic pe mască. După ce l-ați pus pe față, activează modul de întărire de pe telecomandă.
6. După patru minute, dispozitivul se va opri automat. Scoateți masca și curățați-o

(curățați doar masca, nu părțile electronice).

Metoda de incarcare:

Produsul nu trebuie utilizat în timpul încărcării. (Notă: dispozitivul nu va funcționa și butoanele nu vor răspunde în timpul încărcării.) Se recomandă încărcarea completă a dispozitivului înainte de prima utilizare. Conectați cablul USB-C la telecomandă, apoi conectați mufa USB la adaptor. Când alimentarea este pomită, încărcarea va începe. Când indicatorul bateriei de pe telecomandă începe să clipească, dispozitivul se încarcă. Când toți cei patru indicatori de baterie încetează să clipească, încărcarea este completă.

Întreținerea și îngrijirea dispozitivului:

Depozitare Păstrați acest produs într-un loc uscat la temperatura camerei și evitați expunerea la praf, lumina directă a soarelui sau condiții umede.

Curățare Curățați masca înainte și după utilizare (numai mască, fără părți electronice).

Notă: controlerul și cablurile nu trebuie să intre în contact cu apa. După utilizare, asigurați-vă că deconectați telecomanda de la mască și de la sursa de alimentare.

Eliminare Produsul conține o baterie cu litiu polimer. Când aruncați dispozitivul, vă rugăm să-l duceți la unitatea locală de recidare a bateriilor. Se recomandă separarea acestuia de alte deseuri menajere pentru a proteja mediul inconjurator.

Precauții:

Vă rugăm să păstrați produsul departe de copiii mici pentru a evita tratarea lui ca pe o jucărie. Manipulați produsul cu grijă când îl utilizați. Acest dispozitiv este conceput ca un produs electronic de acasă și nu este potrivit pentru diagnostic sau tratament. Nu trebuie utilizat de femeile însărcinate, care se pregătesc pentru sarcină sau care alăptează, persoane sensibile la lumină sau care iau medicamente fotosensibilizante, cu boli ale pielii determinate genetic sau afecțiuni precum lupusul, eczema fotosensibilă sau albinismul. Notă: controlerul și cablurile nu trebuie să intre în contact cu apa. Nu utilizați în timpul încărcării. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat. Nu reparați, dezasamblați sau modificați singur dispozitivul. Orice neregulă ar trebui să fie evaluată de către serviciu. Nu scăpați și nu loviți dispozitivul pentru a evita funcționarea defectuoasă. După fiecare tratament, ștergeți produsul cu o cârpă umedă. Nu spălați dispozitivul sub apă și nu îl scufundați. Nu utilizați agenți corozivi pentru a curăța dispozitivul. Păstrați-l într-un loc răcoros și uscat.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f4]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Размер устройства:	659x232x38 мм
Вес нетто:	284г
Способ зарядки:	USB-C для зарядки
Время зарядки:	около 4 часов
Батарея:	Литий-полимерный аккумулятор
Напряжение:	емкостью 3000 мАч

5 мая

Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Установить содержимое [страница 2- f1]:

Коллагеновая светодиодная маска (1.) Сумка для аксессуаров (2.)
 Охлаждающая маска (3.) Сумка для хранения (4.) Светозащитная маска для глаз (5.) Пульт дистанционного управления (6.) Руководство пользователя (7.)
 Кабель USB-C зарядка (8.)

Настройка и первое использование [стр. 2- f2]:

1. Установите светозащитные очки в отверстия коллагеновой маски.
2. Подключите маску к пульта дистанционного управления с помощью USB-кабеля.
3. Инструкции по использованию охлаждающей маски: после распаковки выньте охлаждающую маску и положите ее в сумку для аксессуаров. Перед использованием храните в холодильнике не менее 10 минут. Если вам нужно использовать функцию охлаждения, достаньте его из холодильника. Чтобы собрать охлаждающую маску, совместите магнитные части охлаждающей маски с частями, расположенными на коллагеновой маске.

Пульт дистанционного управления [страница 2- f3]:

Подключение к основному блоку (1.) Режим уменьшения морщин (2.) Режим укрепления (3.) Режим омоложения (4.) Режим поддержки для устранения недостатков кожи (5.) Кнопка изменения интенсивности. Пульт имеет три режима: низкий (индикатор горит тускло), средний (индикатор быстро мигает), высокий (индикатор горит постоянно). (6.) Кнопка включения/выключения и переключения режимов (7.) Индикатор заряда батареи (8.)
 Порт зарядки USB-C (9.)

Тест на светочувствительность:

Перед первым использованием устройства проверьте, нет ли у вас аллергии на свет: поместите его на предплечье на 8 минут. Если кожа покраснела или зудит, прекратите использование и обратитесь к дерматологу. Всегда очищайте лицо перед использованием, чтобы избежать реакции на косметику, а после использования не волнуйтесь, если кожа станет слегка покрасневшей – это нормально и пройдет через 1–2 часа. Если выпекаете, немедленно прекратите использование прибора.

Как использовать:

1. Очистите лицо и высушите его.
2. Закрепите и отрегулируйте оголовье светодиодной коллагеновой маски.
3. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
4. Нажмите кнопку режима, чтобы выбрать нужный режим, затем нажмите кнопку уровня, чтобы отрегулировать уровень энергии.
5. При использовании функции охлаждения достаньте охлаждающую маску из холодильника и прикрепите ее к маске с помощью магнита. Нанеся его на лицо,

активируйте на пульте укрепляющий режим.

6. Через четыре минуты устройство автоматически выключится. Снимите маску и очистите ее (чистите только маску, а не электронные части).

Способ зарядки:

Продукт не следует использовать во время зарядки. (Примечание. Устройство не будет работать, а кнопки не будут реагировать во время зарядки.) Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить устройство. Подключите кабель USB-C к пульту дистанционного управления, затем вставьте вилку USB в адаптер. При включении питания начнется зарядка. Когда индикатор заряда батареи на пульте дистанционного управления начнет мигать, устройство заряжается. Когда все четыре индикатора батареи перестанут мигать, зарядка завершена.

Обслуживание и уход за устройством:

Хранение Храните этот продукт в сухом месте при комнатной температуре, избегайте воздействия пыли, прямых солнечных лучей или влажности.

Очистка Очищайте маску до и после использования (только маска, без электронных деталей). Примечание: контроллер и кабели не должны контактировать с водой. После использования обязательно отсоедините пульт дистанционного управления от маски и источника питания.

Утилизация Изделие содержит литий-полимерный аккумулятор. При утилизации устройства отнесите его в местный пункт переработки аккумуляторов. Рекомендуется отделять его от других бытовых отходов в целях защиты окружающей среды.

Меры предосторожности:

Пожалуйста, храните изделие в недоступном для маленьких детей месте, чтобы не относиться к нему как к игрушке. При использовании обращайтесь с изделием осторожно. Это устройство разработано как бытовое электронное изделие и не подходит для диагностики или лечения. Его не следует применять беременным женщинам, готовящимся к беременности или кормлению грудью, людям, чувствительным к свету или принимающим фотосенсибилизирующие препараты, с генетически обусловленными кожными заболеваниями или состояниями, такими как волчанка, светочувствительная экзема или альбинизм. Примечание: контроллер и кабели не должны контактировать с водой. Не используйте во время зарядки. Не используйте устройство, если оно повреждено. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно. Любые нарушения должны быть оценены службой. Не роняйте и не ударяйте устройство во избежание неисправности. После каждой обработки протирайте изделие влажной тряпкой. Не мойте устройство под водой и не погружайте его в воду. Не используйте едкие вещества для очистки устройства. Храните его в прохладном, сухом месте.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f4]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Enhetsstørrelse:	659x232x38mm
Netto vekt:	284g
Lademåte:	USB-C lading
Ladetid:	ca 4 timer
Batteri:	3000 mAh litiumpolymerbatteri
Spenninger:	5 mai

Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Still inn innhold [side 2- f1]:

Kollagen LED-maske (1.) Tilbehørspose (2.) Kjølemaske (3.) Oppbevaringspose (4.) Lysbeskyttelse øyemaske (5.) Fjernkontroll (6.) Brukerhåndbok (7.) Kabel for USB-C lader (8.)

Konfigurasjon og første gangs bruk [side 2-f2]:

1. Installer lysbeskyttelsesbrillene i hullene på kollagenmasken.
2. Koble masken til fjernkontrollen med en USB-kabel.
3. Instruksjoner for bruk av kjølemasken: Etter utpakking, ta ut kjølemasken og legg den i tilbehørsposen. Oppbevares i kjøleskapet i minst 10 minutter før bruk. Når du skal bruke kjølefunksjonen, ta den ut av kjøleskapet. For å sette sammen kjølemasken, innrett de magnetiske delene av kjølemasken med de som er plassert på kollagenmasken.

Fjernkontroll [side 2- f3]:

Tilkobling til hovedenhet (1.) Rynkereduksjonsmodus (2.) Oppstrammende modus (3.) Foryngelsesmodus (4.) Støttemodus for å forbedre hudfølelse (5.) Knapp for intensitetsendring. Fjernkontrollen har tre moduser: lav (indikatoren lyser svakt), medium (indikatoren blinker raskt), høy (indikatoren lyser konstant). (6.) På/av og modusbryterknapp (7.) Batteriindikator (8.) USB-C-ladeport (9.)

Lysfølsomhetstest:

Før du bruker enheten for første gang, sjekk om du er allergisk mot lys: plasser den på underarmen i 8 minutter. Hvis huden blir rød eller kløende, slutt å bruke og konsulter en hudlege. Rengjør alltid ansiktet før bruk for å unngå reaksjoner på kosmetikk, og etter bruk, ikke bekymre deg om huden din blir litt rød – dette er normalt og vil forsvinne etter 1-2 timer. Hvis du baker, må du slutte å bruke apparatet umiddelbart.

Hvordan å bruke:

1. Rens ansiktet og tørk det.
2. Fest og juster hodebåndet til LED-kollagenmasken.
3. Trykk på strømknappen for å slå på enheten.
4. Trykk på modusknappen for å velge ønsket modus, og trykk deretter på nivåknappen for å justere energinivået.
5. Når du bruker kjølefunksjonen, fjern kjølemasken fra kjøleskapet og plasser den magnetisk på masken. Etter å ha satt den på ansiktet, aktiver oppstrammende modus på fjernkontrollen.
6. Etter fire minutter vil enheten slå seg av automatisk. Fjern masken og rengjør den

(rengjør kun masken, ikke de elektroniske delene).

Lademetode:

Produktet skal ikke brukes under lading. (Merk: Enheten vil ikke fungere og knappene vil ikke reagere under lading.) Det anbefales å lade enheten helt opp før første gangs bruk. Koble USB-C-kabelen til fjernkontrollen, og plugg deretter USB-pluggen inn i adapteren. Når strømmen er slått på, starter ladingen. Når batteriindikatoren på fjernkontrollen begynner å blinke, lader enheten. Når alle fire batteriindikatorerne slutter å blinke, er ladingen fullført.

Vedlikehold og stell av enheten:

Oppbevaring Oppbevar dette produktet på et tørt sted ved romtemperatur og unngå eksponering for støv, direkte sollys eller fuktige forhold.

Rengjøring Rengjør masken før og etter bruk (kun maske, ingen elektroniske deler).

Merk: kontrollere og kablene skal ikke komme i kontakt med vann. Etter bruk, sørg for å koble fjernkontrollen fra masken og fra strømkilden.

Avhending Produktet inneholder et litiumpolymerbatteri. Når du kaster enheten, vennligst ta den med til ditt lokale batterigjenvinningsanlegg. Det anbefales å skille det fra annet husholdningsavfall for å beskytte miljøet.

Forholdsregler:

Hold produktet unna små barn for å unngå å behandle det som et leketøy. Hånder produktet forsiktig ved bruk. Denne enheten er utformet som et hjemmeelektronikk og er ikke egnet for diagnose eller behandling. Det bør ikke brukes av gravide kvinner, forbereder seg til graviditet eller amming, personer som er følsomme for lys eller tar fotosensibiliserende medisiner, med genetisk betingede hudsykdommer eller tilstander som lupus, lysfølsomt eksem eller albinisme. Merk: kontrollere og kablene skal ikke komme i kontakt med vann. Ikke bruk under lading. Ikke bruk enheten hvis den er skadet. Ikke reparer, demonter eller modifier enheten selv. Eventuelle uregelmessigheter bør vurderes av tjenesten. Ikke slipp eller slå enheten for å unngå funksjonsfeil. Etter hver behandling, tørk av produktet med en fuktig klut. Ikke vask enheten under vann eller senk den ned. Ikke bruk etsende midler til å rengjøre enheten. Oppbevar den på et kjølig, tørt sted.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f4]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu+

Laitteen koko:	659x232x38mm
Nettopaino:	284 g
Lataustapa:	USB-C lataus
Latausaika:	noin 4 tuntia
Akku:	3000 mAh litiumpolymeeriakku
Jännitys:	5. toukokuuta

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Aseta sisältö [sivu 2- f1]:

Kollageeni LED-naamari (1.) Tarvikepussi (2.) Jäähdytysnaamari (3.) Säilytuspussi (4.) Valonsuojaussilmämaski (5.) Kaukosäädin (6.) Käyttöopas (7.) USB-C-kaapeli lataus (8.)

Kokoonpano ja ensimmäinen käyttökerta [sivu 2- f2]:

1. Aseta valonsuojalasit kollageeninaamarin reikiin.
2. Yhdistä maski kaukosäätimeen USB-kaapelilla.
3. Jäähdytysmaskin käyttöohjeet: Ota jäähdytysnaamari pakkauksesta purkamisen jälkeen pois ja laita se tarvikepussiin. Säilytä jääkaapissa vähintään 10 minuuttia ennen käyttöä. Kun haluat käyttää jäähdytystoimintoa, ota se pois jääkaapista. Kokoaksesi jäähdytysmaskin kohdista jäähdytysnaamarin magneettiset osat kollageeninaamarin päälle.

Kaukosäädin [sivu 2- f3]:

Liitäntä pääyksikköön (1.) Ryppyjen vähentämistila (2.) Kiinteytystila (3.) Nuorentamistila (4.) Tukitila parantaa ihon epätasaisuuksia. (5.) Voimakkuusmuutospainike. Kaukosäätimessä on kolme tilaa: matala (osoitin syttyy himmeästi), keskitaso (osoitin vilkkuu nopeasti), korkea (osoitin palaa jatkuvasti). (6.) On/off ja tilakytinpainike (7.) Akun merkkivalo (8.) USB-C-latausportti (9.)

Valoherkkyydesti:

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, tarkista, oletko allerginen valolle: aseta se kyynärvarrellesi 8 minuutiksi. Jos iho punoittaa tai kutiaa, lopeta käyttö ja ota yhteys ihotautilääkäriin. Puhdista kasvosi aina ennen käyttöä välttääksesi kosmeettisia reaktioita, ja käytön jälkeen älä huoli, jos ihosi punoittaa hieman - tämä on normaalia ja häviää 1-2 tunnin kuluttua. Jos paistat, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Kuinka käyttää:

1. Puhdista kasvosi ja kuivaa ne.
2. Kiinnitä ja säädä LED-kollageeninaamarin pääpanta.
3. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
4. Valitse haluamasi tila painamalla tilapainiketta ja säädä sitten energiatasoa painamalla tasopainiketta.
5. Kun käytät jäähdytystoimintoa, poista jäähdytysnaamio jääkaapista ja aseta se magneettisesti maskin päälle. Kun olet laittanut sen kasvoillesi, aktivoi kiinteytystila kaukosäätimestä.
6. Neljän minuutin kuluttua laite sammuu automaattisesti. Irrota maski ja puhdista se (puhdista vain maski, älä elektronisia osia).

Lataustapa:

Tuotetta ei saa käyttää latauksen aikana. (Huomaa: laite ei toimi eivätkä painikkeet reagoi latauksen aikana.) On suositeltavaa ladata laite täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Liitä USB-C-kaapeli kaukosäätimeen ja liitä sitten USB-liitin sovittimeen. Kun virta kytketään päälle, lataus alkaa. Kun kaukosäätimen akun merkkivalo alkaa vilkkua, laite latautuu. Kun kaikki neljä akun merkkivaloa lakkaavat vilkkumasta, lataus on valmis.

Laitteen huolto ja hoito:

Varastointi Säilytä tätä tuotetta kuivassa paikassa huoneenlämmössä ja vältä altistumista pölylle, suoralle auringonvalolle tai kosteille olosuhteille. Puhdistus Puhdista maski ennen käyttöä ja käytön jälkeen (vain maski, ei elektronisia osia). Huomautus: ohjain ja kaapelit eivät saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Muista irrottaa kaukosäädin maskista ja virtalähteestä käytön jälkeen. Hävittäminen Tuote sisältää litiumpolymeeriakun. Kun hävität laitteen, vie se paikalliseen akkujen kierrätyslaitokseen. On suositeltavaa erottaa se muusta kotitalousjätteestä ympäristön suojelemiseksi.

Varoimenpiteet:

Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta välttääksesi sen käsittelyn leluna. Käsittele tuotetta varovasti käyttäessäsi. Tämä laite on suunniteltu kodin elektroniikkatuotteeksi, eikä se sovellettu diagnoosiin tai hoitoon. Sitä eivät saa käyttää raskaana olevat naiset, jotka valmistautuvat raskauteen tai imetykseen, ihmiset, jotka ovat herkkiä valolle tai käyttävät valolle herkistäviä lääkkeitä, joilla on geneettisesti määrättyjä ihosairauksia tai sairauksia, kuten lupus, valoherkkä ekseema tai albinismi. Huomautus: ohjain ja kaapelit eivät saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Älä käytä latauksen aikana. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Älä korjaa, pura tai muokkaa laitetta itse. Palvelun tulee arvioida mahdolliset väärinkäytökset. Älä pudota tai lyö laitetta toimintahäiriöiden välttämiseksi. Pyyhi tuote jokaisen käsittelyn jälkeen kostealla liinalla. Älä pese laitetta veden alla tai upota sitä. Älä käytä syövyttäviä aineita laitteen puhdistamiseen. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f4]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Μέγεθος συσκευής:	659x232x38mm
Καθαρό βάρος:	284 γρ
Τρόπος φόρτισης:	Φόρτιση USB-C
Χρόνος φόρτισης:	περίπου 4 ώρες
Μπαταρία:	Μπαταρία πολυμερούς λιθίου 3000 mAh
Ένταση:	5 Μαΐου

Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Ρύθμιση περιεχομένων [σελίδα 2- f1]:

Μάσκα LED κολλαγόνου (1.) Σακούλα αξεσουάρ (2.) Μάσκα ψύξης (3.) Τσάντα αποθήκευσης (4.) Μάσκα ματιών προστασίας από φως (5.) Τηλεχειριστήριο (6.) Εγχειρίδιο χρήσης (7.) Καλώδιο για USB-C φόρτιση (8.)

Διαμόρφωση και πρώτη χρήση [σελίδα 2- f2]:

1. Τοποθετήστε τα γυαλιά προστασίας από το φως στις οπές της μάσκας κολλαγόνου.
2. Συνδέστε τη μάσκα με το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
3. Οδηγίες χρήσης της μάσκας ψύξης: Μετά την αποσυσκευασία, βγάλτε τη μάσκα ψύξης και βάλτε τη στη σακούλα των αξεσουάρ. Φυλάσσετε στο ψυγείο για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε. Όταν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης, βγάλτε την από το ψυγείο. Για να συναρμολογήσετε τη μάσκα ψύξης, ευθυγραμμίστε τα μαγνητικά μέρη της μάσκας ψύξης με αυτά που τοποθετούνται στη μάσκα κολλαγόνου.

Τηλεχειριστήριο [σελίδα 2- f3]:

Σύνδεση στην κύρια μονάδα (1.) Λειτουργία μείωσης ρυθμών (2.) Λειτουργία σύσφιξης (3.) Λειτουργία αναζωογόνησης (4.) Λειτουργία υποστήριξης για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του δέρματος (5.) Κουμπί αλλαγής έντασης. Το τηλεχειριστήριο έχει τρεις λειτουργίες: χαμηλή (η ένδειξη ανάβει αμυδρά), μεσαία (η ένδειξη αναβοβόηνει γρήγορα), υψηλή (η ένδειξη ανάβει συνεχώς). (6.) Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και διακόπτη λειτουργίας (7.) Ένδειξη μπαταρίας (8.) Θύρα φόρτισης USB-C (9.)

Δοκιμή ευαισθησίας στο φως:

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ελέγξτε αν είστε αλλεργικοί στο φως: τοποθετήστε την στον αντιβράχιο σας για 8 λεπτά. Εάν το δέρμα γίνει κόκκινο ή φαγουρά, σταματήστε τη χρήση και συμβουλευτείτε έναν δερματολόγο. Να καθαρίζετε πάντα το πρόσωπό σας πριν από τη χρήση για να αποφύγετε αντιδράσεις στα καλλυντικά και μετά τη χρήση, μην ανησυχείτε αν το δέρμα σας κοκκινίσει ελαφρώς - αυτό είναι φυσιολογικό και θα υποχωρήσει μετά από 1-2 ώρες. Εάν ψήνεται, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Τρόπος χρήσης:

1. Καθαρίστε το πρόσωπό σας και στεγνώστε το.
2. Στερεώστε και προσαρμόστε το κεφαλόδεσμο της μάσκας κολλαγόνου LED.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
4. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί στάθμης για να προσαρμόσετε το επίπεδο ενέργειας.
5. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψύξης, αφαιρέστε τη μάσκα ψύξης από το

μυγείο και τοποθετήστε τη μαγνητικά πάνω στη μάσκα. Αφού το βάλετε στο πρόσωπό σας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύσφιξης στο τηλεχειριστήριο.
6. Μετά από τέσσερα λεπτά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αφαιρέστε τη μάσκα και καθαρίστε την (καθαρίστε μόνο τη μάσκα, όχι τα ηλεκτρονικά μέρη).

Τρόπος φόρτισης:

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη φόρτιση. (Σημείωση: Η συσκευή δεν θα λειτουργεί και τα κουμπιά δεν ανταποκρίνονται κατά τη φόρτιση.) Συνιστάται η πλήρης φόρτιση της συσκευής πριν από την πρώτη χρήση. Συνδέστε το καλώδιο USB-C στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, συνδέστε το βύσμα USB στον προσαρμογέα. Όταν ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, θα ξεκινήσει η φόρτιση. Όταν η ένδειξη μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο αρχίσει να αναβοσβήνει, η συσκευή φορτίζεται. Όταν και οι τέσσερις ενδείξεις μπαταρίας σταματήσουν να αναβοσβήνουν, η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

Συντήρηση και φροντίδα της συσκευής:

Αποθήκευση Αποθηκεύστε αυτό το προϊόν σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου και αποφυγήτε την έκθεση σε σκόνη, άμεσο ηλιακό φως ή υγρασία.

Καθαρισμός Καθαρίστε τη μάσκα πριν και μετά τη χρήση (μόνο μάσκα, χωρίς ηλεκτρονικά εξαρτήματα). Σημείωση: ο ελεγκτής και τα καλώδια δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με νερό. Μετά τη χρήση, φροντίστε να αποσυνδέσετε το τηλεχειριστήριο από τη μάσκα και από την πηγή ρεύματος.

Απόρριψη Το προϊόν περιέχει μπαταρία πολυμερούς λιθίου. Κατά την απόρριψη της συσκευής σας, παρακαλούμε να τη μεταφέρετε στην τοπική σας εγκατάσταση ανακύκλωσης μπαταριών. Συνιστάται ο διαχωρισμός του από άλλα οικιακά απορρίμματα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Προφυλάξεις:

Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά για να αποφύγετε να το αντιμετωπίζετε ως παιχνίδι. Χειριστείτε το προϊόν προσεκτικά κατά τη χρήση. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ως οικιακό ηλεκτρονικό προϊόν και δεν είναι κατάλληλη για διάγνωση ή θεραπεία. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες, που προετοιμάζονται για εγκυμοσύνη ή θηλασμό, άτομα ευαίσθητα στο φως ή λαμβάνουν φωτοευαίσθητοποιητικά φάρμακα, με γενετικά καθορισμένες δερματικές παθήσεις ή καταστάσεις όπως ο λύκος, το φωτοευαίσθητο έκζεμα ή ο αλμπιτισμός. Σημείωση: ο ελεγκτής και τα καλώδια δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με νερό. Μην το χρησιμοποιείτε κατά τη φόρτιση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη. Μην επισκευάζετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Τυχόν παρατυπίες θα πρέπει να αξιολογούνται από την υπηρεσία. Μην ρίχνετε ή χτυπάτε τη συσκευή για να αποφύγετε δυσλειτουργία. Μετά από κάθε επεξεργασία, σκουπίστε το προϊόν με ένα υγρό πανί. Μην πλένετε τη συσκευή κάτω από νερό και μην τη βυθίζετε. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικούς παράγοντες για τον καθαρισμό της συσκευής. Αποθηκεύστε το σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f4]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Veličina uređaja:	659x232x38 mm
Neto težina:	284g
Način punjenja:	USB-C punjenje
Vrijeme punjenja:	oko 4 sata
Baterija:	Litij polimerska baterija od 3000 mAh
Napetost:	5. svibnja

Sigurnost:

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Sadržaj kompleta [stranica 2- f1]:

Kolagen LED maska (1.) Torbica s priborom (2.) Maska za hlađenje (3.) Torba za pohranu (4.) Maska za oči za zaštitu od svjetla (5.) Daljinski upravljač (6.) Upute za upotrebu (7.) Kabel za USB-C punjenje (8.)

Konfiguracija i prva uporaba [stranica 2- f2]:

1. Umetnite naočale za zaštitu od svjetla u rupe kolagenske maske.
2. Spojite masku s daljinskim upravljačem pomoću USB kabela.
3. Upute za korištenje rashladne maske: Nakon raspakiranja, izvadite rashladnu masku i stavite je u vrećicu s priborom. Čuvati u hladnjaku najmanje 10 minuta prije upotrebe. Kada trebate koristiti funkciju hlađenja, izvadite ga iz hladnjaka. Za sastavljanje rashladne maske, poravnajte magnetske dijelove rashladne maske s onima koji se nalaze na kolagenskoj maski.

Daljinski upravljač [stranica 2- f3]:

Povezivanje s glavnom jedinicom (1.) Način rada za smanjenje bora (2.) Način rada za učvršćivanje (3.) Način rada za pomlađivanje (4.) Način podrške za poboljšanje nesavršenosti kože. (5.) Gumb za promjenu intenziteta. Daljinski upravljač ima tri načina rada: niski (indikator svijetli slabo), srednji (indikator brzo treperi), visoki (indikator stalno svijetli). (6.) Gumb za uključivanje/isključivanje i način rada (7.) Indikator baterije (8.) USB-C priključak za punjenje (9.)

Test osjetljivosti na svjetlo:

Prije prve uporabe uređaja provjerite jeste li alergični na svjetlost: stavite ga na podlakticu na 8 minuta. Ako koža postane crvena ili svrbi, prestanite koristiti i obratite se dermatologu. Prije upotrebe uvijek očistite lice kako biste izbjegli reakcije na kozmetiku, a nakon upotrebe ne brinite ako vam koža postane blago crvena – to je normalno i nestat će nakon 1-2 sata. Ako pečete, odmah prestanite koristiti uređaj.

Kako koristiti:

1. Očistite lice i osušite ga.
2. Pričvrstite i namjestite traku za glavu LED kolagen maske.
3. Pritisnite tipku za napajanje da biste uključili uređaj.
4. Pritisnite gumb za odabir željenog načina rada, a zatim pritisnite gumb za podešavanje razine energije.
5. Kada koristite funkciju hlađenja, uklonite rashladnu masku iz hladnjaka i magnetski je postavite na masku. Nakon što ga nanese na lice, aktivirajte način rada za učvršćivanje na daljinskom upravljaču.
6. Nakon četiri minute uređaj će se automatski isključiti. Skinite masku i očistite je (čistite samo masku, ne elektroničke dijelove).

Način punjenja:

Proizvod se ne smije koristiti tijekom punjenja. (Napomena: uređaj neće raditi i gumbi neće reagirati tijekom punjenja.) Preporučuje se potpuno punjenje uređaja prije prve uporabe. Spojite USB-C kabel na daljinski upravljač, zatim uključite USB utikač u adapter. Kada se napajanje uključi, početak punjenja. Kada indikator baterije na daljinskom upravljaču počne treperiti, uređaj se puni. Kada sva četiri indikatora baterije prestanu treptati, punjenje je završeno.

Održavanje i njega uređaja:

Skladištenje Čuvajte ovaj proizvod na suhom mjestu na sobnoj temperaturi i izbjegavajte izlaganje prašini, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vlažnim uvjetima.
Čišćenje Očistite masku prije i poslije upotrebe (samo maska, bez elektroničkih dijelova). Napomena: upravljač i kabeli ne smiju doći u dodir s vodom. Nakon uporabe, obavezno odspojite daljinski upravljač s maske i izvora napajanja.
Odlaganje Proizvod sadrži litij-polimersku bateriju. Kada odlažete svoj uređaj, odnesite ga u lokalno postrojenje za recikliranje baterija. Preporuča se odvajanje od ostalog kućnog otpada radi zaštite okoliša.

Mjere predostrožnosti:

Držite proizvod podalje od male djece kako ga ne biste tretirali kao igračku. Prilikom uporabe pažljivo rukujte proizvodom. Ovaj uređaj je dizajniran kao kućni elektronički proizvod i nije prikladan za dijagnostiku ili liječenje. Ne smiju ga koristiti trudnice, pripreme za trudnoću ili dojenje, osobe osjetljive na svjetlo ili osobe koje uzimaju fotosenzitivne lijekove, s genetski uvjetovanim kožnim bolestima ili stanjima poput lupusa, fotosenzitivnog ekcema ili albinizma. Napomena: upravljač i kabeli ne smiju doći u dodir s vodom. Nemojte koristiti tijekom punjenja. Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen. Nemojte sami popravljati, rastavljati ili modificirati uređaj. Eventualne nepravilnosti treba procijeniti servis. Nemojte ispuštati ili udarati uređaj kako biste izbjegli kvar. Nakon svakog tretmana obrišite proizvod vlažnom krpom. Nemojte prati uređaj pod vodom niti ga uranjati. Nemojte koristiti korozivna sredstva za čišćenje uređaja. Čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f4]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Enhetsstorlek:	659x232x38mm
Nettovikt:	284g
Laddningssätt:	USB-C laddning
Laddningstid:	ca 4 timmar
Batteri:	3000 mAh litiumpolymerbatteri
Spänning:	5 maj

Säkerhet

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Ställ in innehåll [sida 2- f1]:

Kollagen LED-mask (1.) Tillbehörspåse (2.) Kylmask (3.) Förvaringspåse (4.) Ljusskyddsögonmask (5.) Fjärrkontroll (6.) Bruksanvisning (7.) Kabel för USB-C laddning (8.)

Konfiguration och första användning [sida 2- f2]:

1. Installera ljusskyddsglasögonen i hålen på kollagenmasken.
2. Anslut masken till fjärrkontrollen med en USB-kabel.
3. Anvisningar för användning av kylmasken: Efter upppackning, ta ut kylmasken och lägg den i tillbehörspåsen. Förvara i kylen i minst 10 minuter innan användning. När du behöver använda kylfunktionen, ta ut den ur kylen. För att montera kylmasken, rikta in de magnetiska delarna av kylmasken med de som är placerade på kollagenmasken.

Fjärrkontroll [sida 2- f3]:

Anslutning till huvudenhet (1.) Rynkreducerande läge (2.) Uppstramande läge (3.) Föryngringsläge (4.) Stödläge för att förbättra hudfel (5.) Knapp för intensitetsändring. Fjärrkontrollen har tre lägen: låg (indikator lyser svagt), medium (indikator blinkar snabbt), hög (indikator lyser konstant). (6.) På/av och lägesomkopplarknapp (7.) Batteriindikator (8.) USB-C-laddningsport (9.)

Ljuskänslighetstest:

Innan du använder enheten för första gången, kontrollera om du är allergisk mot ljus: placera den på din underarm i 8 minuter. Om huden blir röd eller kliar, sluta använda och kontakta en hudläkare. Rengör alltid ansiktet före användning för att undvika reaktioner på kosmetika, och efter användning, oroa dig inte om din hud blir lätt röd - detta är normalt och försvinner efter 1-2 timmar. Om du bakar ska du omedelbart sluta använda apparaten.

Hur man använder:

1. Rengör ansiktet och torka det.
2. Fäst och justera huvudbandet på LED-kollagenmasken.
3. Tryck på strömknappen för att slå på enheten.
4. Tryck på lägesknappen för att välja önskat läge, tryck sedan på nivåknappen för att justera energinivån.
5. När du använder kylfunktionen, ta bort kylmasken från kylskåpet och placera den magnetiskt på masken. När du har lagt den i ansiktet, aktivera uppstramande läget på fjärrkontrollen.
6. Efter fyra minuter stängs enheten av automatiskt. Ta bort masken och rengör den (rengör endast masken, inte de elektroniska delarna).

Laddningsmetod:

Produkten ska inte användas under laddning. (Obs: Enheten fungerar inte och knapparna svarar inte under laddning.) Vi rekommenderar att du laddar enheten helt innan den används första gången. Anslut USB-C-kabeln till fjärrkontrollen och anslut sedan USB-kontakten till adaptern. När strömmen slås på startar laddningen. När batteriindikatorn på fjärrkontrollen börjar blinka laddas enheten. När alla fyra batteriindikatorerna slutar blinka är laddningen klar.

Underhåll och skötsel av enheten:

Förvaring Förvara denna produkt på en torr plats i rumstemperatur och undvik exponering för damm, direkt solljus eller fuktiga förhållanden.

Rengöring Rengör masken före och efter användning (endast mask, inga elektroniska delar). Obs: styrenheten och kablarna får inte komma i kontakt med vatten. Efter användning, se till att koppla bort fjärrkontrollen från masken och från strömkällan. Avfallshantering Produkten innehåller ett litiumpolymerbatteri. När du kasserar din enhet, vänligen ta den till din lokala batteriåtervinningsanläggning. Det rekommenderas att separera det från annat hushållsavfall för att skydda miljön.

Försiktighetsåtgärder:

Förvara produkten borta från små barn för att undvika att behandla den som en leksak. Hantera produkten försiktigt vid användning. Denna enhet är utformad som en hemelektronikprodukt och är inte lämplig för diagnos eller behandling. Det bör inte användas av gravida kvinnor, som förbereder sig för graviditet eller amning, personer som är känsliga för ljus eller tar fotosensibiliserande läkemedel, med genetiskt betingade hudsjukdomar eller tillstånd som lupus, ljuskänsligt eksem eller albinism. Obs: styrenheten och kablarna får inte komma i kontakt med vatten. Använd inte under laddning. Använd inte enheten om den är skadad. Reparera, plocka isär eller modifiera inte enheten själv. Eventuella oegentligheter bör bedömas av tjänsten. Tappa eller slå inte enheten för att undvika felfunktion. Efter varje behandling, torka av produkten med en fuktig trasa. Tvätta inte enheten under vatten eller sänk den inte ned. Använd inte frätande medel för att rengöra enheten. Förvara den på en sval, torr plats.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f4]

- www.beautifyfy.eu

- www.youtube.com/beautifyfy

Enhedsstørrelse:	659x232x38mm
Nettovægt:	284 g
Opladningsmåde:	USB-C opladning
Lade tid:	omkring 4 timer
Batteri:	3000 mAh lithium polymer batteri
Spænding:	5 mV

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Indstil indhold [side 2- f1]:

Collagen LED maske (1.) Tilbehørspose (2.) Kølemaske (3.) Opbevaringspose (4.) Lysbeskyttelses øjenmaske (5.) Fjernbetjening (6.) Brugervejledning (7.) Kabel til USB-C opladning (8.)

Konfiguration og første brug [side 2-f2]:

1. Installer lysbeskyttelsesbrillerne i hullerne på kollagenmasken.
2. Forbind masken med fjernbetjeningen ved hjælp af et USB-kabel.
3. Instruktioner til brug af kølemasken: Efter udpakning tages kølemasken ud og puttes i tilbehørsposen. Opbevares i køleskabet i mindst 10 minutter før brug. Når du skal bruge kølefunktionen, skal du tage den ud af køleskabet. For at samle kølemasken skal du justere de magnetiske dele af kølemasken med dem, der er placeret på kollagenmasken.

Fjernbetjening [side 2- f3]:

Tilslutning til hovedenheden (1.) Rynkereduktionstilstand (2.) Opstrammende tilstand (3.) Foryngelsestilstand (4.) Støttetilstand for at forbedre hudens ufuldkomnheder (5.) Knap til ændring af intensitet. Fjernbetjeningen har tre tilstande: lav (indikatoren lyser svagt), medium (indikatoren blinker hurtigt), høj (indikatoren lyser konstant). (6.) Tænd/sluk- og tilstandskontaktknop (7.) Batteriindikator (8.) USB-C-opladningsport (9.)

Lysfølsomhedstest:

Før du bruger enheden første gang, skal du kontrollere, om du er allergisk over for lys: Placer den på din underarm i 8 minutter. Hvis huden bliver rød eller kløende, skal du stoppe brugen og kontakte en hudlæge. Rens altid dit ansigt før brug for at undgå reaktioner på kosmetik, og efter brug skal du ikke bekymre dig, hvis din hud bliver let rød - det er normalt og vil forsvinde efter 1-2 timer. Hvis du bager, skal du straks stoppe med at bruge apparatet.

Sådan bruger du:

1. Rens dit ansigt og tør det.
2. Fastgør og juster hovedbåndet på LED-kollagenmasken.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden.
4. Tryk på tilstandsknappen for at vælge den ønskede tilstand, og tryk derefter på niveaunknappen for at justere energiniveauet.
5. Når du bruger kølefunktionen, skal du fjerne kølemasken fra køleskabet og placere den magnetisk på masken. Når du har sat det på dit ansigt, skal du aktivere opstrammende tilstand på fjernbetjeningen.
6. Efter fire minutter slukker enheden automatisk. Fjern masken og rengør den

(rengør kun masken, ikke de elektroniske dele).

Opladningsmetode:

Produktet bør ikke bruges under opladning. (Bemærk: Enheden fungerer ikke, og knapperne reagerer ikke under opladning.) Det anbefales at oplade enheden helt før første brug. Tilslut USB-C-kablet til fjernbetjeningen, og sæt derefter USB-stikket i adapteren. Når strømmen er tændt, starter opladningen. Når batteriindikatoren på fjernbetjeningen begynder at blinke, er enheden ved at oplade. Når alle fire batteriindikatorer holder op med at blinke, er opladningen fuldført.

Vedligeholdelse og pleje af enheden:

Opbevaring Opbevar dette produkt på et tørt sted ved stuetemperatur og undgå udsættelse for støv, direkte sollys eller fugtige forhold.

Rengøring Rengør masken før og efter brug (kun maske, ingen elektroniske dele). Bemærk: kontrollere og kablerne må ikke komme i kontakt med vand. Efter brug skal du sørge for at frakoble fjernbetjeningen fra masken og fra strømkilden.

Bortskaffelse Produktet indeholder et lithiumpolymerbatteri. Når du bortskaffer din enhed, bedes du aflevere den til dit lokale batterigenbrugscenter. Det anbefales at adskille det fra andet husholdningsaffald for at beskytte miljøet.

Forholdsregler:

Hold venligst produktet væk fra små børn for at undgå at behandle det som et legetøj. Håndter produktet forsigtigt ved brug. Denne enhed er designet som et elektronisk hjemmeprodukt og er ikke egnet til diagnose eller behandling. Det bør ikke bruges af gravide kvinder, der forbereder sig på graviditet eller ammer, personer, der er følsomme over for lys eller tager fotosensibiliserende lægemidler, med genetisk betingede hudsygdomme eller tilstande såsom lupus, lysfølsomt eksem eller albinisme. Bemærk: kontrollere og kablerne må ikke komme i kontakt med vand. Må ikke bruges under opladning. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget. Du må ikke selv reparere, adskille eller modificere enheden. Eventuelle uregelmæssigheder bør vurderes af tjenesten. Tab eller slå ikke enheden for at undgå fejlfunktion. Efter hver behandling tørres produktet af med en fugtig klud. Vask ikke enheden under vand eller nedsenk den. Brug ikke ætsende midler til at rengøre enheden. Opbevar det på et køligt, tørt sted.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f4]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Apparaatgrootte:	659x232x38mm
Netto gewicht:	284g
Oplaadmanier:	Opladen via USB-C
Laadtijd:	ongeveer 4 uur
Accu:	3000 mAh lithium-polymeerbatterij
Spanning:	5 mei

Beveiliging:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

Inhoud instellen [pagina 2- f1]:

Collageen LED-masker (1.) Accessoiresetas (2.) Koelmasker (3.) Opbergtas (4.) Lichtbeschermend oogmasker (5.) Afstandsbediening (6.) Gebruikershandleiding (7.) Kabel voor USB-C opladen (8.)

Configuratie en eerste gebruik [pagina 2- f2]:

1. Installeer de lichtbeschermingsbril in de gaten van het collageenmasker.
2. Verbind het masker met de afstandsbediening met behulp van een USB-kabel.
3. Instructies voor het gebruik van het koelmasker: Haal na het uitpakken het koelmasker eruit en plaats het in de accessoiresetas. Bewaar het minstens 10 minuten in de koelkast voordat u het gebruikt. Wanneer u de koelfunctie wilt gebruiken, haalt u deze uit de koelkast. Om het koelmasker in elkaar te zetten, lijnt u de magnetische delen van het koelmasker uit met die op het collageenmasker.

Afstandsbediening [pagina 2- f3]:

Verbinding met het hoofdapparaat (1.) Rimpelreductiemodus (2.) Verstevigende modus (3.) Verjongingsmodus (4.) Ondersteuningsmodus om huidonvolkomenheden te verbeteren. (5.) Knop voor het wijzigen van de intensiteit. De afstandsbediening heeft drie modi: laag (de indicator licht zwak op), medium (de indicator knippert snel), hoog (de indicator licht constant op). (6.)

Aan/uit- en modusschakelaarknop (7.) Batterij-indicator (8.)
USB-C-oplaadpoort (9.)

Lichtgevoeligheidstest:

Controleer voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of u allergisch bent voor licht: plaats het apparaat gedurende 8 minuten op uw onderarm. Als de huid rood wordt of jeukt, stop dan met het gebruik en raadpleeg een dermatoloog. Maak uw gezicht altijd schoon voor gebruik om reacties op cosmetica te voorkomen. Maak u na gebruik geen zorgen als uw huid lichtjes rood wordt. Dit is normaal en verdwijnt na 1-2 uur. Als u gaat bakken, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.

Hoe te gebruiken:

1. Reinig je gezicht en droog het.
2. Maak de hoofdband van het LED-collageenmasker vast en pas deze aan.
3. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
4. Druk op de modusknop om de gewenste modus te selecteren en druk vervolgens op de niveaunknop om het energieniveau aan te passen.
5. Wanneer u de koelfunctie gebruikt, verwijdert u het koelmasker uit de koelkast en plaatst u het magnetisch op het masker. Nadat je het op je gezicht hebt aangebracht, activeer je de verstevigingsmodus op de afstandsbediening.

6. Na vier minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Verwijder het masker en maak het schoon (maak alleen het masker schoon, niet de elektronische onderdelen).

Opladmethode:

Het product mag niet worden gebruikt tijdens het opladen. (Opmerking: het apparaat werkt niet en de knoppen reageren niet tijdens het opladen.) Het wordt aanbevolen om het apparaat vóór het eerste gebruik volledig op te laden. Sluit de USB-C-kabel aan op de afstandsbediening en steek vervolgens de USB-stekker in de adapter. Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, begint het opladen. Wanneer de batterij-indicator op de afstandsbediening begint te knipperen, wordt het apparaat opgeladen. Wanneer alle vier de batterij-indicatoren stoppen met knipperen, is het opladen voltooid.

Onderhoud en verzorging van het apparaat:

Opslag Bewaar dit product op een droge plaats bij kamertemperatuur en vermijd blootstelling aan stof, direct zonlicht of vochtige omstandigheden.

Reinigen Reinig het masker voor en na gebruik (alleen masker, geen elektronische onderdelen). Let op: de controller en kabels mogen niet in contact komen met water. Zorg ervoor dat u na gebruik de afstandsbediening loskoppelt van het masker en van de stroombron.

Afvalverwerking Het product bevat een lithium-polymeerbatterij. Als u uw apparaat weggooit, breng het dan naar uw plaatselijke batterijrecyclingbedrijf. Het wordt aanbevolen om het van ander huishoudelijk afval te scheiden om het milieu te beschermen.

Voorzorgsmaatregelen:

Houd het product uit de buurt van kleine kinderen om te voorkomen dat het als speelgoed wordt behandeld. Ga voorzichtig om met het product tijdens gebruik. Dit apparaat is ontworpen als een elektronisch product voor thuisgebruik en is niet geschikt voor diagnose of behandeling. Het mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, die zich voorbereiden op zwangerschap of borstvoeding, mensen die gevoelig zijn voor licht of fotosensibiliserende medicijnen gebruiken, met genetisch bepaalde huidziekten of aandoeningen zoals lupus, lichtgevoelig eczeem of albinisme. Let op: de controller en kabels mogen niet in contact komen met water. Niet gebruiken tijdens het opladen. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Repareer, demonteer of wijzig het apparaat niet zelf. Eventuele onregelmatigheden dienen door de dienst beoordeeld te worden. Laat het apparaat niet vallen en sla er niet tegen om defecten te voorkomen. Na elke behandeling het product afnemen met een vochtige doek. Was het apparaat niet onder water en dompel het niet onder. Gebruik geen bijtende middelen om het apparaat schoon te maken. Bewaar het op een koele, droge plaats.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f4]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Cihaz Boyutu:	659x232x38mm
Net ağırlığı:	284g
Şarj yolu:	USB-C şarjı
Şarj süresi:	yaklaşık 4 saat
Pil:	3000 mAh lityum polimer pil
Tansiyon:	5 Mayıs

Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

İçeriği ayarlayın [sayfa 2- f1]:

Kollajen LED maske (1.) Aksesuar çantası (2.) Soğutma maskesi (3.) Saklama çantası (4.) Işık korumalı göz maskesi (5.) Uzaktan kumanda (6.) Kullanım kılavuzu (7.) USB-C kablosu şarj etme (8.)

Yapılandırma ve ilk kullanım [sayfa 2-f2]:

1. Işık koruma gözlüklerini kollajen maskenin deliklerine takın.
2. Bir USB kablosu kullanarak maskeyi uzaktan kumandaya bağlayın.
3. Soğutma maskesini kullanma talimatları: Paketi açtıktan sonra soğutma maskesini çıkarın ve aksesuar çantasına koyun. Kullanmadan önce en az 10 dakika buzdolabında saklayın. Soğutma fonksiyonunu kullanmanız gerektiğinde buzdolabından çıkarın. Soğutma maskesini monte etmek için soğutma maskesinin manyetik parçalarını kollajen maskesinin üzerine yerleştirilenlerle hizalayın.

Uzaktan kumanda [sayfa 2-f3]:

Ana üniteye bağlantı (1.) Kırıksıklık azaltma modu (2.) Sıkılaştırma modu (3.) Gençleştirme modu (4.) Cilt kusurlarını iyileştirmek için destek modu. (5.) Yoğunluk değiştirme düğmesi. Uzaktan kumandanın üç modu vardır: düşük (gösterge zayıf bir şekilde yanar), orta (gösterge hızlı bir şekilde yanıp söner), yüksek (gösterge sürekli yanar). (6.) Açma/kapama ve mod değiştirme düğmesi (7.) Pil göstergesi (8.) USB-C şarj bağlantı noktası (9.)

Işık duyarlılığı testi:

Cihazı ilk kez kullanmadan önce ışığa alerjiniz olup olmadığını kontrol edin: 8 dakika boyunca ön kolunuza yerleştirin. Cilt kızarıp veya kaşınırsa kullanmayı bırakın ve bir dermatoloğa danışın. Kozmetiklere karşı reaksiyonları önlemek için kullanmadan önce yüzünüzü daima temizleyin ve kullandıktan sonra cildiniz hafif kızarırsa endişelenmeyin; bu normaldir ve 1-2 saat sonra kaybolur. Pişirme durumunda, cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Nasıl kullanılır:

1. Yüzünüzü temizleyin ve kuruyun.
2. LED kollajen maskesinin kafa bandını sabitleyin ve ayarlayın.
3. Cihazı açmak için güç düğmesine basın.
4. İstenilen modu seçmek için mod düğmesine basın, ardından enerji seviyesini ayarlamak için seviye düğmesine basın.
5. Soğutma fonksiyonunu kullanırken, soğutma maskesini buzdolabından çıkarın ve manyetik olarak maskenin üzerine yerleştirin. Yüzünüzü sürüdükten sonra uzaktan kumandanın sıkılaştırma modunu etkinleştirin.
6. Dört dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Maskeyi çıkarın ve temizleyin

(sadece maskeyi temizleyin, elektronik parçaları değil).

Şarj yöntemi:

Ürün şarj edilirken kullanılmamalıdır. (Not: Şarj sırasında cihaz çalışmayacak ve tuşlar yanıt vermeyecektir.) İlk kullanımdan önce cihazın tamamen şarj edilmesi tavsiye edilir. USB-C kablosunu uzaktan kumandaya bağlayın, ardından USB fişini adaptöre takın. Güç açıldığında şarj işlemi başlayacaktır. Uzaktan kumandadaki pil göstergesi yanıp sönmeye başladığında cihaz şarj oluyor demektir. Dört pil göstergesinin tümü yanıp sönmeyi bıraktığında şarj işlemi tamamlanmıştır.

Cihazın bakımı ve bakımı:

Depolama Bu ürünü oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayın ve toza, doğrudan güneş ışığına veya nemli koşullara maruz kalmaktan kaçının.

Temizleme Maskeyi kullanımdan önce ve sonra temizleyin (yalnızca maske, elektronik parça yoktur). Not: Kontrol ünitesi ve kablolar suyla temas etmemelidir. Kullandıktan sonra uzaktan kumandayı maskeden ve güç kaynağından çıkardığınızdan emin olun.

İmha Üründe bir lityum polimer pil bulunmaktadır. Cihazınızı elden çıkarırken lütfen yerel pil geri dönüşüm tesisinize götürün. Çevreyi korumak için diğer evsel atıklardan ayırmanız tavsiye edilir.

Önlemler:

Lütfen ürünü oyuncak olarak görmemek için küçük çocuklardan uzak tutun. Ürünü kullanırken dikkatli olun. Bu cihaz ev elektroniği ürünü olarak tasarlanmış olup teşhis ve tedaviye uygun değildir. Hamilelik veya emzirmeye hazırlanan hamile kadınlar, ışığa duyarlı kişiler veya ışığa duyarlı ilaç kullananlar, genetik olarak belirlenmiş cilt hastalıklardan veya lupus, ışığa duyarlı egzama veya albinizm gibi rahatsızlıklardan olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Not: Kontrol ünitesi ve kablolar suyla temas etmemelidir. Şarj sırasında kullanmayın. Hasar görmüşse cihazı kullanmayın. Cihazı kendiniz tamir etmeyin, parçalarına ayırmayın veya değişiklik yapmayın. Herhangi bir usulsüzlük servis tarafından değerlendirilmelidir. Arzayı önlemek için cihazı düşürmeyin veya çarpmayın. Her tedaviden sonra ürünü nemli bir bezle silin. Cihazı su altında yıkamayın veya suya batırmayın. Cihazı temizlemek için aşındırıcı maddeler kullanmayın. Serin ve kuru bir yerde saklayın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f4]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Размер на устройството:	659x232x38 мм
Нето тегло:	284g
Начин на зареждане:	USB-C зареждане
Време за зареждане:	около 4 часа
Батерия:	3000 mAh литиево-полимерна
напрежение:	батерия

5 май

Сигурност:

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Съдържание на комплекта [страница 2- f1]:

Колагенова LED маска (1.) Чанта за аксесоари (2.) Охлаждаща маска (3.) Чанта за съхранение (4.) Маска за очи със защита от светлина (5.) Дистанционно управление (6.) Ръководство за потребителя (7.) Кабел за USB-C зареждане (8.)

Конфигурация и първа употреба [страница 2- f2]:

1. Инсталирайте светлосащитните очила в отворите на колагеновата маска.
 2. Свържете маската с дистанционното управление с помощта на USB кабел.
 3. Инструкции за използване на охлаждащата маска: След като разопаковате, извадете охлаждащата маска и я поставете в чантата за аксесоари.
 Съхранявайте в хладилник поне 10 минути преди употреба. Когато трябва да използвате функцията за охлаждане, извадете го от хладилника. За да сглобите охлаждащата маска, подравнете магнитните части на охлаждащата маска с тези, поставени върху колагеновата маска.

Дистанционно управление [страница 2- f3]:

Свързване към основното устройство (1.) Режим за намаляване на бръчките (2.) Режим за стягане (3.) Режим за подмладяване (4.) Режим на поддръжка за подобряване на несъвършенствата на кожата. (5.) Бутон за промяна на интензитета. Дистанционното управление има три режима: нисък (индикаторът свети слабо), среден (индикаторът мига бързо), висок (индикаторът свети постоянно). (6.) Бутон за включване/изключване и превключване на режима (7.) Индикатор за батерията (8.) USB-C порт за зареждане (9.)

Тест за светлочувствителност:

Преди да използвате устройството за първи път, проверете дали не сте алергични към светлина: поставете го върху предмишницата си за 8 минути. Ако кожата се зачерви или сърби, спрете употребата и се консултирайте с дерматолог. Винаги почиствайте лицето си преди употреба, за да избегнете реакции към козметиката, а след употреба не се притеснявайте, ако кожата ви се зачерви леко – това е нормално и ще изчезне след 1-2 часа. Ако печете, незабавно спрете да използвате уреда.

Как да използвам:

1. Почистете лицето си и го подсушете.
2. Затегнете и регулирайте лентата за глава на LED колагеновата маска.
3. Натиснете бутона за захранване, за да включите устройството.
4. Натиснете бутона за режим, за да изберете желанния режим, след което натиснете бутона за ниво, за да регулирате нивото на енергия.
5. Когато използвате функцията за охлаждане, извадете охлаждащата маска от

хладилника и я поставете с магнит върху маската. След като го поставите върху лицето си, активирайте стягащия режим на дистанционното управление. 6. След четири минути устройството ще се изключи автоматично. Сваляте маската и я почистете (почистете само маската, не и електронните части).

Метод на зареждане:

Продуктът не трябва да се използва по време на зареждане. (Забележка: Устройството няма да работи и бутоните няма да реагират, докато се зарежда.) Препоръчително е да заредите напълно устройството преди първа употреба. Съвържете USB-C кабела към дистанционното управление, след което включете USB щепсела в адаптера. Когато захранването се включи, зареждането ще започне. Когато индикаторът за батерията на дистанционното управление започне да мига, устройството се зарежда. Когато и четирите индикатора за батерия спрат да мигат, зареждането е завършено.

Поддръжка и грижи за устройството:

Съхранение Съхранявайте този продукт на сухо място при стайна температура и избягвайте излагане на прах, пряка слънчева светлина или влажни условия.
Почистване Почистете маската преди и след употреба (само маска, без електронни части). Забележка: контролерът и кабелите не трябва да влизат в контакт с вода. След употреба не забравяйте да изключите дистанционното управление от маската и от източника на захранване.
Изхвърляне Продуктът съдържа литиево-полимерна батерия. Когато изхвърляте вашето устройство, моля, занесете го в местното съоръжение за рециклиране на батерии. Препоръчително е да се отделя от другите битови отпадъци, за да се защити околната среда.

Предпазни мерки:

Моля, дръжте продукта далеч от малки деца, за да избегнете третирането му като играчка. Работете внимателно с продукта, когато го използвате. Това устройство е проектирано като домашен електронен продукт и не е подходящо за диагностика или лечение. Не трябва да се използва от бременни жени, подготвящи се за бременност или кърмене, хора, чувствителни към светлина или приемачи фотосенсибилизиращи лекарства, с генетично обусловени кожни заболявания или състояния като лупус, фоточувствителна екзема или албинизъм. Забележка: контролерът и кабелите не трябва да влизат в контакт с вода. Не използвайте по време на зареждане. Не използвайте устройството, ако е повредено. Не ремонтирайте, разглобявайте или модифицирайте устройството сами. Всякакви нередности трябва да бъдат оценени от сервиза. Не изпускайте и не удряйте устройството, за да избегнете повреда. След всяко третиране избършете продукта с влажна кърпа. Не мийте устройството под вода и не го потапяйте. Не използвайте корозивни агенти за почистване на устройството. Съхранявайте го на хладно и сухо място.

Повече информация за фирмата и продуктите [страница 2 - f4]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

حجم الجهاز:
الوزن الصافي:
بطريقة الشحن:
وقت الشحن:
بطارية:
توتر:

659x232x38 ملم
284 جرام
USB-C شحن
حوالي 4 ساعات
بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 3000 مللي أمبير
5 مايو

حمالية:

قبل استخدام المنتج، اقرأ دليل المستخدم هذا واتبع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز

[1-صفحة 2] ضبط المحتويات

حقيبة الملحقات (2) قناع التبريد (3) حقيبة التخزين (4) قناع العين للحماية من (1) قناع الكولاجين الشحن (8) USB-C الضوء (5) جهاز التحكم عن بعد (6) دليل المستخدم (7) كابل

[2-صفحة 2] التكوين والاستخدام الأول

1. قم بتثبيت نظارات الحماية من الضوء في فتحات قناع الكولاجين USB.
2. قم بتوصيل القناع بجهاز التحكم عن بعد باستخدام كابل.
3. تعليمات استخدام قناع التبريد: بعد تفرغ العبوة، أخرج قناع التبريد وضعه في حقيبة الملحقات. يُحفظ في التلاجة لمدة 10 دقائق على الأقل قبل الاستخدام. عندما تحتاج إلى استخدام وظيفة التبريد، أخرجها من التلاجة. لتجميع قناع التبريد، قم بمحاذاة الأجزاء المغناطيسية لقناع التبريد مع تلك الموجودة على قناع الكولاجين.

[3-صفحة 2] جهاز التحكم عن بعد

- 1) الاتصال بالوحدة الرئيسية (1) وضع تقليل التجاعيد (2) وضع شد البشرة (3) وضع التجديد (4) وضع الدعم للتخفيف من عيوب البشرة (5) زر تغيير الكثافة يحتوي جهاز التحكم عن بعد على ثلاثة أوضاع: منخفض (يضيء المؤشر بشكل خافت)، متوسط (يوميض المؤشر بسرعة)، مرتفع (يضيء المؤشر باستمرار). (6) زر التشغيل/الإيقاف وزر تبديل الوضع (7) مؤشر البطارية (8)
- (9) USB-C منفذ شحن

اختبار حساسية الضوء

قبل استخدام الجهاز لأول مرة، تحقق مما إذا كان لديك حساسية للضوء: ضعه على ساعدك لمدة 8 دقائق. إذا أصبح الجلد أحمر أو بسبب الحكّة، توقف عن الاستخدام واستشر طبيب الأمراض الجلدية. نظفي وجهك دائمًا قبل الاستخدام لتجنب التفاعلات مع مستحضرات التجميل، وبعد الاستخدام، لا تقلمي إذا أصبحت بشرتك حمراء قليلاً - فهذا طبيعي وسيختفي بعد 1-2 ساعة. في حالة الخبز، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.

كيف تستعمل

1. نظفي وجهك وجففيه
2. LED. قم بربط وضبط عصاية رأس قناع الكولاجين
3. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز
4. اضغط على زر الوضع لتحديد الوضع المطلوب، ثم اضغط على زر المستوى لضبط مستوى الطاقة
5. عند استخدام وظيفة التبريد، قم بإزالة قناع التبريد من التلاجة وضعه مغناطيسيًا على القناع. بعد وضعه على وجهك، قم بتنشيط وضع التثبيت في جهاز التحكم عن بعد
6. بعد أربع دقائق، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. قم بإزالة القناع وتنظيفه (قم بتنظيف القناع فقط، وليس الأجزاء الإلكترونية)

بطريقة الشحن

لا ينبغي استخدام المنتج أثناء الشحن. (ملاحظة: لن يعمل الجهاز ولن تستجيب الأزرار أثناء الشحن.) يوصى بجهاز التحكم عن بعد، ثم قم بتوصيل USB-C بشحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأول. قم بتوصيل كابل بالمولد عند تشغيل الطاقة، سيبدأ الشحن عندما يبدأ مؤشر البطارية الموجود على جهاز التحكم USB قابس عن بعد في الوميض، فهذا يعني أن الجهاز قيد الشحن. عندما تتوقف مؤشرات البطارية الأربعة عن الوميض، فهذا يعني اكتمال الشحن

صيانة الجهاز والعناية به

قم بتخزين هذا المنتج في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة وتجنب التعرض للغبار أو أشعة الشمس المباشرة أو الظروف الرطبة.
قم بتنظيف القناع قبل الاستخدام وبعده (القناع فقط، بدون أجزاء إلكترونية). ملحوظة: يجب ألا تتلامس وحدة التحكم والكابلات مع الماء بعد الاستخدام، تأكد من فصل جهاز التحكم عن بعد عن القناع وعن مصدر الطاقة يحتوي المنتج على بطارية ليثيوم بوليمر. عند التخلص من جهازك، يرجى أخذه إلى منشأة إعادة تدوير البطارية المحلية لديك. وينصح بفصلها عن النفايات المنزلية الأخرى حفاظاً على البيئة.

احتياطات

يرجى إبقاء المنتج بعيداً عن متناول الأطفال الصغار لتجنب معاملته كلعبة. تعامل مع المنتج بعناية عند الاستخدام. تم تصميم هذا الجهاز كمنتج إلكتروني منزلي وهو غير مناسب للتشخيص أو العلاج. لا ينبغي استخدامه من قبل النساء الحوامل، أو اللاتي يستعدن للحمل أو الرضاعة الطبيعية، أو الأشخاص الذين يعانون من حساسية للضوء أو الذين يتناولون أدوية حساسية للضوء، أو المصابين بأمراض أو حالات جلدية محددة وراثياً مثل الذئبة، أو الأكزيما الحساسة للضوء، أو المهق. ملحوظة: يجب ألا تتلامس وحدة التحكم والكابلات مع الماء. لا تستخدم أثناء الشحن. لا تستخدم الجهاز في حالة تلفه. لا تقم بإصلاح الجهاز أو تفكيكه أو تعديله بنفسك. وينبغي تقييم أي مخالفات من قبل الخدمة. لا تسقط أو تضرب الجهاز لتجنب حدوث عطل. بعد كل علاج، امسح المنتج بقطعة قماش مبللة. لا تغسل الجهاز تحت الماء أو تغمره. لا تستخدم عوامل التآكل لتنظيف الجهاز. قم بتخزينه في مكان بارد وجاف.

[f4 - صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r, w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r, w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r, zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautify.eu/deklaracje

Importer: Beautify Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Aura Glam