

DIFORO
FAIRY 2
ProSeries



WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja udzielona zostaje przez VOBĘ sp. z o.o., ul. Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000800189, posiadającą nadane numery NIP: 525-279-92-70, REGON: 384166183, zwaną dalej Gwarantem.
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia wydania produktu pierwotnemu Nabywcy. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów i akumulatora.
3. Niniejsza gwarancja, w zakresie oraz w terminie w niej określonym, zapewnia Nabywcy nieodpłatne usunięcie powstałych wad reklamowego produktu. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
4. Wady produktu usuwane będą przez Autoryzowany Serwis Gwaranta, zwany dalej Serwisem.
5. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji (zgłoszenie reklamacji) Nabywca zobowiązany jest wypełnić kartę reklamacyjną, lub skontaktować się w inny sposób z Gwarantem, bądź Serwisem.
6. Po dokonaniu zgłoszenia Nabywca zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt do Serwisu. Zalecamy dołączenie do produktu kompletnego (fabrycznego) wyposażenia wraz z akcesoriami, gdyż może to ułatwić i przyspieszyć postępowanie gwarancyjne.
7. Nabywca zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego produktu niniejszą kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu, a także opisem podejrzewanych przez niego wad produktu.
8. Zalecamy przechowywanie oryginalnego opakowania produktu w celu zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniami mogącymi nastąpić podczas transportu do Serwisu.
9. Gwarant ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Serwis reklamowanego produktu wraz z wymaganym kompletem dokumentów, o których mowa w pkt.7 niniejszej gwarancji.
10. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa produktu przywracająca mu wartość użytkową. W przypadku gdy: a) wada nie jest możliwa do usunięcia, b) wykonanie naprawy gwarancyjnej nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu przez Serwis, c) podczas okresu gwarancyjnego dokonano trzech napraw zakwalifikowanych jako naprawy gwarancyjne, lecz produkt nadal posiada wady. Nabywcy przysługuje wymiana produktu na nowy lub inny równorzędny, wolny od wad produkt, co najmniej tej samej klasy. Powyższe nie wyłącza innego sposobu załatwienia reklamacji, w sposób uzgodniony wspólnie przez Gwaranta i Nabywcę.
11. W przypadku niezgodności zgłoszonej reklamacji ze stanem faktycznym lub niemożności naprawy produktu, Gwarant ustali wspólnie z Nabywcą sposób i termin załatwienia reklamacji.
12. W przypadku gdy reklamacja została uznana za nieuzasadnioną Gwarant zwróci Nabywcy produkt wraz z pisemnym podaniem przyczyn, dla których odmówił uznania reklamacji.
13. W zakresie dozwolonym przez przepisy obowiązującego prawa niniejsza gwarancja nie obejmuje: a) współdziałania Produktu ze sprzętem lub aplikacjami nie pochodzącymi od Gwaranta, b) wad spowodowanych korzystaniem przez Nabywcę z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub informacjami zawartymi w instrukcji obsługi produktu, c) uszkodzeń produktu będących następstwem zdarzeń losowych, niewynikających z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, takich jak pożar, powódź, przeciążenia sieci, nieprawidłowe napięcie sieci, wyładowania atmosferyczne, działania wojenne, itp. d) eksploatacji produktu w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wyższej wilgotności, ekstremalnych warunków termicznych lub środowiskowych, bądź gwałtownych zmian takich warunków, e) wad i uszkodzeń produktu powstałych z przyczyn użycia urządzeń lub aplikacji nie pochodzących od Gwaranta, takich jak ładowarki, mocowania, itp.
f) otwarcia, naprawy, jak również zmian dokonanych w produkcie przez osoby nie będące

przedstawicielami Serwisu.

14. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa niniejsza gwarancja nie będzie wykonalna w przypadku gdy: a) dokonano samowolnie zmian w karcie gwarancyjnej,

b) samowolnie usunięte zostały jakiegokolwiek plomby gwarancyjne z produktu.

15. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę oprogramowania lub danych przechowywanych w urządzeniu podczas naprawy, przed oddaniem produktu do naprawy zalecamy utworzenie kopii bezpieczeństwa, gdyż w trakcie naprawy dane te mogą zostać utracone.

16. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Nabywcy zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Nabywca nie mógł z niej korzystać.

17. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową, jak również innych uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

EN- WARRANTY / CLAIMS The product comes with a 24-month manufacturer's warranty. The warranty does not cover defects or damage caused by the fault of the user, or as a result of improper use (or misuse). The guarantee does not cover mechanical damage and caused as a result of the use of accessories other than those included in the kit. The guarantee does not cover consumable items such as batteries, rechargeable batteries. The warranty on batteries is 6 months. Complaints should be submitted in writing, e-mail address: get@diforo.pl

Vobe sp. z o.o. deklaruje, że produkt Diforo jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny na stronie www.diforo.pl w zakładce deklaracje.

Vobe sp. z o. o. declares that the device Diforo is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address www.diforo.pl in the declarations tab.



PL-Przekreślony symbol pojemnika na śmieci, oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

EN-The crossed-out wheeled bin symbol indicates that in the European Union after the end of the product's useful life it must be disposed of in a separate, dedicated collection point. Do not dispose of these products together with unsorted general household waste

PL- Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy



EN- Declaration of Conformity with regard to the Directive RE 2014/53/UE, RE 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE

Adres serwisu / service address

Vobe sp. z o.o., Rudna Mała ,167A, 36-054 Mrowla

mail: get@diforo.pl, mob. +48 453 271 100

www.diforo.pl



W zestawie



Kabel zasilający



Instrukcje

Funkcje

Mikroprądy - Jonoforeza



Mikroprąd umożliwia wnikanie oraz stymulację elektryczną w głąb tkanki podskórnej do mięśni, pomagając w naprawie skóry, włókien elastycznych, tkanki galaretowatej oraz łącznej, rozciągając w ten sposób i redukując zmarszczki.



Podgrzewana głowica

Zadaniem podgrzewania jest skuteczne łagodzenie zmęczenia oczu oraz krążenia krwi. Przestrzeganie zaleceń dotyczących stosowania może zmniejszyć cienie pod oczami, worki pod oczami, obrzęki itp. Oraz poprawić wchłanianiu się kremu pod oczy.



Światło czerwone

Terapia czerwonym światłem, znana jako fotobiomodulacja (PBM), obejmuje jedną z najnowszych metod leczenia i regeneracji ciała, wykorzystującą naturalne właściwości światła o długości fali 620-630nm. Przyczynia się do przyspieszenia procesów regeneracyjnych i leczniczych w organizmie. Efektem tego jest szybsza naprawa uszkodzonych tkanek. Zastosowanie terapii czerwonym światłem jest szerokie i obejmuje leczenie takich problemów jak problemy skórne włączając trądzik i egzemę, a także wspomaganie gojenia ran i blizn. Czerwone światło jest stosowane w terapii przeciwstarzeniowej, ponieważ pobudza produkcję kolagenu i elastyny, redukując zmarszczki i poprawiając elastyczność skóry.



Światło niebieskie

Terapia niebieskim światłem LED o długości fali 400-495nm skupia się na łojotokach, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania skóry i włosów. Niebieskie światło jest w stanie skoncentrować się na łojotokach i sprawić, żeby były mniej aktywne. Eliminuje bakterie powodujące występowanie trądziku, co wspiera leczenie poważniejszego rodzaju trądziku. Pomaga w usuwaniu blizn i wspiera działanie przeciwzapalne.




Funkcja wibracji

Wibracje soniczne masują mięśnie twarzy oraz poprawiają wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry.



Inteligentny włącznik dotykowy

Urządzenie wyposażone w czujnik uruchamiający wszystkie funkcje w czasie kontaktu ze skórą. Niewymagane jest żadne uruchomienie urządzenia przez włączenie mechaniczne, Fairy Stick jest w ciągłej gotowości do pracy.




Głowica obracana o 180 stopni


Głowica obracana o 90 stopni pozwala lepiej dopasować się do różnych części twarzy.

Jak używać

Dla lepszych efektów zaleca się stosowanie po oczyszczeniu twarzy.



- 1 Głowica produktu obraca się w dwie strony, każdy obrót można wykonać o 90°. Podczas kontaktu ze skórą Fairy zacznie wytwarzać prądy EMS oraz wibracje. Po zakończonym zabiegu głowicę należy przekreślić w kierunku odwrotnym niż przed uruchomieniem, aby wyłączyć urządzenie.
- 2 Ten produkt wykorzystuje elektroniczny inteligentny układ dotykowy, inteligentny przełącznik. Trzymając korpus produktu, głowicą dotykamy do skóry, produkt pracuje ciągle aż do czasu przerwania połączenia ze skórą.
- 3 Oprócz okolic oczu produkt ten można stosować również na twarzy i szyi. Poniżej przedstawiono jedną z metod.



Okolice oczu

Twarz

Szyja

Ładowanie

Sygnalizacja:

- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik szybko miga.
- Podczas ładowania lampka kontrolna pulsuje (stan oddychania).
- Po pełnym naładowaniu lampka kontrolna świeci ciągłym światłem.

Czas ładowania to 120 minut.

Czas ciągłego użytkowania to 60 minut.

Metody ładowania:

Podłącz jeden koniec kabla ładującego do złącza magnetycznego na spodzie produktu, a drugi koniec do ładowarki lub portu USB komputera.

⚠ Nie przekraczaj 12 godzin ciągłego ładowania.

Uwagi:

- NIE rozmontowuj produktu,
- Postępuj zgodnie z instrukcjami obracania głowicy,
- NIE pryskaj wodą na produkt ani NIE zanurzaj go w wodzie,
- Po użyciu wytrzeć szmatką lub wilgotną chusteczką,
- Unikaj bezpośredniego światła słonecznego,
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci,

Parametry
produktu:

Producent	DIFORO
Model	Fairy2
Materiał	Aluminium+PC
Rozmiar	177x16x19 mm
Waga netto	28g
Pojemność baterii	300mAh
Czas ładowania	120min
Czas pracy	30min
Napięcie wejściowe	5V
Natężenie prądu	0.3A
Moc	1,5W
Certyfikaty	CE RoHS

Importer:

Vobe sp. z o.o.
Rudna Mała 167A
36-054 Mrowla
NIP: 5252799270

www.diforo.pl

Made in China

PL

DIFORO
FAIRY 2
ProSeries



TERMS OF WARRANTY

1. This warranty is provided by VOBÉ sp. z o.o., ul. Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, registered by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000800189, with the assigned numbers NIP: 525-279-92-70, REGON: 384166183, hereinafter referred to as the Guarantor.
2. The warranty period is 24 months and is counted from the date of delivery of the product to the original Buyer. The warranty does not cover the accessories and the battery.
3. This warranty, to the extent and within the period specified therein, provides the Buyer with free of charge removal of any defects in the advertising product. The liability under the guarantee covers only defects resulting from the reasons inherent in the sold item.
4. Product defects will be removed by the Guarantor's Authorized Service, hereinafter referred to as the Service.
5. In order to use the rights resulting from this warranty (filing a complaint), the Buyer is obliged to fill in the complaint form or contact in another way with the Guarantor or the Service Center.
6. After making the notification, the Buyer is obliged to deliver the advertised product to the Website. We recommend that you include complete (factory) equipment with accessories with the product, as it may facilitate and speed up the warranty procedure.
7. The buyer is obliged to attach to the advertised product this warranty card together with the proof of purchase, as well as a description of the suspected product defects.
8. We recommend keeping the original packaging of the product in order to protect the product against damage that may occur during transport to the Service Center.
9. The guarantor will respond to the submitted complaint within 14 calendar days from the date of receipt by the Service Center of the product being complained about, along with the required set of documents referred to in point 7 of this guarantee.
10. The basic method of settling the complaint is to repair the product, restoring its utility value. If: a) the defect cannot be removed, b) the performance of the warranty repair is not possible within 14 calendar days from the date of receipt of the product by the Service Center, c) during the warranty period, three repairs qualified as warranty repairs have been made, but the product still has defects. The buyer is entitled to replace the product with a new or equivalent product, free from defects, of at least the same class. The above does not exclude a different method of settling the complaint, in a manner agreed jointly by the Guarantor and the Buyer.
11. In the event of non-compliance of the complaint with the facts or the inability to repair the product, the Guarantor and the Buyer shall agree on the manner and date of settling the complaint.
12. If the complaint is found to be unjustified, the Guarantor will return the product to the Buyer together with a written statement of the reasons for refusing to accept the complaint.
13. To the extent permitted by the provisions of applicable law, this warranty does not cover: a) the interaction of the Product with hardware or applications not supplied by the Guarantor, b) defects caused by the Buyer's use of the product contrary to its intended use or information contained in the product manual, c) damage the product resulting from random events, not resulting from the reasons inherent in the sold item, such as fire, flood, network overload, incorrect network voltage, lightning, warfare, etc. d) use of the product in conditions of significant pollution, higher humidity, extreme thermal conditions or environmental, or sudden changes to such conditions, e) defects and damage to the product resulting from the use of devices or applications not supplied by the Guarantor, such as chargers, fasteners, etc. f) opening, repairing, as well as changes made to the product by persons other than those

representatives of the Website.

14. To the extent permitted by applicable law, this warranty will not be enforceable if: a) the warranty card has been altered on its own,

b) any warranty seals have been removed from the product on its own accord.

15. To the extent permitted by applicable law, the Guarantor is not responsible for the loss of software or data stored in the device during repair, we recommend that you create a backup copy before returning the product for repair, as these data may be lost during the repair.

16. If, in the performance of his obligations, the Guarantor has provided the Buyer with an item free of defects instead of a defective item or has made significant repairs to the item covered by the warranty, the warranty period starts anew from the moment of delivery of the item free of defects or return of the repaired item. If the Guarantor replaced part of the item, the above provision shall apply to the replaced part. In other cases, the warranty period is extended by the time during which the Buyer could not use it due to a defect in the item covered by the warranty.

17. This warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Purchaser resulting from the non-compliance of the goods with the contract, as well as other rights resulting from the provisions of applicable law.

EN- WARRANTY / CLAIMS The product comes with a 24-month manufacturer's warranty. The warranty does not cover defects or damage caused by the fault of the user, or as a result of improper use (or misuse). The guarantee does not cover mechanical damage and caused as a result of the use of accessories other than those included in the kit. The guarantee does not cover consumable items such as batteries, rechargeable batteries. The warranty on batteries is 6 months. Complaints should be submitted in writing, e-mail address: get@diforo.pl

Vobe sp. z o.o. deklaruje, że produkt Diforo jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny na stronie www.diforo.pl w zakładce deklaracje.

Vobe sp. z o. o. declares that the device Diforo is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address www.diforo.pl in the declarations tab.



PL-Przekreślony symbol pojemnika na śmieci, oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

EN-The crossed-out wheeled bin symbol indicates that in the European Union after the end of the product's useful life it must be disposed of in a separate, dedicated collection point. Do not dispose of these products together with unsorted general household waste

PL- Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy



EN- Declaration of Conformity with regard to the Directive RE 2014/53/UE, RE 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE

Adres serwisu / service address

Vobe sp. z o.o., Rudna Mała, 167A, 36-054 Mrowla
mail: get@diforo.pl, mob. +48 453 271 100
www.diforo.pl



Including



Charging cable



Instruction manual

Features

Microcurrent



The microcurrent **allows** the **electrical stimulation** to penetrate deep into the subcutaneous tissue to the **muscles**, helping to repair the skin's **elastic fibers** and the **gelatinous layer** tissue, thereby stretching and reducing wrinkles.



Warm Head Surface

The role of warming is to **effectively relieve** eye fatigue and promote **blood circulation**. Adherence to use can reduce dark circles, bags under the eyes, edema, etc., and can promote the absorption of eye cream.



Red Light Function

Red light therapy, known as photobiomodulation (PBM), encompasses one of the latest methods of treatment and regeneration of the body, using the natural properties of light with a wavelength of 620-630nm. It contributes to accelerating regenerative and healing processes in the body. The result is faster repair of damaged tissues. The application of red light therapy is wide-ranging and includes the treatment of problems such as skin problems including acne and eczema, as well as promoting wound and scar healing. Red light is used in anti-ageing therapy as it stimulates collagen and elastin production, reducing wrinkles and improving skin elasticity.



Blue Light Function

LED blue light therapy, with a wavelength of 400-495nm, focuses on seborrhoea, which is essential for the skin and hair to function properly. Blue light is able to focus on seborrhoea and make it less active. It eliminates acne-causing bacteria, which supports the treatment of more serious types of acne. It helps to remove scars and supports anti-inflammatory effects.




Vibration function

This product uses an **all metal** body and oxidation process technology, and the **overall** texture is very good. With an **electronic smart sensor** chip, when the product body is held, the head touches the skin, the machine starts to work, and stops when it leaves. Human computer interaction design, easy to operate.



Smart touch switch

This product uses an **all metal** body and oxidation process technology, and the **overall** texture is very good. With an **electronic smart sensor** chip, when the product body is held, the head touches the skin, the machine starts to work, and stops when it leaves. Human computer interaction design, easy to operate.




180 degree rotating head

Innovative 90 degree rotation **allows** the machine to better adapt to different parts of the eye.

EN

How to use?

It is recommended to use after cleaning the face for better results.



- ① The head of the product rotates in two directions, each rotation can be made by 90°. During contact with the skin, Fairy will start to produce EMS currents and vibrations. When the treatment is complete, the head must be turned in the opposite direction to that before starting to switch off the device.
- ② This product uses electronic smart touch chip, intelligent switch. When holding the product body, the head touches the skin machine and starts working, leaving to stop working.
- ③ Except the eye area, this product is also applicable to the face and neck. Using as below method.



Eye area



Face



Neck

About charging

Battery Reminder

- When the battery is low, the indicator flashes quickly
- When charging, the indicator light is in the state of breathing light
- When fully charged, the indicator light is always on

Charging time is 120 minutes, continuous use time is 90 minutes.

Charging method

Plug one end of the charging cable into the charging port on the bottom of the product and the other end to connect the charger or the USB port of the computer. The indicator light flashes and charges.

 No more than 12 hours for charging time.

NOTES

- Do not disassemble or modify this product.
- Please follow the instructions to rotate the head.
- Do not rinse directly with water.
- After use, wipe with a rag or a wet tissue.
- Avoid direct sunlight when not in use for a long time.
- Keep this product out of the reach of children.

Product
Parameters:

Producer	DIFORO
Model	Fairy2
Material	Aluminium+PC
Size	177x16x19 mm
Net weight	28g
Battery capacity	300mAh
Charging time	120min
Working time	30min
Input voltage	5V
Current	0.3A
Power	1,5W
Certificate	CE RoHS

Importer:

Vobe sp. z o.o.
Rudna Mała 167A
36-054 Mrowla
NIP: 5252799270

www.diforo.pl

Made in China

EN